

BIORCI[®]-HA, tornillo interferencial bioabsorbible.



Características

- **Fabricado en Ácido Poliláctico (PLA) bioabsorbible (75% de la composición)**, representa una alternativa segura a los tornillos de acero, proporcionando una fijación segura y una absorción gradual.
- **Recubierto de Hidroxiapatita (HA) (25%)**, ayuda a controlar el pH de la zona de implante.
- **Indicado en la técnica Hueso-Tendón-Hueso (HTH) de la reconstrucción de ligamentos.**
- **Forma cónica**, minimiza la fragmentación del tornillo durante la inserción.
- **Diseño único de rosca inversa**, proporciona una óptima fijación del injerto de tejido blando.
- **Disponible en gran variedad de tamaños**, permite múltiples enfoques de reparación y flexibilidad para adaptarse a una variedad de ubicaciones anatómicas.

Descripción

El tornillo BIORCI-HA es un tornillo de interferencia para uso en la fijación de hueso-tendón-hueso o injertos de tejido blando durante los procedimientos de reconstrucción del ligamento cruzado anterior / posterior (LCA / LCP).

El tornillo está compuesto por Ácido Poliláctico (PLA) bioabsorbible recubierto de Hidroxiapatita (HA), que se absorbe gradualmente hasta su desaparición.

Indicaciones

El tornillo BIORCI-HA está indicado para la fijación hueso-tendón-hueso o para injertos de tejido blando durante la cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior / posterior.

Composición

Ácido Poliláctico (PLA) con recubrimiento de Hidroxiapatita (HA).

Presentación

Código Producto	Descripción
7207686	BIORCI-HA 7 mm x 20 mm (cabeza 7 mm)
7207674	BIORCI-HA 7 mm x 25 mm (cabeza 7 mm)
7207677	BIORCI-HA 7 mm x 30 mm (cabeza 7 mm)
7207675	BIORCI-HA 7 mm x 25 mm (cabeza 8 mm)
7209023	BIORCI-HA 7 mm x 25 mm (cabeza 8 mm). Rosca inversa
7207676	BIORCI-HA 7 mm x 30 mm (cabeza 8 mm)
7209012	BIORCI-HA 8 mm x 20 mm
7207678	BIORCI-HA 8 mm x 25 mm
7209021	BIORCI-HA 8 mm x 25 mm. Rosca inversa
7207679	BIORCI-HA 8 mm x 30 mm
7207680	BIORCI-HA 8 mm x 35 mm
7209013	BIORCI-HA 9 mm x 20 mm
7207681	BIORCI-HA 9 mm x 25 mm
7209020	BIORCI-HA 9 mm x 25 mm. Rosca inversa
7207682	BIORCI-HA 9 mm x 30 mm
7207683	BIORCI-HA 9 mm x 35 mm
7209016	BIORCI-HA 10 mm x 25 mm
7209019	BIORCI-HA 10 mm x 25 mm. Rosca inversa
7209017	BIORCI-HA 10 mm x 30 mm
7209018	BIORCI-HA 10 mm x 35 mm
7209014	BIORCI-HA 11 mm x 30 mm
7209022	BIORCI-HA 11 mm x 35 mm
7209015	BIORCI-HA 12 mm x 35 mm

BIORCI®-HA, tornillo interferencial bioabsorbible.

Material desechable

Código Producto	Descripción
014859	Guía flexible de 1,5 mm, estéril (unidad)
7207636	Guía flexible de 1,5 mm, no-estéril (caja de 6)

Instrumental asociado

Código Producto	Descripción
7208656	Destornillador BIORCI
7208661	TAP BIORCI 7 mm terraja
7208662	TAP BIORCI 8 mm terraja
7208663	TAP BIORCI 9 mm terraja
7208664	TAP BIORCI 10 mm terraja

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE506114 Clase CE: III: Biorci HA IIA: guía I: Destornillador, TAP		 Tornillos interferenciales  Guía flexible 014859  Guía flexible 7207636 e Instrumental	 5 años  	 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA  Smith & Nephew Medical limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN Reino Unido Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos

	No contiene látex		Producto esterilizado con óxido de etileno
	Producto esterilizado por irradiación		Producto no esterilizado
	Caducidad		No reutilizar
	No utilizar si el envase está abierto o dañado		Representante autorizado
	Fabricante		

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com, www.smith-nephew.com