

BIOSURE[◇] SYNC, vaina de fijación tibial para ligamentoplastias.



Características

- **Fabricado en PEEK – OPTIMA[®]** (Polieteretercetona), material no absorbible que ofrece alta resistencia y biocompatibilidad demostrada.
- Las **aletas de la vaina tensan los fascículos del injerto** comprimiendo la plastia de tejido blando a las paredes del túnel óseo asegurando un contacto total (360°) hueso-injerto.
- La **lengüeta cortical permite una fijación rígida al túnel** evitando que la vaina se deslice hacia el interior del túnel.
- Las **ranuras localizadas en la zona interna de las aletas** están diseñadas para evitar el deslizamiento y prevenir la laxitud post-operatoria del injerto.
- Permite realizar la **fijación tibial en las plastias de tejido blando** tanto en la reconstrucción del ligamento cruzado simple como en la de doble fascículo, en las cirugías primarias y de revisión.
- Imprescindible su **uso junto con la gama de tornillos BIOSURE PK** de 25mm de longitud.

Descripción

La vaina de fijación tibial BIOSURE SYNC de Smith & Nephew es un dispositivo intra-túnel utilizado para fijar injertos de tejido blando al hueso durante procedimientos de reconstrucción del ligamento cruzado. El dispositivo de fijación es un implante polimérico no absorbible para uso con los tornillos BIOSURE PK (de 25mm de longitud).

Indicaciones

La vaina de fijación tibial BIOSURE SYNC está indicada para utilizarlo conjuntamente con los tornillos BIOSURE PK en la fijación de tejido blando al hueso durante la reconstrucción del ligamento cruzado.

Instrucciones de uso

Seguir detenidamente las instrucciones descritas en el prospecto.

Composición

Dispositivo de fijación tibial BIOSURE SYNC no reabsorbible fabricado en PEEK-OPTIMA[®] (Polieteretercetona) de Invibio[®] material biocompatible.

BIOSURE[®] SYNC, vaina de fijación tibial para ligamentoplastias.

Presentación

Código Producto	Descripción
72202744	BIOSURE SYNC 6mm
72202745	BIOSURE SYNC 8mm
72202746	BIOSURE SYNC 10mm
72202747	BIOSURE SYNC 12mm



Material asociado

Código Producto	Descripción
72202752	INSERTADOR BIOSURE SYNC
72202754	TENSIONADOR
72202755	DILATADOR BIOSURE SYNC 6MM
72202756	DILATADOR BIOSURE SYNC 8MM
72202757	DILATADOR BIOSURE SYNC 10MM
72202758	DILATADOR BIOSURE SYNC 12MM
72202753	CAJA ESTERILIZACIÓN BIOSURE SYNC



Implantes asociados: Tornillos interferenciales BIOSURE PK

Código Producto	Descripción
72202260	BIOSURE PK Screw 6x25 mm
72202263	BIOSURE PK Screw 7x25 mm
72202267	BIOSURE PK Screw 8x25 mm
72202272	BIOSURE PK Screw 9x25 mm
72202276	BIOSURE PK Screw 10x25 mm
72202279	BIOSURE PK Screw 11x25 mm
72201201	Guide Wire, 1.2 mm x 18", box of 5, sterile



BIOSURE[◇] SYNC, vaina de fijación tibial para ligamentoplastias.

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE506114 Clase CE I: material asociado IIa: guía IIb: BIOSURE SYNC y SCREW		 Resto  Material asociado	 5 años, BIOSURE  	 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA  Smith & Nephew Medical limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN Reino Unido Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos

	No contiene látex		Producto esterilizado por irradiación
	Producto no esterilizado		Caducidad
	No reutilizar		No utilizar si el envase está abierto o dañado
	Representante autorizado		Fabricante

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com. www.smith-nephew.com