

GUÍA CROSSTRAC para la realización de portales artroscópicos en la cadera



Características

- Su diseño único triangulado y su punta de aguja aseguran trayectorias precisas y permiten ubicar el portal donde se quiera.
- Se alinea a cualquier posición del portal dentro de su rango de movimiento.
- Permite acceder a la primera reduciendo el número de intentos para establecer el lugar del portal.
- Conexión especializada entre la óptica, la guía y la cánula que asegura una triangulación repetible para una visualización directa.
- Sólo compatible con ópticas Smith & Nephew.
- Sólo compatible con las cánulas ARTHROGARDE de diámetro de 4.5 mm y de 5.0 mm.

Indicaciones

La guía CROSSTRAC está diseñada para acceder a la articulación de la cadera en procedimientos artroscópicos (realización de los portales accesorios/secundarios).

Composición

Fabricado en acero inoxidable.

Instrucciones de uso

Seguir las instrucciones descritas en el prospecto.

Presentación

Sistema Completo Guía CROSSTRAC para cadera

Código Producto	Descripción
72201674	Cuerpo Guía CROSSTRAC
72201727	Bullet Guía CROSSTRAC
72201741	Cánula de acceso a la cadera ARTHROGARDE Verde 4.5 mm
72201742	Cánula de acceso a la cadera ARTHROGARDE Azul 5.0 mm (2 uni)
72200096	Obturador canulado con mango Delrin de 4.5 mm
72200097	Obturador canulado con mango Delrin de 5.0 mm

Guía CROSSTRAC para cadera

Código Producto	Descripción
72201674	Cuerpo Guía CROSSTRAC
72201727	Bullet Guía CROSSTRAC

Se vende por separado

Código Producto	Descripción
72201811	Aguja desechable de artroscopia XL (Caja 5 uni)

GUÍA CROSSTRAC para la realización de portales artroscópicos en la cadera

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 0086 CE nº CE506114 Clase CE I: Resto IIa: Cánulas de acceso y aguja desechable	LATEX FREE	STERILE R Aguja desechable NON STERILE Resto	5 años Aguja desechable No utilizar si el envase está abierto o dañado	Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA EC REP Smith & Nephew Medical Limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN UK Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos

LATEX FREE	No contiene látex	STERILE R	Producto esterilizado con radiación gamma
Caducidad		NON STERILE	Producto no esterilizado
No utilizar si el envase está abierto o dañado		EC REP	Representante autorizado
Fabricante			

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com www.smith-nephew.com