

Cuchillas y fresas de shaver



NO CONTIENE LÁTEX
en su composición

Indicaciones

Los terminales quirúrgicos artroscópicos desechables DYONICS® están indicados para la resección de tejidos blandos y óseos en cavidades articulares grandes, en cavidades articulares pequeñas y para cirugía endoscópica funcional de sinus (FESS). La aplicación en cirugía FESS está limitada a las hoja pequeñas que son apropiadas para este tipo de intervención.

Composición

Tubos metal y fresas	Acero inoxidable
Centro moldeado	Polycarbonato
Sello	Silicona

Nota: Los tubos internos (no en fresas) están recubiertos con estaño-níquel, luego todos los tubos internos y fresas están tratados con silicona.

Instrucciones De Uso

Para extraer una fresa artroscópica desechable DYONICS del sobre esterilizado, extraer el sello TYVEK® del mismo y siga las instrucciones descritas en el prospecto de DYONICS® PS3500EP® Disposable Arthroscopy Blades 1060594 Rev.D 10/01 o DYONICS® POWER SYSTEM Disposable Arthroscopy Blades 1060595 Rev.E 10/03 de la unidad motor a utilizar.

Cuchillas y fresas desechables

CARACTERÍSTICAS

Gran variedad de corte

Variedad de medidas disponibles en terminales de corte y fresado para pequeña articulación 2.0, 2.9 y 3.5 mm

Terminales de fresado de 2.9 y 3.5 mm

- Fácil y rápida resección al tejido
- Clasificados por colores para facilitar la identificación de las medidas
- Un solo uso

Tipo De Envase

Envase unitario estéril.

Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.

Con etiquetado en el que figura:

- Denominación del artículo
- Método de esterilización
- Fecha caducidad
- Número de lote
- Referencia comercial

Esterilización

Los terminales se suministran estériles y han sido envasados en envases unitarios estériles. El método de esterilización está indicado en la etiqueta de los envases (Óxido de etileno(EO) o rayos gamma (R)).

CLASE CE
IIa, estéril

Almacenaje

Mantenerlo lejos de la luz, en un lugar seco y a temperatura inferior a 25° C.

No utilizar el contenido si los sobres están abiertos o deteriorados. Un solo uso.

Cuchillas y fresas de shaver

Presentación

Empaque individual por caja

Disposición Final

Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar de conformidad con los procedimientos médicos aceptados y los requisitos locales y nacionales aplicables. Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o cortopunzante.

Caducidad

5 años

Fabricante

Smith & Nephew, Inc
Endoscopy Division
160 Dascomb Rd,
Andover, MA 01810
U.S.A.

Presentación

Código Producto	Descripción
3530	FRESA MINI ABRADER 2.9MM
7205312	CUCHILLA DYONICS INCISOR 3.5MM
7205727	CUCHILLA HELICUT 4.5MM
7209065	CUCHILLA INCISOR MINI 2.9MM
7209085	CUCHILLA INCISOR MINI 2.0MM

Smith+Nephew Colombia SAS

Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá
Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

Material exclusivo para especialista

Reg. San.: INVIMA 2012EBC-0008467

INVIMA 2019DM-0020065