

Componentes desechables del sistema guía LCA/LCP.



Características

- **Pins con ojal**, facilitan el paso del injerto.
- **Agujas guía cruzadas**, para uso con guías cruzadas ACUFEX® y brocas canuladas.

Descripción

Los instrumentos quirúrgicos para un solo uso son accesorios artroscópicos diseñados para brindar el rendimiento requerido a fin de satisfacer las necesidades del cirujano.

Indicaciones

Indicados como accesorios artroscópicos en procedimientos de reconstrucción del ligamento cruzado LCA/LCP.

Limpieza y esterilización

Los instrumentos que se suministran sin esterilizar se deben desarmar, limpiar y esterilizar antes de ser utilizado.

La limpieza de los componentes se puede realizar de forma manual o automática, utilizando detergentes enzimáticos y agua desionizada.

Los instrumentos pueden esterilizarse mediante óxido de etileno o vapor.

Consulte los parámetros de limpieza y esterilización en las instrucciones de uso.

Presentación

Pins y agujas

Código Producto	Descripción
72202009	Pin con punta de broca graduada, 2,7 mm x 38 cm. Con ojal. Cabeza 2,7 mm diámetro. Cuerpo 2,4 mm diámetro. Estéril, un solo uso. 6 unidades.
014508	Pin con punta de broca, 2,7 mm x 38 cm. Con ojal. Cabeza 2,7 mm diámetro. Cuerpo 2,4 mm diámetro. Estéril, un solo uso. 6 unidades.
014485	Pin con punta de broca, 2,7 mm x 38 cm. Con ojal. Cabeza 2,7 mm diámetro. Cuerpo 2,4 mm diámetro. No estéril, un solo uso. 6 unidades.
7208678	Pin con punta de broca, 2,4 mm x 38 cm. Con ojal. Estéril, un solo uso. 1 unidad.
014395	Pin con punta trócar 2,4 mm x 28 cm. Con ojal. Estéril, un solo uso. 1 unidad.
7207220	Pin con punta trócar 2,4 mm x 43 cm. Con ojal. Estéril, un solo uso. 1 unidad.
72202814	Pin pasador 3 mm. Estéril, un solo uso. 6 unidades
014396	Aguja guía con punta de broca 2,4 mm x 25 cm largo. Sin ojal. Estéril, un solo uso. 1 unidad.
7207221	Aguja guía con punta de broca 2,4 mm x 30 cm largo. Sin ojal. Estéril, un solo uso. 1 unidad.
014399	Aguja Isotac con punta trócar 2 mm x 23 cm largo. Estéril, un solo uso. 1 unidad.

Componentes desechables del sistema guía LCA/LCP.

Tapones de túnel óseo

Código Producto	Descripción
014477	Tapón canulado para túneles óseos de 7,0 – 12,0 mm. Estéril, un solo uso. 6 unidades. NO CONTIENE LATEX
7210149	Tapón canulado para túneles óseos de 7,0 – 12,0 mm. Estéril, un solo uso. 6 unidades. CONTIENE LATEX
013563	Set de tapones no canulados de poliacetal (3 uds. S, 3 uds. M y 3 uds. L)
013560	Tapón no canulado de poliacetal pequeño (S), 7,0 – 8,0 mm. No estéril. 3 unidades.
013561	Tapón no canulado de poliacetal mediano (M), 9,0 – 10 mm. No estéril. 3 unidades.
013562	Tapón no canulado de poliacetal grande (L), 10 – 11 mm. No estéril. 3 unidades.
013589	Set de tapones no canulados de poliacetal (3 uds. L, 3 uds. XL y 3 uds. XXL)
013587	Tapón no canulado de poliacetal extra grande (XL), 11 – 23 mm. No estéril. 3 unidades.
013588	Tapón no canulado de poliacetal extra-extra grande (XXL), 13 – 14 mm. No estéril. 3 unidades.
013592	Set completo de tapones no canulados de poliacetal (3 uds. S, 3 uds. M, 3 uds. L, 3 uds. XL y 3 uds. XXL)

Brocas canuladas

Código Producto	Descripción
7207315	Broca canulada 4,5 mm (uso con tornillos Endobutton, Endobutton CL o RCI). Con ojal. Estéril, un solo uso.

Guías para tornillos interferenciales

Código Producto	Descripción
72202810	Guía para tornillo interferencial CANNU-FLEX 1,5 mm x 23 cm. Punta roma, estéril. 1 unidad.
72202807	Guía para tornillo interferencial CANNU-FLEX 1,0 mm x 23 cm. Punta roma, estéril. 6 unidades.
014859	Guía para tornillo interferencial CANNU-FLEX 1,5 mm x 30 cm. Estéril. 1 unidad.
014545	Guía para tornillo interferencial CANNU-FLEX 1,5 mm x 30 cm. No estéril. 6 unidades.
7211137	Aguja Guía flexible 1,2 mm x 23 cm, nitinol. Estéril. 5 unidades.
7211138	Aguja Guía flexible 1,2 mm x 30 cm, nitinol. Estéril. 5 unidades.
72201201	Guía flexible 1,2 mm x 46 cm. Estéril. 5 unidades
7205659	Guía para tornillo interferencial CANNU-FLEX 2,0 mm x 30 cm. Estéril. 1 unidad.

Componentes desechables del sistema guía LCA/LCP.

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE 506114 Clase CE I: Tapones no canulados IIa: Resto	LATEX FREE	NON STERILE Clase I, 014545, 014485 STERILE R Clase IIa	5 años, clase IIa y estéril No reutilizar	Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA EC REP Smith & Nephew Medical Limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN UK Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos

LATEX FREE	No contiene látex	STERILE R	Producto esterilizado con óxido de etileno
Caducidad	Caducidad	No reutilizar	No reutilizar
No utilizar si el envase está abierto o dañado	No utilizar si el envase está abierto o dañado	NON STERILE	Producto no esterilizado
Fabricante	Fabricante	EC REP	Representante autorizado

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Frutuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com. www.smith-nephew.com