

# DYONICS° 25 INTEGRADO, juego de tubos de flujo de entrada.




## Características

- Juego de tubos y casete no reesterilizable, de un solo uso.
- Tubo de doble entrada (en Y).

#### Descripción

El juego de tubos de flujo de entrada consta de dos tubos: el primero proporciona una trayectoria de flujo de entrada desde una bolsa de irrigación hasta el casete (A). El segundo tubo (azul) transporta el fluido desde el casete a través de la cánula de irrigación hasta el casacio de articulación (B).



**Figura 1**: Juego de tubos de flujo de entrada DYONICS° 25

#### Indicaciones

Indicados para suministrar fluido de irrigación a la articulación en procedimientos quirúrgicos.

#### Composición

PVC (contiene DEHP, dietil hexil ftal

## Presentación

Código	
Producto	Descripción
7211004	DYONICS 25 Juego de tubos de flujo de entrada (3 Uds.)

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 0086 CE nº CE 00356	LATEX FREE	STERILE EO	, GITO	Smith & Nephew, Inc. Endoscopy Division 160 Dascomb Rd, Andover, MA 01810 U.S.A.
Clase CE			2	Vork Science Park Heslington, York. Y010 5DF. UK
Smith & Nephew, S.A.U	PHT DEHP			<b>Distribuidor</b> Smith & Nephew, SAU



LATEX FREE No contiene látex

STERILE EO Producto esterilizado con óxido de etileno

No No utilizar si el envase está abierto o dañado

EC REP

Representante autorizado

#### Presentación

Empaque individual por caja

### Disposición Final

Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar de conformidad con los procedimientos médicos aceptados y los requisitos locales y nacionales aplicables. Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o corto-punzante.

## Apoyando a los profesionales de la salud por más de 150 años.

Smith&Nephew Colombia SAS Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá

Tel: 57 (1) 605 7373 www.smith-nephew.com Material exclusivo para médicos especialistas. Reg. San.: INVIMA 2009DM-0004740