

DYONICS SAPHYRE Ablation, Terminales bipolares



Características

- **Terminales de uso bipolar**
- **Amplia gama de terminales** (con o sin succión)
- **Reconocimiento de cada terminal** con sus propios parámetros
- **Indicados para:**
 - **Rodilla:** sinovectomía, meniscectomía, modelado meniscal, resto de LCA y LPC, modelado en escotadura
 - **Hombro:** descompresión subacromial, bursectomía, synovectomía, coagulación de tejidos blandos
- **Amplia gama con distintas angulaciones**
- **Muy agresivos**
- **Un sólo uso**
- **No contienen látex en su composición**
- **Identificables, color gris**

Descripción

Los terminales DYONICS SAPHYRE Ablation son terminales electroquirúrgicos bipolares estériles de un sólo uso, destinados a ser utilizados con el generador DYONICS VULCAN EAS. Los terminales bipolares SAPHYRE están disponibles en diferentes configuraciones de punta para proporcionar un acceso óptimo a los tejidos afectados. Algunos modelos incorporan capacidad de succión para asistir en la eliminación de restos de tejido del área quirúrgica.

Indicaciones

Los terminales bipolares DYONICS SAPHYRE están diseñados para ser utilizados en la ablación y la hemostasis de tejidos blandos en procedimientos artroscópicos.

Presentación

Empaque individual por caja.

Disposición Final

Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar de conformidad con los procedimientos médicos aceptados y los requisitos locales y nacionales aplicables. Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o corto-punzante.

Instrucciones de uso

No utilizar el material si los envases están abiertos o deteriorados. Un solo uso.

Seguir las instrucciones descritas en el prospecto de los terminales DYONICS SAPHYRE. El producto está destinado para su uso con el generador DYONICS VULCAN, seguir las instrucciones de uso del mismo.

Composición

Electrodo	Acero inoxidable y Tungsteno
Recubrimiento	PTFE contraído al calor
Mango	ABS
Cable	PVC
Conector	Policarbonato y Santopreno

Esterilización

Los terminales se suministran estériles y han sido envasados en envases unitarios estériles. El método de esterilización está indicado en la etiqueta de los envases (Óxido de etileno, EO).

DYONICS SAPHYRE Ablation, Terminales bipolares

Clase CE

IIb

Caducidad

3 años

Fabricante

Smith & Nephew, Inc

Endoscopy Division

160 Dascomb Rd,

Andover, MA 01810, U.S.A.

Presentación

Referencia	Descripción	Color
7209686	Terminal bipolar DYONICS SAPHYRE Ablation, 90°	Gris
7209685	Terminal bipolar DYONICS SAPHYRE Ablation, 60°	Gris
7209684	Terminal bipolar DYONICS SAPHYRE Ablation, 90° high profile	Gris
7210111	Terminal bipolar DYONICS SAPHYRE II Ablation, con succión, 90°	Gris
7210113	Terminal bipolar DYONICS SAPHYRE II Ablation, con succión, 60°	Gris

Smith&Nephew Colombia SAS

Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá

Tel: 57 (1) 605 7373

www.smith-nephew.com

Reg. San.: INVIMA 2010EBC-0005305

Smith&Nephew Colombia SAS