

ELITE[®] PREMIUM y ELITE[®] PREMIUM II, sistemas para procedimientos de inestabilidad y procedimientos artroscópicos de hombro.



Características

- **Sistemas de bandejas completas con áreas personalizables**, ofrece la posibilidad de albergar nuestra amplia gama de instrumentos endoscópicos.
- **Sistema de bandejas apilables**, proporciona mayor capacidad en un menor espacio.
- **Inserciones de bandejas extraíbles**, permite cambiar la configuración de las bandejas.

Indicaciones

- Elite[®] Premium II Shoulder Arthroscopy System: indicado para procedimientos artroscópicos de hombro.
- Elite Premium Instability System: indicado para procedimientos de inestabilidad de hombro.

Instrucciones de uso

Seguir las instrucciones descritas en el prospecto que se entrega junto con el producto.

Limpieza y esterilización

Limpiar los instrumentos con un detergente suave y un cepillo. Enjuagar y secar completamente.

Para la esterilización colocar el instrumento en una posición segura dentro del recipiente de esterilización.

Esterilización a vapor (envuelto).

- Esterilizador pre-vacío: 132°C; 3-4 minutos; 2,1 kg/cm².
- Desinfectante: Seguir las recomendaciones del fabricante.

ELITE[®] PREMIUM y ELITE[®] PREMIUM II, sistemas para procedimientos de inestabilidad y procedimientos artroscópicos de hombro.

Presentación

Código Producto	Descripción
72201389	Guía de perforación Inline 2,9 mm, punta boca de pez
72201388	Guía de perforación Inline 2,9 mm, punta Spiked
72201390	Guía de perforación Inline 2,9 mm, punta corona
72201391	Guía de perforación Inline 2,9 mm, punta boca de pez offset
72201393	Guía de perforación Inline 2,9 mm, punta roma canulada
72201394	Guía de perforación Inline 2,9 mm, punta trocar
72201392	Guía de perforación Inline 2,9 mm, punta roma
72201395	Broca pala Inline 2,9 mm
72200867	Impactador con extremos de nylon
72201105	Guía de perforación Inline 2,3 mm, punta boca de pez
72201110	Guía de perforación Inline 2,3 mm, punta Spiked
72201111	Guía de perforación Inline 2,3 mm, punta corona
72201108	Broca pala 2,6 mm para anclajes de 2,3 mm
72201112	Obturador Inline 2,3 mm, punta trocar
72201106	Obturador Inline 2,3 mm, punta roma
72201107	Obturador Inline 2,3 mm, punta roma canulada
72202044	Bandeja de esterilización y tapa



Código Producto	Descripción
7209494	Pinza ELITE PREMIUM vertical de loop de sutura, mango azul
72201181	Pinza ELITE PREMIUM de combinación, mango rojo
72201180	Pinza ELITE PREMIUM de bloqueo Alligator, mango verde
7209496	ARTHRO-PIERCE™, recto
7209497	ARTHRO-PIERCE, 45° derecha
7209498	ARTHRO-PIERCE, 45° izquierda
7209499	ARTHRO-PIERCE, 35° arriba
7211020	Pasador de sutura con trinquete ELITE PASS PREMIUM
72202065	Cortador de sutura deslizable abierta, mango loop, carga lateral ELITE PREMIUM
3801	Varilla intercambiadora ELITE
72201659	Bisturí de gancho ELITE PREMIUM
72201660	Raspa Bankart ELITE PREMIUM
72201661	Raspa bisturí ELITE PREMIUM
72201915	Punzón 3,8 mm
72201177	Gancho ELITE PREMIUM
7209134	Sonda calibrada ELITE
72201213	Empujanudos ELITE PREMIUM
72201186	ARTHRO-PIERCE, punta curvada izquierda, mango inline
72201187	ARTHRO-PIERCE, punta curvada derecha, mango inline
72202042	Bandeja de esterilización y tapa
7209493	Pinza ELITE de tejido Predator



ELITE[◇] PREMIUM y ELITE[◇] PREMIUM II, sistemas para procedimientos de inestabilidad y procedimientos artroscópicos de hombro.

Instrumentos para hombro ELITE[◇] PREMIUM

Código Producto	Descripción
72201179	Pinza ELITE PREMIUM horizontal de loop de sutura, mango azul
72201180	Pinza ELITE PREMIUM de bloqueo Alligator, mango verde
72201181	Pinza ELITE PREMIUM de combinación, mango rojo
7209494	Pinza ELITE PREMIUM vertical de loop de sutura, mango azul
72201688	Pinza ELITE PREMIUM, afilada, mango azul
72202589	Cortador de sutura guillotina para ULTRABRAID
7209492	Empujanudos/Cortador de sutura cerrado
72202065	Cortador de sutura deslizante abierta, mango loop, carga lateral ELITE PREMIUM
7209502	Broca 2,5 mm para anclaje TWINFIX TI 3,5 mm y 5,0 mm
72201213	Empujanudos ELITE PREMIUM
7210116	Empujanudos TWINFIX
72203053	Cortador sutura tenaza para ULTRABRAID



ELITE[◇] PREMIUM y ELITE[◇] PREMIUM II, sistemas para procedimientos de inestabilidad y procedimientos artroscópicos de hombro.

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 2797 CE nº CE506114 Clase CE IIa: Brocas I: Resto	LATEX FREE	NON STERILE	☂ ☀ ☒	 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA EC REP Smith & Nephew Orthopaedics GmbH Alemannenstraße 14, 78532 Tuttlingen, Alemania Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos

LATEX FREE	No contiene látex	NON STERILE	Producto no esterilizado
☂	Manténgase en lugar seco	☀ ☒	No exponer el producto a la radiación solar
☒	No utilizar si el envase está abierto o dañado	EC REP	Representante autorizado
 Fabricante			

Sports Medicine

Smith & Nephew, S.A.U

Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com www.smith-nephew.com