

ENDOBUTTON° CL BTB, sistema de fijación del ligamento cruzado anterior Hueso-Tendón-Hueso (H-T-H).



Características

- Loop de sutura continua pre-enhebrada.
- Elevada resistencia y consistencia, para una sólida reconstrucción del ligamento.
- Procedimiento endoscópico fácil, seguro y rápido en el tiempo quirúrgico.
- Facilita las cirugías de revisión en el LCA.
- Fijación cortical consistente, no depende de la calidad del hueso.
- Disponible en 9 medidas (de 15 a 60 mm), permite al cirujano determinar la longitud del injerto a insertar en la cavidad femoral.
- Un solo uso.

Descripción

La utilización del dispositivo de fijación ENDOBUTTON° CL BTB proporciona al cirujano ortopédico un medio de fijación precisa de suturas en el caso de cirugía de reconstrucción. Este sistema permite realizar la reconstrucción endoscópica de ligamentos sin el requerimiento de una incisión auxiliar lateral.

El sistema ENDOBUTTON° CL BTB contiene dos componentes: un bucle de sutura y un dispositivo de fijación ENDOBUTTON.

Indicaciones

El dispositivo de fijación ENDOBUTTO° CL BTB se utiliza para la fijación de un injerto de hueso-tendón-hueso durante procedimientos de reconstrucción ortopédica tales como la reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA).

Composición

Sutura: Poliéster trenzado (Tereftalato de polietileno). Placa metálica: Aleación de Titanio (ASTM F136).

Instrucciones de uso

Siga las instrucciones de uso descritas en el prospecto que se adjunta al implante.

Código Producto	Descripción
72203330	ENDOBUTTON° CL BTB 15 mm
7210080	ENDOBUTTON° CL BTB 20 mm
7210081	ENDOBUTTON° CL BTB 25 mm
7210082	ENDOBUTTON° CL BTB 30 mm
7210083	ENDOBUTTON° CL BTB 35 mm
7210084	ENDOBUTTON° CL BTB 40 mm
7210085	ENDOBUTTON° CL BTB 45 mm
7210086	ENDOBUTTON° CL BTB 50 mm
7210087	ENDOBUTTON° CL BTB 55 mm
7210088	ENDOBUTTON° CL BTB 60 mm

Página 1 de 2 FT 12.18/3



ENDOBUTTON° CL BTB, sistema de fijación del ligamento cruzado anterior Hueso-Tendón-Hueso (H-T-H).

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE 506114	LATEX FREE	STERILE R	∑ 5 años	Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA
Clase CE IIb			2	Smith & Nephew Medical Limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN UK
				Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos

LATEX FREE No contiene látex



Caducidad



No utilizar si el envase está abierto o dañado



STERILE R

No reutilizar

Representante autorizado

Producto esterilizado por irradiación



Fabricante

Smith & Nephew, S.A.U

Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona) Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

 $\underline{informacion@smith-nephew.com}.\ \underline{www.smith-nephew.com}$

Página 2 de 2 FT 12.18/3