

ENDOBUTTON[®] CL ULTRA, sistema de fijación femoral-cortical para la reparación del ligamento cruzado anterior



Características

- **Kit de fijación femoral-cortical de tejido blando**, en reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA).
- **Sistema indicado en la LCA Mono y Bi túnel**, realizando la técnica con tejido blando.
- **Sistema indicado en la técnica transtibial y anteromedial**.
- **Dispositivo femoral-cortical de referencia en su aplicación con toda calidad de huesos**.
- **Procedimiento endoscópico seguro**, fácil de realizar, de elevada resistencia y consistencia.
- **Placa metálica**, aleación de Titanio de 4mm x 12 mm.
- **Cincha de suspensión continua**, de poliéster de alta resistencia (tereftalato de polietileno).
- **Pre-enhebrado con 2 suturas no reabsorbibles: ULTRABRAID[®] #5 y DURABRAID[®] 5#**, facilitando la manipulación e incrementando la eficiencia del procedimiento.
- **Amplitud de tamaños de 10 a 60mm**, permite al cirujano determinar la longitud del injerto a insertar en la cavidad femoral.
- **Un solo uso**.

Descripción

La utilización del dispositivo de fijación proporciona al cirujano ortopédico un medio de fijación precisa de suturas en el caso de cirugía de reconstrucción. El dispositivo de fijación permite realizar la reconstrucción endoscópica de ligamentos sin el requerimiento de una incisión auxiliar lateral.

El dispositivo de fijación está compuesto de dos componentes: un bucle de sutura y un dispositivo de fijación.

El dispositivo de fijación dispone de dos suturas pre-enhebradas ULTRABRAID[®] #5 (blanca) y DURABRAID[®] #5 (verde).

Instrucciones de uso

Seguir las instrucciones descritas en el prospecto que se adjunta con el implante

Indicaciones

El dispositivo de fijación se utiliza para la fijación de tendones y ligamentos durante procedimientos de reconstrucción ortopédica tales como reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA).

Composición

Cincha: Tereftalato de polietileno.

Placa metálica: Aleación de Titanio según norma ASTM F 136.

ENDOBUTTON[®] CL ULTRA, sistema de fijación femoral-cortical para la reparación del ligamento cruzado anterior

Presentación

Código Producto	Descripción
72203331	Endobutton CL Ultra 10 mm
72200146	Endobutton CL Ultra 15 mm
72200147	Endobutton CL Ultra 20 mm
72200148	Endobutton CL Ultra 25 mm
72200149	Endobutton CL Ultra 30 mm
72200150	Endobutton CL Ultra 35 mm
72200151	Endobutton CL Ultra 40 mm
72200152	Endobutton CL Ultra 45 mm
72200153	Endobutton CL Ultra 50 mm
72200154	Endobutton CL Ultra 55 mm
72200155	Endobutton CL Ultra 60 mm

Material desechable asociado

Código Producto	Descripción
7207315	Broca canulada Endobutton 4,5 mm. Estéril.
014396	Aguja broca 2,4 x 10" sin ojal. Estéril.
7208678	Aguja broca 2,4 x 15" con ojal. Estéril.
014395	Aguja trocar 2,4 x 11" con ojal. Estéril

Instrumental asociado

Código Producto	Descripción
015185	Medidor de profundidad Endobutton. No estéril. Reutilizable.

Material opcional

Código Producto	Descripción
013186	Placa Endobutton 12 mm x 4 mm
014868	Cinta Endobutton con aguja pasadora 24"

ENDOBUTTON[®] CL ULTRA, sistema de fijación femoral-cortical para la reparación del ligamento cruzado anterior

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE506114 Clase CE IIb: Endobuttons, placa y cinta IIa: broca y agujas I: Medidor	LATEX FREE	STERILE R Resto STERILE EO Endobuttons NON STERILE Medidor	 3 años: cinta 5 años: endobutton, placa, broca y agujas 2 	 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA EC REP Smith & Nephew Medical limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN Reino Unido Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos



Representante autorizado



No contiene látex



No utilizar si el envase está abierto o dañado



Producto esterilizado por irradiación



Producto no esterilizado



No reutilizar



Producto esterilizado con óxido de etileno



Fabricante



Caducidad

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com www.smith-nephew.com