

FAST-FIX[®] 360 de PEEK, sistema de reparación meniscal



Características

- **Inserción activa 360°**, proporciona una colocación del implante más rápida y fácil en cualquier posición de la mano con una menor exposición de la aguja detrás de la cápsula.
- **Aguja disponible con punta recta, curva y curva reversa**, proporciona un mejor acceso a la zona de la lesión.
- **Perfil de aguja más bajo y rígido**, reduce la flexión de la aguja, mejorando el control.
- **Implantes más pequeños y sutura ultrabraid 2-0**, resulta en una menor inserción y minimiza el traumatismo al menisco.
- **Mango ergonómico**.
- **Sonda de profundidad ajustable y marcas de láser en la punta de la aguja**, permiten establecer el límite de profundidad de la aguja.
- **Confirmación mediante sonido**, asegura que el implante se ha colocado correctamente.
- **Permite la recolocación del dispositivo sin la implantación del anclaje**

Descripción

El sistema de reparación de menisco FAST-FIX 360 de Smith & Nephew es un dispositivo de reparación de menisco con componentes totalmente internos. Cada dispositivo incluye dos implantes de polímero no reabsorbible, previamente atados con sutura no reabsorbible n° 2-0 y precargados en un sistema de colocación con aguja. Además incluye un dispositivo de limitación de profundidad que se encuentra preajustado aproximadamente a 18mm desde la punta de la aguja. Puede ajustarse hacia abajo en incrementos de 2mm hasta aproximadamente 10mm.

Indicaciones

El sistema de reparación de menisco FAST-FIX 360 está diseñado para su uso como dispositivo de retención de suturas facilitando los procedimientos percutáneos o endoscópicos de tejido blando. El sistema FAST-FIX 360 está indicado para su uso en reparaciones de menisco y procedimientos de trasplante de menisco artificial de poliuretano y aloinjerto. El sistema FAST-FIX 360 está indicado para anclar el aloinjerto al reborde del menisco durante los procedimientos de trasplante de aloinjerto.

Composición

Implante	Polímero de polietere tercetona (PEEK-OPTIMA® de Invibio®)
Sutura	Sutura 2-0 de polietileno UHMW con trenzado de monofilamento de polipropileno
Aguja	Acero inoxidable
Cánula ranurada	Pebax®
Medidor de profundidad	Pebax®
Enhebrador sutura	Poliuretano (TECOFLEX)

FAST-FIX[®] 360 de PEEK, sistema de reparación meniscal

Presentación

Código Producto	Descripción	
72202467	Sistema de reparación de menisco recto FAST-FIX 360	
72202468	Sistema de reparación de menisco curvo FAST-FIX 360	
72202469	Sistema de reparación de menisco curvo reverso FAST-FIX 360	
72202674	Set de cánula ranurada y empujador de nudos/cortador de suturas, recto. Desechable	
72202675	Set de cánula ranurada y empujador de nudos/cortador de suturas, curvo. Desechable	
72203720	FAST-FIX 360 Punta recta	
72203721	FAST-FIX 360 Punta curva	
72203722	FAST-FIX 360 Punta reversa	

Accesorios

Código Producto	Descripción
015186	Sonda de profundidad de menisco, reutilizable
014549	Raspador con forma de diamante 45°, reutilizable
014550	Raspador con forma de diamante 90°, reutilizable
7210977	Cánula ranurada, reutilizable

FAST-FIX[®] 360 de PEEK, sistema de reparación meniscal

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 0086 CE nº CE506114 Clase CE IIb: Sistemas de reparación de menisco IIa: Set de cánulas I: Resto	LATEX FREE	STERILE EO Sistemas de reparación y sets de cánulas STERILE R Embudos y enhebradores NON STERILE Resto	⌚ 3 años: sistemas de reparación 5 años: sets de cánulas, embudos y enhebradores 🚫🔄 🚫📦	🏭 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA EC REP Smith & Nephew Medical Limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN UK Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos

LATEX FREE	No contiene látex	STERILE EO	Producto esterilizado con óxido de etileno
⌚	Caducidad	STERILE R	Producto esterilizado con radiación gamma
🚫📦	No utilizar si el envase está abierto o dañado	EC REP	Representante autorizado
🚫🔄	No reutilizar	🏭	Fabricante
NON STERILE	Producto no estéril		

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com, www.smith-nephew.com