

GENESIS™ II OXINIUM™, componente femoral OXINIUM para Sistema total de rodilla GENESIS II



Características

- Mayor resistencia a la abrasión y mayor lubricación, menor fricción
- Reduce el desgaste del polietileno
- Mayor resistencia a la fatiga
- Contenido en níquel no detectable, mejor alternativa para los pacientes con sensibilidad al níquel
- Especialmente indicada para pacientes jóvenes y con gran actividad

Indicaciones

- Artritis reumatoide
- Artritis post-traumática, osteoartritis o artritis degenerativa en pacientes de avanzada edad en los que la edad, el peso y el nivel de actividad son compatibles con un resultado adecuado a largo plazo. Osteotomías fallidas, sustitución total de rodilla o sustitución unicompartmental.
- Los sistemas de estabilización posterior de rodilla están diseñados para utilizar en pacientes en intervenciones primarias y de revisión, donde los ligamentos anterior y posterior cruzados no funcionan y los ligamentos colaterales permanecen intactos.

Esterilización

Todos los metales han sido esterilizados con un mínimo de 25 kGrays de irradiación gamma.

Los componentes de polietileno han sido esterilizados mediante gas de óxido de etileno.

Instrucciones de uso

Ver técnica quirúrgica Sistema Total de Rodilla GENESIS™ II

Composición

GENESIS II OXINIUM

Zirconio	Balance
Niobio	2,50-2,80%
Oxígeno	0,10-0,13%

El resto son trazas de elementos con una concentración individual inferior a 0,1% (peso). El contenido en níquel no es detectable

Caducidad

10 años

Certificación

Clase CE

III

Fabricante

Smith & Nephew, Inc.
1450 Brooks Road. Memphis, TN
38116 U.S.A.

GENESIS™ II OXINIUM™, componente femoral OXINIUM para Sistema total de rodilla GENESIS II

Presentación

Componente Femoral OXINIUM



Cementado
Cementado PS

*Mismo instrumental sistema GENESIS II

Presentación

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
71421012	COMPONENTE FEMORAL GII OXINIUM IZQ SZ 2
71421013	COMPONENTE FEMORAL GII OXINIUM IZQ SZ 3
71421014	COMPONENTE FEMORAL GII OXINIUM IZQ SZ 4
71421015	COMPONENTE FEMORAL GII OXINIUM IZQ SZ 5
71421016	COMPONENTE FEMORAL GII OXINIUM IZQ SZ 6
71421017	COMPONENTE FEMORAL GII OXINIUM IZQ SZ 7
71421018	COMPONENTE FEMORAL GII OXINIUM IZQ SZ 8
71421112	COMPONENTE FEMORAL GII OXINIUM DER SZ 2
71421113	COMPONENTE FEMORAL GII OXINIUM DER SZ 3
71421114	COMPONENTE FEMORAL GII OXINIUM DER SZ 4
71421115	COMPONENTE FEMORAL GII OXINIUM DER SZ 5
71421116	COMPONENTE FEMORAL GII OXINIUM DER SZ 6
71421117	COMPONENTE FEMORAL GII OXINIUM DER SZ 7
71421118	COMPONENTE FEMORAL GII OXINIUM DER SZ 8
71453201	LEGION PS HIGH FLEX XLPE SZ 1-2 9MM
71453202	LEGION PS HIGH FLEX XLPE SZ 1-2 11MM
71453203	LEGION PS HIGH FLEX XLPE SZ 1-2 13MM
71453204	LEGION PS HIGH FLEX XLPE SZ 1-2 15MM
71453211	LEGION PS HIGH FLEX XLPE SZ 3-4 9MM
71453212	LEGION PS HIGH FLEX XLPE SZ 3-4 11MM
71453213	LEGION PS HIGH FLEX XLPE SZ 3-4 13MM
71453214	LEGION PS HIGH FLEX XLPE SZ 3-4 15MM
71453221	LEGION PS HIGH FLEX XLPE SZ 5-6 9MM
71453222	LEGION PS HIGH FLEX XLPE SZ 5-6 11MM
71453223	LEGION PS HIGH FLEX XLPE SZ 5-6 13MM
71453224	LEGION PS HIGH FLEX XLPE SZ 5-6 15MM
71453231	LEGION PS HIGH FLEX XLPE SZ 7-8 9MM
71453232	LEGION PS HIGH FLEX XLPE SZ 7-8 11MM

GENESIS™ II OXINIUM™, componente femoral OXINIUM para Sistema total de rodilla GENESIS II

71453233	LEGION PS HIGH FLEX XLPE SZ 7-8 13MM
71453234	LEGION PS HIGH FLEX XLPE SZ 7-8 15MM

Presentación

Empaque individual por caja

Disposición Final

Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar de conformidad con los procedimientos médicos aceptados y los requisitos locales y nacionales aplicables. Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o corto-punzante.

Apoyando a los profesionales de la salud por más de 150 años.

Smith+Nephew Colombia SAS

Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá

Tel: 57 (1) 605 7373

www.smith-nephew.com

Material exclusivo para médicos especialistas.

Reg. San.: INVIMA 2014DM-0001903-R1