

GRAFTMASTER III, Instrumental para la preparación y tensado de la plastia/s en las reconstrucciones de ligamentos



Características

- Permite la preparación de uno o dos injertos en las técnicas de Doble fascículo en los procedimientos de reconstrucción del LCA.
- Superficie de corte rugosa que disminuye el desliz del tendón en la preparación.
- Pinza de agarre que permite una mayor superficie de agarre y favorece la preparación de los extremos del injerto.
- Base deslizante con cierre ergonómico.
- Superficie de corte lisa para la preparación de injerto.
- Soporte HTH (BTB Holder) diseñado para realizar la perforación en el hueso de las plastias HTH.
- Bloque medidor que permite conocer el diámetro de la plastia. Apto para su uso libre o conectado a la mesa.
- Bandeja de acero inoxidable más duradera. Incluye todos los accesorios del sistema.

Descripción

El sistema GRAFTMASTER III ofrece instrumental de tecnología avanzada para la preparación y tensado de los injertos en los procedimientos de reconstrucción del ligamento cruzado anterior. El sistema GRAFTMASTER III permite asistir al cirujano en la preparación de 1 o 2 fascículos dependiendo de la técnica utilizada (mono o doble túnel) y la preparación del injerto HTH.

Indicaciones

Indicado para la preparación de injertos en procedimientos de reconstrucción del ligamento cruzado anterior.

Presentación

Código Producto	Descripción
2202452	GRAFTMASTER III Preparation board
2202316	GRAFTMASTER III Sliding base
2202315	GRAFTMASTER III Tissue grasper
2202317	GRAFTMASTER III Cutting strip
2202453	GRAFTMASTER III BTB Holder
2202319	GRAFTMASTER III Slotted Sizing block
2202441	GRAFTMASTER III System tray – 510 (k) pending
207342	POSTE TENSION DE LIGAMENTO
014415	ENDOBUTTON Holder
014413	Suture Vise
014414	SUJETADOR SUTURA

Página 1 de 2 FT 12.18/2



GRAFTMASTER III, Instrumental para la preparación y tensado de la plastia/s en las reconstrucciones de ligamentos

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE506114	LATEX FREE	NON STERILE		Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA
Clase CE				Smith & Nephew Medical Limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN UK Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos



No contiene látex



Producto no estéril



No utilizar si el envase está abierto o dañado

EC REP

Representante autorizado

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U
Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel. Atanción Cliante: 93 373 75 14 / 93 373 77 14 - Fay. Atar

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com. www.smith-nephew.com

Página 2 de 2 FT 12.18/2