

HEALICOIL® PK, anclajes con suturas precargados



Características

- **Anclaje compuesto por un polímero no bioabsorbible de polietereftercetona (PEEK-OPTIMA de Invibio®),** material biocompatible y radioluciente.
- **Proporciona un reacoplamiento seguro de los tejidos blandos al hueso y una elevada fuerza de fijación,** incluso en hueso de mala calidad.
- **Diámetros de 4,5 y 5,5 mm.**
- **Anclaje cargado con 2 o 3 suturas ULTRABRAID azul,** compuestas de una fibra de polietileno UHMW (Ultra High Molecular Weight) y polietileno UHWM con cotrenzado de monofilamento de polipropileno.
- **Diseño en rosca con estructura abierta,** se reduce el material del núcleo del implante permitiendo al nuevo hueso rellenar el espacio entre la rosca y el canal central del implante, proporcionando un nivel superior de rendimiento biomecánico y una excelente fijación.
- **Diseño de rosca de extremo a extremo,** proporciona una excelente resistencia a la tracción y fijación incluso en hueso de baja calidad.
- **El dispositivo de inserción se introduce en su totalidad a lo largo del anclaje,** proporciona una eficaz resistencia a la rotura. Esencial cuando el anclaje se inserta en hueso duro.
- **Mínimo instrumental,** facilita su uso.

Descripción

Los anclajes para suturas precargados HEALICOIL® PK constan de un anclaje con suturas no reabsorbibles montadas en un dispositivo de inserción. Los anclajes para suturas están diseñados para proporcionar una reconexión segura del tejido blando al hueso. El cirujano puede conectar el tejido blando aplicando la técnica que más le convenga. Los anclajes para suturas están disponibles en diámetros de 4,5 mm o 5,5 mm. Estos dispositivos se suministran estériles, para usar una sola vez.

Indicaciones

Los anclajes con suturas precargados HEALICOIL PK están diseñados solamente para la reconexión de tejido blando al hueso en las situaciones siguientes:

Hombro:

- Reparaciones de lesión de Bankart.
- Reparaciones de lesiones SLAP.
- Reparaciones de separación acromioclavicular.
- Reparaciones de desgarros del manguito de los rotadores.
- Reconstrucciones de desplazamiento capsular o capsulolabiales.
- Tenodesis del bíceps.
- Reparaciones de deltoides.

Pie y tobillo:

- Reparaciones de deformidad en valgo.
- Reparaciones/reconstrucciones de inestabilidad medial o lateral.

- Reparaciones/reconstrucciones del tendón de Aquiles.
- Reconstrucciones de la curvatura plantar.
- Reparaciones/reconstrucciones de ligamentos/tendones metatarsianos.

Codo:

- Reconstrucciones del ligamento colateral cubital o radial.
- Reparación de epicondilitis lateral.
- Reconexión del tendón del bíceps.

Rodilla:

- Reparaciones extracapsulares:
 - Ligamento colateral medial.
 - Ligamento colateral lateral.
 - Ligamento oblicuo posterior.
- Tenodesis de banda iliotibial.
- Realineación rotular y reparaciones de tendones:
 - Avance del músculo vasto medial oblicuo.

Composición

Anclaje con suturas no reabsorbible: PEEK-OPTIMA® de Invibio®

Dispositivo de inserción: Eje de acero inoxidable con mango de policarbonato y ABS.

Suturas:

Ultradraid azul: Polietileno UHMW, no recubierto, trenzado, azul, no reabsorbible y/o,

Ultradraid azul Cobraid: Polietileno UHMW, no recubierto, trenzado, azul y blanco, no reabsorbible y/o,

Ultradraid Cobraid negra: polietileno UHMW con cotrenzado de nilón de monofilamento (negro), no reabsorbible.

HEALICOIL[®] PK, anclajes con suturas precargados

Instrucciones de uso

Seguir detenidamente las instrucciones descritas en el prospecto de HEALICOIL[®] PK.

Especificaciones técnicas

	Diámetro	Longitud
Healicoil PK 4,5	4,5 mm	19,3 mm
Healicoil PK 5,5	5,5 mm	19,6 mm

Presentación

Código Producto	Descripción
72203378	HEALICOIL PK anclaje de 4,5 mm con dos suturas (Azul y Cobraid Azul)
72203379	HEALICOIL PK anclaje de 5,5 mm con dos suturas (Azul y Cobraid Azul)
72203380	HEALICOIL PK anclaje de 5,5 mm con tres suturas (Azul, Cobraid Azul y cobraid Negra)
72203981	HEALICOIL PK anclaje de 4,5 mm con una sutura ULTRATAPE (azul)
72203982	HEALICOIL PK anclaje de 4,5 mm con una sutura ULTRATAPE (cobraid azul)
72203983	HEALICOIL PK anclaje de 5,5 mm con una sutura ULTRATAPE (azul) y una sutura ULTRABRAID (cobraid negro)
72203984	HEALICOIL PK anclaje de 5,5 mm con una sutura ULTRATAPE (cobraid azul) y una sutura ULTRABRAID (azul)

Material asociado

Código Producto	Descripción
72203335	Punzón – Dilatador, uso con anclaje de 4,5 mm.
72203336	Punzón – Dilatador, uso con anclajes de 5,5 mm.
72203482	Broca 3,5 mm, para uso con anclaje de 4,5 mm. Preparación de orificio en hueso duro
72203483	Broca 4,5 mm, para uso con anclaje de 5,5 mm. Preparación de orificio en hueso duro
72201915	Punzón cónico de 3,8 mm – Reutilizable. Preparación de orificio en hueso de calidad normal

HEALICOIL[®] PK, anclajes con suturas precargados

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE506114 Clase CE IIb: Anclajes IIa: Brocas I: Punzones	LATEX FREE	STERILE EO Anclajes NON STERILE Punzones y brocas	5 años Anclajes 2 	 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA EC REP Smith & Nephew Medical Limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN UK Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos

LATEX FREE

 No contiene látex

STERILE EO

 Producto esterilizado con óxido de etileno

 Caducidad

 Fabricante



Producto no esterilizado



No reutilizar



No utilizar si el envase está abierto o dañado



Representante autorizado

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Frutuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com, www.smith-nephew.com