

INTRUMENTAL DE ARTROPLASTIA, para reconstrucción de LCA.



Características

- **Diferentes opciones de instrumental**, permite adaptarse a las necesidades del cirujano.
- **Instrumental resistente**, fabricado en acero inoxidable, permite la resección tanto de tejido blando como hueso.

Descripción

Instrumental diseñado específicamente para la eliminación de tejido blando y hueso en reconstrucciones de LCA.

Indicaciones

Indicados para realizar incisiones o resecciones en tejido blando y hueso.

Composición

Acero inoxidable.

Limpieza y esterilización

Limpieza: se recomienda usar detergentes enzimáticos con baja espuma y pH neutro (6,0 – 8,0) o detergentes con pH alto (no mayor que 11,00).

Esterilización: se puede esterilizar con óxido de etileno o con vapor. Los parámetros de tiempo y temperatura de esterilización varían en función del tipo de esterilizador, del ciclo de esterilización y del tipo de envoltorio.

Presentación

Código Producto	Descripción	
7205622	Cureta angulada NOTCHMASTER 8,0 mm	
012724	Gubia curvada NOTCHMASTER 6,4 mm	
012722	Gubia recta NOTCHMASTER 6,4 mm	
012701	Osteótomo recto	
012702	Gubia curva compuesta	
012704	Cureta abierta 4,0 mm	
012717	Cureta abierta 7,0 mm	
012703	Cureta cerrada 3,0 mm	
012710	Cureta cerrada 5,0 mm	
012705	Raspador convexo	
012708	Raspador curvo compuesto	

INTRUMENTAL DE ARTROPLASTIA, para reconstrucción de LCA.

Código Producto	Descripción	
013569	Raspador biselado para túnel óseo	
013570	Raspador biselado	
013571	Raspador semi circular 8,0 mm	
013572	Raspador semi circular 7,0 mm	

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 0086 CE nº CE506114 Clase CE I	LATEX FREE	NON STERILE		 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA EC REP Smith & Nephew Medical limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN Reino Unido Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos

LATEX FREE

No contiene látex



Manténgase en lugar seco

EC REP

Representante autorizado



Producto esterilizado por irradiación



Fabricante

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com www.smith-nephew.com