

JOURNEY UNI[®], sistema unicompartimental de rodilla



Características

- Instrumental preciso y versátil, que posibilita una cirugía menos invasiva y una menor resección ósea.
- Amplio margen de medidas y opciones de implantes.
- Componentes femorales asimétricos, proporcionan una óptima cobertura del hueso.
- Componentes tibiales asimétricos, proporcionan una óptima cobertura del hueso.
- Componente femoral con cóndilo posterior anatómico, disponibles en OXINIUM™.
- Polietilenos asimétricos.

Indicaciones

- Degeneración de la articulación no inflamatoria, incluyendo osteoartritis, artritis traumática o necrosis avascular.
- Corrección de deformidades funcionales.
- Revisión de procesos donde otros tratamientos o prótesis no han funcionado.
- Tratamiento de fracturas que no pueden ser tratadas con otras técnicas.

Composición

Componente femoral OXINIUM.

Zirconio	Balance
Niobio	2,50 – 2,80%
Oxígeno	0,10 – 0,13%

El resto son trazas de elementos con una concentración individual inferior a 0,1% (peso). El contenido en níquel no es detectable.

Base tibial (Ti 6V-4Al) (ASTM F1472)

Nitrógeno	0,05% máx.	Aluminio	5,5 – 6,75%
Carbono	0,08% máx.	Vanadio	3,5 – 4,5%
Hidrógeno	0,015% máx.	Ytrio	0,005% máx.
Hierro	0,30% máx.	Titanio	Balance
Oxígeno	0,20% máx.		

Inserto tibial, (polietileno de elevado peso molecular) (ASTM F138)

Aluminio	40ppm máx.
Titanio	40ppm máx.
Calcio	50ppm máx.
Cloro	75ppm máx.
Cenizas	150ppm máx.

El contenido en el resto de trazas es inferior a 10ppm.

Instrucciones de uso

Ver técnica quirúrgica Sistema Unicompartimental de Rodilla JOURNEY UNI.

JOURNEY UNI[◇], sistema unicompartimental de rodilla

Presentación

Descripción	
Componente Femoral Oxinium	
Base Tibial	
Inserto Articular Tibial	

Registro Sanitario: INVIMA 2014DM-0001903-R1

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 2797 CE n° 512804	LATEX FREE	STERILE R Componente Femoral y Base Tibial	 10 años	 Smith & Nephew Inc. 1450 Brooks Road. Memphis, TN 38116.
Clase CE III, estéril		STERILE EO Inserto Articular y componente tibial "all-poly"	 	EC REP Smith & Nephew Orthopaedics GmbH Alemannenstrasse 14. 78532 Tuttlingen. Germany Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos

LATEX FREE	No contiene látex	STERILE R	Producto esterilizado por irradiación
STERILE EO	Producto esterilizado con óxido de etileno		Caducidad
	etileno No reutilizar		No utilizar si el envase está abierto o dañado
	Fabricante	EC REP	Representante autorizado

Smith&Nephew Colombia SAS
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3,
Bogotá
Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

◇ Marca registrada
Smith&Nephew

JOURNEY UNI[◇], sistema unicompartimental de rodilla

Componente femoral Oxinium

Cat. no.	Descripción	Talla
71422341	IM/DL	1
71422342	IM/DL	2
71422343	IM/DL	3
71422344	IM/DL	4
71422345	IM/DL	5
71422346	IM/DL	6
71422347	IM/DL	7
71422351	DM/IL	1
71422352	DM/IL	2
71422353	DM/IL	3
71422354	DM/IL	4
71422355	DM/IL	5
71422356	DM/IL	6
71422357	DM/IL	7

Base tibial JOURNEY II UNI

Cat. no.	Descripción	Talla
71935193	IM/DL	1
71935194	IM/DL	2
71935195	IM/DL	3
71935196	IM/DL	4
71935197	IM/DL	5
71935198	IM/DL	6
71935199	DM/IL	1
71935200	DM/IL	2
71935201	DM/IL	3
71935202	DM/IL	4
71935203	DM/IL	5
71935204	DM/IL	6

Inserto articular tibial XLPE JOURNEY II UNI

Cat. no.	Descripción	Talla	Medidas
71935205	IM/DL	1-2	8mm
71935206	IM/DL	1-2	9mm
71935207	IM/DL	1-2	10mm
71935208	IM/DL	1-2	11mm
71935209	IM/DL	3-4	8mm
71935210	IM/DL	3-4	9mm
71935211	IM/DL	3-4	10mm
71935212	IM/DL	3-4	11mm
71935213	IM/DL	5-6	8mm
71935214	IM/DL	5-6	9mm
71935215	IM/DL	5-6	10mm
71935216	IM/DL	5-6	11mm
71935217	DM/IL	1-2	8mm
71935218	DM/IL	1-2	9mm
71935219	DM/IL	1-2	10mm
71935220	DM/IL	1-2	11mm
71935221	DM/IL	3-4	8mm
71935222	DM/IL	3-4	9mm
71935223	DM/IL	3-4	10mm
71935224	DM/IL	3-4	11mm
71935225	DM/IL	5-6	8mm
71935226	DM/IL	5-6	9mm
71935227	DM/IL	5-6	10mm
71935228	DM/IL	5-6	11mm