


Kits de tracción-estabilización desechables SPIDER y T-MAX



Características

- Kits diseñados para facilitar la colocación del paciente y su sujeción a los elementos de tracción y estabilización de los sistemas Spider y T-Max.
- Kits específicos para:
 - Funda para brazo eléctrico Spider.
 - Artroscopia de hombro, apto para posicionamiento lateral y en silla de playa.
 - Funda para Lateral Jack, accesorio de sujeción axilar en posicionamiento decúbito lateral en artroscopia de hombro.
 - Artroscopia de codo.
 - Artroscopia de muñeca, se presenta en 3 tallas distintas.
 - Artroscopia de tobillo.
 - Artroscopia de rodilla.
 - Máscara facial, para sujeción de la cabeza del paciente en posición de silla de playa y uso del soporte T-Max.
- Kits compuestos de correas y cierres adaptables, para fijar la extremidad del paciente al accesorio de posicionamiento correspondiente.
 - Kit de tracción-estabilización para codo compuesto de:
 - A. Funda plástica protectora SPIDER.
 - B. Empuñadura de espuma para mano.
 - C. Brazalete fijador para mano.
 - D. Vendaje autoadhesivo.
 - E. Brazalete fijador para brazo.



- Kit de tracción-estabilización para tobillo compuesto de:
 - A. Funda plástica protectora SPIDER.
 - B. Correa de estabilización-tracción para tobillo (ref. 014407)



- Kits de tracción-estabilización para muñeca compuesto de:
 - A. Funda plástica protectora SPIDER.
 - B. Cazamuchachas / atrapa-dedos de distintas tallas (3 tallas disponibles que determinan la talla del Kit)
 - C. Correa para muñeca.




Descripción

- Funda para Lateral Jack: funda estéril para el accesorio de sujeción axilar Lateral Jack.
- Funda para brazo eléctrico Spider: funda estéril con interruptor de activación distal para control del brazo eléctrico Spider.
 - A. Interruptor de activación distal.



- Kit de tracción-estabilización para hombro compuesto de:
 - A. Funda plástica protectora SPIDER.
 - B. Vendaje autoadhesivo.
 - C. Empuñadura de espuma para mano.
 - D. Brazalete fijador para mano.
 - E. Brazalete fijador para brazo.



- Máscara facial para sujeción de cabeza del paciente usando el respaldo silla de playa T-Max de Smith & Nephew, compuesto de:
 - A. Máscara desechable con correas.



Página 1 de 3 FT 12.18/2



Kits de tracción-estabilización desechables SPIDER y T-MAX

- Kit de tracción-estabilización para rodilla compuesto de:
 - A. Funda plástica protectora SPIDER.
 - B. Vendaje autoadhesivo.
 - C. Soporte de espuma para rodilla.



Composición

- Funda para Lateral Jack: plástico.
- Funda para brazo eléctrico SPIDER: plástico con cable eléctrico y conector para conectar en brazo SPIDER.
- Kit de tracción-estabilización para hombro: correas de nylon, espuma de poliuretano, plástico y velcro.
- Kit de tracción-estabilización para codo: correas de nylon, espuma de poliuretano, plástico y velcro.
- Kit de tracción-estabilización para rodilla: material plástico de alto impacto, espuma y envoltura.
- Kit de tracción-estabilización para muñeca: correas de nylon, espuma de poliuretano y plástico.
- Kit de tracción-estabilización para tobillo: correas de nylon, espuma de poliuretano, plástico y velcro.
- Máscara facial: plástico, espuma de poliuretano, plástico de polietileno y nylon

Presentación

Código Producto	Descripción		
72202466	Funda para Lateral Jack. Caja de 25 unidades		
72203300	Funda para brazo eléctrico SPIDER. Con control eléctrico. Caja de 20 unidades		
7210573	Kit de tracción-estabilización para hombro desechable. Caja de 12 unidades		
7210574	Kit de tracción-estabilización para codo desechable. Caja de 12 unidades	The state of the s	
72202931	Kit de tracción-estabilización para tobillo desechable. Caja 6 unidades		
72201550	Kit de tracción-estabilización para muñeca desechable. Talla S. Caja de 5 unidades		
72201551	Kit de tracción-estabilización para muñeca desechable. Talla M. Caja de 5 unidades		
72201552	Kit de tracción-estabilización para muñeca desechable. Talla L. Caja de 5 unidades		
7210559	Máscara facial desechable		

Página 2 de 3 FT 12.18/2



Kits de tracción-estabilización desechables SPIDER y T-MAX

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE506114 Clase CE	LATEX FREE	Resto STERILE (Ebeam): funda de brazo y kit de tobillo Máscara facial	2 años: Funda para brazo 3 años: Kits para extremidades 4 años: Funda para lateral Jack	Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA EC REP Smith & Nephew Medical limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN Reino Unido Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos



Representante autorizado



No utilizar si el envase está abierto o dañado



Fabricante



Caducidad



Producto esterilizado (Ebeam)



No contiene látex



Producto esterilizado por irradiación



No reutilizar



Producto no esterilizado

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

 $\underline{informacion@smith-nephew.com}.\ \underline{www.smith-nephew.com}$

Página 3 de 3 FT 12.18/2