


PERI-LOC[®] Placa de Clavícula Superior e Inferior con Bloqueo



Descripción

El Sistema de Placas con Bloqueo PERI-LOC combina las ventajas de placas con bloqueo además de la flexibilidad y los beneficios de las placas y tornillos tradicionales. Utilizando tanto tornillos de bloqueo como tornillos estándar, Un instrumental sencillo y sin complicaciones que contiene destornilladores, brocas estandarizadas e instrumentos identificados por un código de colores hace que PERI-LOC sea eficaz y fácil de usar.

Indicaciones

Fracturas de clavícula proximales, diafisarias y distales

Instrucciones de uso

Ver técnica quirúrgica:
PERI LOC pequeños fragmentos

Esterilización

Las placas se suministran no estériles y estériles, envasadas en dobles bolsas protectoras. El método de esterilización figura en el etiquetado del envase. Todos los componentes esterilizados por irradiación han sido expuestos un mínimo de 25 kGrays de radiación gamma.

Características

- La trayectoria precisa de los tornillos, el contorno anatómico, y las capacidades de bloqueo de las Placas de Clavícula PERI-LOC proporciona un montaje estable para la reconstrucción de las fracturas complejas de clavícula. Cuatro opciones de placas superior medial y distal, inferior medial y distal, precontorneadas para reducir la necesidad de un moldeo adicional intraoperatorio. Placas fabricadas en acero inoxidable, disponibles en diferentes longitudes.
- La trayectoria convergente de los cuatro tornillos más laterales de la placa Superior Distal aumenta la fuerza cuando está sujeta a fuerzas descendentes

Composición

Acero Inoxidable (ASTM F 138)

Carbono	0,030% Máx.
Manganeso	2,00% Máx.
Fósforo	0,025% Máx.
Azufre	0,010% Máx.
Silicio	0,75% Máx.
Cromo	17,00% -
Níquel	19,00% 13,00%
Moibdeno	- 15,00% 2,25%
Cobre	- 3,00% 0,50%
Nitrógeno	Máx. 0,10% Máx.
Hierro	Balance

Certificación

Clase CE IIB

Fabricante

Smith & Nephew Inc.
1450 Brooks Rd., Memphis TN
38116 U.S.A.

Presentación

Clavícula – Placa superior distal		Sistema de pequeños fragmentos	Cortical 2,7 y 3,5mm	
Clavícula – Placa medial			Cortical de bloqueo 2,7 y 3,5mm	
Clavícula – Placa inferior medial			De esponjosa, rosca parcial 4,0mm	
Clavícula – Placa inferior distal			De esponjosa, rosca total 4,0mm	

*Acompañado con bandejas de instrumental

Descripción del Implante
Placa de ángulo fijo. Perfil de las placas: 3.0mm.
Las configuraciones de la placa permiten las técnicas de colocación de la placa superior y anterior-inferior.
Placas distales superiores específicas para izquierda/derecha con trayectoria de tornillo lateral convergente para la máxima resistencia a la extracción.
Pre-moldeadas anatómicamente para un ajuste óptimo.
Los segmentos de la placa de reconstrucción facilitan un moldeado adicional en caso necesario.
Los orificios para tornillo de la placa distal superior e inferior admiten tornillos de bloqueo de 2,7 mm y de cortical de 2,7 mm en la sección lateral y tornillos de bloqueo de 3,5 mm y de cortical de 3,5 mm en el cuerpo.
Los orificios para tornillo de la placa medial superior e inferior admiten tornillos de bloqueo de 3,5 mm y de cortical de 3,5mm.
Las placas superiores son específicas para izquierda/derecha.

Disposición Final

Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar a conformidad con los procedimientos médicos aceptados, los requisitos locales y nacionales aplicables. Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o cortopunzante.

Presentación

Placas de Clavícula Superior e Inferior 3.5MM

71803411	PLACA BLQ CLAVICULA 3.5MM SUPMEDIAL 6 ORIFICIOS X73MM IZQUIERDA
71803412	PLACA BLQ CLAVICULA 3.5MM SUPMEDIAL 7 ORIFICIOS X85MM IZQUIERDA
71823401	PLACA BLQ CLAVICULA 3.5MM SUPMEDIAL 8 ORIFICIOS X97MM IZQUIERDA
71823402	PLACA BLQ CLAVICULA 3.5MM SUPMEDIAL 10 ORIFICIOS X121MM IZQUIERDA
71823403	PLACA BLQ CLAVICULA SUPDISTAL BLOQUEADA IZQUIERDA 6 ORIFICIOS X109MM
71823404	PLACA BLQ CLAVICULA SUPDISTAL BLOQUEADA DERECHA 6 ORIFICIOS X109MM
71803413	PLACA BLQ CLAVICULA 3.5MM SUPMEDIAL 6 ORIFICIOS X73MM DERECHA
71803414	PLACA BLQ CLAVICULA 3.5MM SUPMEDIAL 7 ORIFICIOS X85MM DERECHA
71823409	PLACA BLQ CLAVICULA 3.5MM SUPMEDIAL 8 ORIFICIOS X97MM DERECHA
71823410	PLACA BLQ CLAVICULA 3.5MM SUPMEDIAL 10 ORIFICIOS X121MM DERECHA
71803417	PLACA BLQ CLAVICULA 3.5MM INFMEDIAL 6 ORIFICIOS X73MM
71803418	PLACA BLQ CLAVICULA 3.5MM INFMEDIAL 7 ORIFICIOS X85MM
71823405	PLACA BLQ CLAVICULA INFMEDIAL 8 ORIFICIOS X96MM
71823406	PLACA BLQ CLAVICULA INFMEDIAL 10 ORIFICIOS X117MM
71823407	PLACA BLQ CLAVICULA INFDISTAL 4 ORIFICIOS X81MM

Tornillo Cortical 2.7MM y 3.5MM

73823010	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 10MM
73823012	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 12MM
73823014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 14MM
73823016	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 16MM
73823018	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 18MM
73823020	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 20MM
73823022	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 22MM
73823024	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 24MM
73823026	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 26MM
73823028	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 28MM
73824010	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 10MM
73824012	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 12MM
73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM
73824016	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 16MM
73824018	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 18MM
73824020	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 20MM
73824022	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 22MM
73824024	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 24MM
73824026	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 26MM
73824028	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 28MM
73824030	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 30MM
73824032	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 32MM
73824034	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 34MM
73824036	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 36MM

73824038	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 38MM
73824040	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 40MM
73824042	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 42MM
73824044	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 44MM
73824046	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 46MM
73824048	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 48MM
73824050	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 50MM
73824055	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 55MM
73824060	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 60MM

Tornillo Bloqueado 3.5MM

73825010	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 10MM
73825012	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 12MM
73825014	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 14MM
73825016	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 16MM
73825018	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 18MM
73825020	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 20MM
73825022	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 22MM
73825024	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 24MM
73825026	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 26MM
73825028	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 28MM
73825030	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 30MM
73825032	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 32MM
73825034	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 34MM
73825036	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 36MM
73825038	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 38MM
73825040	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 40MM
73825050	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 50MM
73825055	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 55MM
73825060	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 60MM

Smith&Nephew Colombia SAS
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3,
Bogotá Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

Material exclusivo para médicos
especialistas. Reg. San.: INVIMA
2022DM-0025858