

PERI-LOC[®] Placas de Tibia Distal de 3.5mm con Bloqueo



Descripción

El sistema de placas peri articulares anatómicas con bloqueo PERI-LOC ofrece las ventajas de las placas bloqueadas con la flexibilidad y los beneficios de las placas tradicionales en un solo sistema. Cuenta con una guía externa para su inserción de forma percutánea.

Instrucciones de uso

Ver técnica quirúrgica:

PERI LOC pequeños fragmentos

Esterilización

Las placas se suministran no estériles y estériles, envasadas en dobles bolsas protectoras. El método de esterilización figura en el etiquetado del envase.

Todos los componentes esterilizados por irradiación han sido expuestos un mínimo de 25 kGrays de radiación gamma.

Certificación

Clase CE IIB

Características

- El precontorneado de la placa tibia distal medial de 3,5 mm proporciona un ajuste excelente contra la superficie del hueso.
- Cada orificio para tornillo aceptará uno de cuatro tornillos diferentes, permitiendo la configuración de la construcción de acuerdo a las necesidades individuales de la fractura
- Placas fabricadas en acero inoxidable, disponibles en diferentes longitudes.
- La placa anterolateral distal de tibia cuenta con una inserción biselada para facilitar la inserción subuscular, muescas periarticulares que permiten la colocación de tornillos de tracción independientes para la reducción de la superficie articular.

Indicaciones

Fracturas de tibia distal intra y extraarticulares

Acero Inoxidable (ASTM F 138)

Carbono	0,030% Máx.
Manganeso	2,00% Máx.
Fósforo	0,025% Máx.
Azufre	0,010% Máx.
Silicio	0,75% Máx.
Cromo	17,00% -
Níquel	19,00% 13,00%
Molibdeno	- 15,00% 2,25%
Cobre	- 3,00% 0,50%
Nitrógeno	Máx. 0,10% Máx.
Hierro	Balance


Fabricante

Smith & Nephew Inc.

1450 Brooks Rd., Memphis TN

38116 U.S.A.

Presentación



Descripción del Implante
• Placa de ángulo fijo. Perfil del cuerpo: 3.7mm. • La punta biselada ayuda en la inserción submuscular. • Moldeado anatómico para que coincida con la porción distal de la tibia. • Orificios distales para aguja de Kirschner para la fijación provisional y para contribuir a la reducción de la superficie articular. • Específica para izquierda o derecha.

Disposición Final

Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar a conformidad con los procedimientos médicos aceptados, los requisitos locales y nacionales aplicables. Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o corto-punzante.

Presentación

Placa Bloqueada Tibia Distal Medial 3.5MM

71801006	PLACA BLQ TIBIA DISTAL MEDIAL 3.5MMX134MM 6 ORIFICIOS IZQUIERDA
71801008	PLACA BLQ TIBIA DISTAL MEDIAL 3.5MMX160MM 8 ORIFICIOS IZQUIERDA
71801010	PLACA BLQ TIBIA DISTAL MEDIAL 3.5MMX185MM 10 ORIFICIOS IZQUIERDA
71801013	PLACA BLQ TIBIA DISTAL MEDIAL 3.5MMX223MM 13 ORIFICIOS IZQUIERDA
71801016	PLACA BLQ TIBIA DISTAL MEDIAL 3.5MMX262MM 16 ORIFICIOS IZQUIERDA
71801106	PLACA BLQ TIBIA DISTAL MEDIAL 3.5MMX134MM 6 ORIFICIOS DERECHA
71801108	PLACA BLQ TIBIA DISTAL MEDIAL 3.5MMX160MM 8 ORIFICIOS DERECHA
71801110	PLACA BLQ TIBIA DISTAL MEDIAL 3.5MMX185MM 10 ORIFICIOS DERECHA
71801113	PLACA BLQ TIBIA DISTAL MEDIAL 3.5MMX223MM 13 ORIFICIOS DERECHA
71801116	PLACA BLQ TIBIA DISTAL MEDIAL 3.5MMX262MM 16 ORIFICIOS DERECHA

Placa Bloqueada Tibia Distal Antero Lateral 3.5MM

71820606	PLACA BLQ TIBIA DISTAL ANTEROLAT 3.5MMx98MM 6 ORIFICIOS IZQUIERDA
71820608	PLACA BLQ TIBIA DISTAL ANTEROLAT 3.5MMx123MM 8 ORIFICIOS IZQUIERDA
71820610	PLACA BLQ TIBIA DISTAL ANTEROLAT 3.5MMx148MM 10 ORIFICIOS IZQUIERDA
71800613	PLACA BLQ TIBIA DISTAL ANTEROLAT 3.5MMx186MM 13 ORIFICIOS IZQUIERDA
71820706	PLACA BLQ TIBIA DISTAL ANTEROLAT 3.5MMx98MM 6 ORIFICIOS DERECHA
71820708	PLACA BLQ TIBIA DISTAL ANTEROLAT 3.5MMx123MM 8 ORIFICIOS DERECHA
71820710	PLACA BLQ TIBIA DISTAL ANTEROLAT 3.5MMx148MM 10 ORIFICIOS DERECHA
71800713	PLACA BLQ TIBIA DISTAL ANTEROLAT 3.5MMx186MM 13 ORIFICIOS DERECHA

Tornillo Cortical 2.7MM y 3.5MM

73823010	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 10MM
73823012	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 12MM
73823014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 14MM
73823016	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 16MM
73823018	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 18MM
73823020	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 20MM
73823022	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 22MM
73823024	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 24MM
73823026	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 26MM
73823028	PERILOC TORNILLO CORTICAL 2.7MM T15 X 28MM
73824010	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 10MM
73824012	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 12MM
73824014	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 14MM
73824016	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 16MM
73824018	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 18MM
73824020	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 20MM
73824022	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 22MM
73824024	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 24MM
73824026	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 26MM
73824028	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 28MM
73824030	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 30MM
73824032	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 32MM
73824034	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 34MM
73824036	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 36MM
73824038	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 38MM
73824040	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 40MM
73824042	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 42MM
73824044	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 44MM
73824046	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 46MM
73824048	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 48MM
73824050	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 50MM
73824055	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 55MM
73824060	PERILOC TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20 X 60MM

Tornillo Bloqueado 3.5MM

73825010	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 10MM
73825012	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 12MM
73825014	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 14MM
73825016	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 16MM
73825018	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 18MM
73825020	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 20MM
73825022	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 22MM
73825024	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 24MM
73825026	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 26MM
73825028	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 28MM
73825030	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 30MM
73825032	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 32MM
73825034	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 34MM
73825036	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 36MM
73825038	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 38MM
73825040	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 40MM
73825050	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 50MM
73825055	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 55MM
73825060	PERILOC TORNILLO BLOQUEADO 3.5MM T20 X 60MM

Tornillo de Esponjosa Rosca Total 4.0MM

73825210	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X10MM
73825212	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X12MM
73825214	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X14MM
73825216	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X16MM
73825218	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X18MM
73825220	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X20MM
73825222	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X22MM
73825224	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X24MM
73825226	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X26MM
73825228	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X28MM
73825230	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X30MM
73825232	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X32MM
73825234	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X34MM
73825236	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X36MM
73825238	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X38MM
73825240	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X40MM
73825245	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X45MM
73825250	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA TOTAL X50MM

Tornillo de Esponjosa Rosca Parcial 4.0MM

73825310	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X10MM
73825312	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X12MM
73825314	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X14MM
73825316	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X16MM
73825326	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X26MM
73825328	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X28MM
73825330	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X30MM
73825335	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X35MM
73825340	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X40MM
73825345	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X45MM
73825350	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X50MM
73825355	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X55MM
73825360	PERILOC T20 TORNILLO ESPONJOSO 4.0MM ROSCA PARCIAL X60MM
71143107	ARANDELA 7.0MM DIAMETRO EXT

Tornillo Canulado 4.0MM

121824	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X24MM
121828	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X28MM
121830	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X30MM
121832	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X32MM
121834	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X34MM
121836	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X36MM
121838	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X38MM
121840	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X40MM
121842	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X42MM
121844	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X44MM
121846	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X46MM
121848	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X48MM
121850	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X50MM
121852	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X52MM
121854	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X54MM
121856	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X56MM
121858	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X58MM
121860	TORNILLO CANULADO R.P.4.0X60MM

Smith&Nephew Colombia SAS
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3,
Bogotá Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

Material exclusivo para médicos
especialistas. Reg. San.: INVIMA
2022DM-0025858