

JOURNEY[®] PFJ, prótesis monocompartimental de reemplazo de la articulación patelo-femoral.



Características

- **Implante para la sustitución de la articulación patelo-femoral**, compatible con el componente patelar del Sistema total de Rodilla GENESIS II (componente patelar biconvexo o resurfacing).
- **Componente fabricado en OXINIUM**, material compacto (aleación metálica de Zirconio y Niobio), más resistente que el CrCo y de bajo desgaste como la cerámica. Material altamente biocompatible. Mejor opción para los pacientes con sensibilidad a metales como níquel, cromo o cobalto.
- **Diseño lateralizado y aumento del surco troclear**, proporciona un tracking patelar optimizado.
- **Diseño femoral asimétrico**, proporciona un ajuste anatómico.
- **4 puntos de fijación convergentes**, proporciona una excelente fijación.
- **Superficie interna porosa**, mejora la adhesión del cemento.
- **Máxima adaptabilidad**, disponible en 4 tamaños y configuraciones, derecha e izquierda.
- **Instrumental avanzado.**
 - Instrumentación específica, guiada y precisa para el preparado troclear tipo resurfacing (mínima resección, de 3-4mm).
 - Dos opciones de alineación para asegurar el grado óptimo de rotación externa.

Indicaciones

El implante patelo-femoral JOURNEY PFJ está indicado para el reemplazo del surco troclear de la articulación femoro-patelar*. Se utiliza en artroplastias patelo-femorales en pacientes con:

- Artritis degenerativa en el fémur distal y la patela.
- Historial de dislocación patelar o fractura patelar.
- Cirugía previa fallida, cuando el dolor, la deformidad o la disfunción persisten.

* Si fuese necesario puede utilizarse conjuntamente con un componente patelar (GENESIS II) para el reemplazo de la superficie patelar.

Instrucciones de uso

Ver técnica quirúrgica del Sistema de reemplazo de la articulación patelo-femoral JOURNEY PFJ.

Composición

Componente femoral: OXINIUM

Zirconio	Balance
Niobio	2,50 – 2,80%
Oxígeno	0,10 – 0,13%

El contenido en el resto de trazas es inferior al 1,0% del total.

JOURNEY PFJ, prótesis monocompartimental de reemplazo de la articulación patelo-femoral.

Presentación

Código Producto	Descripción
71461010	Componente patelar talla XS. Izquierda
71461011	Componente patelar talla XS. Derecha
71461012	Componente patelar talla S. Izquierda
71461013	Componente patelar talla S. Derecha
71461014	Componente patelar talla M. Izquierda
71461015	Componente patelar talla M. Derecha
71461016	Componente patelar talla L. Izquierda
71461017	Componente patelar talla L. Derecha



Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° 512804 Clase CE III Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008 	LATEX FREE	STERILE R	 10 años  	 Smith & Nephew Inc. 1450 Brooks Road. Memphis, TN 38116 EC REP Smith & Nephew Orthopaedics GmbH Alemannenstrasse 14. 78532 Tuttlingen. Germany Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

LATEX FREE	No contiene látex	STERILE R	Producto esterilizado por irradiación
	Caducidad		No reutilizar
	No utilizar si el envase está abierto o dañado	EC REP	Representante autorizado
	Fabricante		

Smith+Nephew Colombia SAS

Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá
 Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

Reg. San.: INVIMA 2014DM-0001903-R1
 Smith+Nephew Colombia SAS