

PRODUCTOS ESTERILES Agujas, guías, pines de paso

Descripción del dispositivo: las piezas de instrumentales de Smith & Nephew son proporcionadas estériles, son desechables y necesarias para reparaciones artroscópicas de hombro, rodilla, cadera, pie, tobillo y mano. Estas piezas incluyen agujas artroscópicas, guías de nitinol, canuflex, pines de paso y se deben desechar después de usar por primera vez.

1. Material: La materia prima utilizada en la fabricación de instrumental estéril Smith & Nephew es nitinol astm-f2063.

2. Clasificación del riesgo

3. Condiciones de Esterilización y Vida Útil: El método de esterilización utilizado es: Óxido de Etileno - 5 años de vida útil.

4. Condiciones de almacenamiento: Dadas sus características de fabricación y materiales, el producto no requiere de condiciones especiales de almacenamiento.

5. Presentación: Empaque individual por caja.

6. Disposiciones Final del producto: Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar de conformidad con los procedimientos Médicos aceptados y los requisitos locales y nacionales aplicables.
Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o corto/punzante.

Presentación

Código Producto	Descripción	Clase CE	Registro Sanitario
4448	BISTURI TRIANGULAR	I	INVIMA 2009DM-0004636

Smith&Nephew Colombia SAS

Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá

Tel: 57 (1) 605 7373

www.smith-nephew.com