

Apoyando a los profesionales de salud en Latino América y en todo el mundo.



Punta vulcan, monopolar y bipolarº



Características

- · Terminales de uso bipolar y monopolar
- Amplia gama de terminales (con o sin succión)
- Reconocimiento de cada terminal con sus propios parámetros
- · Indicados para:
- Rodilla: sinovectomía, meniscectomía, modelado meniscal, resto de LCA y LPC. modelado en escotadura
- Hombro: descompresión subacromial, bursectomía, synovectomía, coagulación de tejidos blandos
- · Amplia gama con distintas angulaciones
- Muv agresivos
- Un sólo uso
- · No contienen látex en su composición
- · Identificables, color gris y negro

Descripción

Los terminales DYONICS SAPHYRE Ablation son terminales electroquirúrgicos estériles de un sólo uso, destinados a ser utilizados con el generador DYONICS VULCAN EAS. Los terminales están disponibles en diferentes configuraciones de punta para proporcionar un acceso óptimo a los tejidos afectados. Algunos modelos incorporan capacidad de succión para asistir en la eliminación de restos de tejido del área quirúrgica.

Indicaciones

Los terminales bipolares DYONICS SAPHYRE están diseñados para ser utilizados en la ablación y la hemostasis de tejidos blandos en procedimientos artroscópicos.

Instrucciones de uso

No utilizar el material si los envases están abiertos o deteriorados. Un solo uso.

Seguir las instrucciones descritas en el prospecto de los terminales DYONICS SAPHYRE. El producto está destinado para su uso con el generador DYONICS VULCAN, seguir las instrucciones de uso del mismo.

Composición

Electrodo Acero inoxidable y Tungsteno

Recubrimiento PTFE contraído al calor

Mango ABS Cable PVC

Conector Policarbonato y Santopreno

Esterilización

Los terminales se suministran estériles y han sido envasados en envases unitarios estériles. El método de esterilización está indicado en la etiqueta de los envases (Óxido de etileno. EO).

Clase CE

llb

Caducidad

3 años

Fabricante

Smith & Nephew, Inc Endoscopy Division 160 Dascomb Rd, Andover, MA 01810, U.S.A.

Presentación

Referencia	Descripción	Color
7209686	Terminal bipolar DYONICS SAPHYRE Ablation, 90°	Gris
7209685	Terminal bipolar DYONICS SAPHYRE Ablation, 60°	Gris
7209684	Terminal bipolar DYONICS SAPHYRE Ablation, 90° high profile	Gris
7210111	Terminal bipolar DYONICS SAPHYRE II Ablation, con succión, 90°	Gris
7210113	Terminal bipolar DYONICS SAPHYRE II Ablation, con succión, 60°	Gris
7209652	ABLATOR-S MONOPOLAR 60 DE 2MM	
7209654	ABLATOR-S MONOPOLAR 90	
7209656	MICRO ABLATOR 60	
7209657	ABLATOR MONOPOLAR 60	
7209650	ABLATOR 60 MONOPOLAR 2MM	