


Cuchillas y fresas de shaver



NO CONTIENE LÁTEX
en su composición

INDICACIONES

Los terminales quirúrgicos artroscópicos desechables DYONICS® están indicados para la resección de tejidos blandos y óseos en cavidades articulares grandes, en cavidades articulares pequeñas y para cirugía endoscópica funcional de sinus (FESS). La aplicación en cirugía FESS está limitada a las hojas pequeñas que son apropiadas para este tipo de intervención.

COMPOSICIÓN

Tubos metal y fresas	Acero inoxidable
Centro moldeado	Polycarbonato
Sello	Silicona

Nota: Los tubos internos (no en fresas) están recubiertos con estaño-níquel, luego todos los tubos internos y fresas están tratados con silicona.

INSTRUCCIONES DE USO

Para extraer una fresa artroscópica desechable DYONICS del sobre esterilizado, extraer el sello TYVEK® del mismo y siga las instrucciones descritas en el prospecto de DYONICS® PS3500EP® Disposable Arthroscopy Blades 1060594 Rev.D 10/01 o DYONICS® POWER SYSTEM Disposable Arthroscopy Blades 1060595 Rev.E 10/03 de la unidad motor a utilizar.

Cuchillas y fresas desechables

CARACTERÍSTICAS

Gran variedad de corte

Variedad de medidas disponibles en terminales de corte y fresado para pequeña articulación 2.0, 2.9 y 3.5 mm

Terminales de fresado de 2.9 y 3.5 mm

- Fácil y rápida resección al tejido
- Clasificados por colores para facilitar la identificación de las medidas
- Un solo uso

TIPO DE ENVASE

Envase unitario estéril.

Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.

Con etiquetado en el que figura:

- Denominación del artículo
- Método de esterilización
- Fecha caducidad
- Número de lote
- Referencia comercial

ESTERILIZACIÓN

Los terminales se suministran estériles y han sido envasados en envases unitarios estériles. El método de esterilización está indicado en la etiqueta de los envases (Óxido de etileno(EO) o rayos gamma (R)).

CLASE CE
IIa, estéril

ALMACENAJE

Mantenerlo lejos de la luz, en un lugar seco y a temperatura inferior a 25° C.

No utilizar el contenido si los sobres están abiertos o deteriorados. Un solo uso.

Cuchillas y fresas de shaver

Presentación

Empaque individual por caja

Disposición Final

Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar de conformidad con los procedimientos médicos aceptados y los requisitos locales y nacionales aplicables. Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o cortopunzante.

CADUCIDAD

U.

S.

5 años

A.

FABRICANTE

Smith & Nephew, Inc

Endoscopy Division

160 Dascomb Rd,

Andover, MA 01810

PRESENTACION

Codigo de Producto	Descripción
7205305	CUCHILLA FULL RADIUS 3.5MM
7205306	CUCHILLA FULL RADIUS 4.5MM
7205307	CUCHILLA FULL RADIUS 5.5MM
7205308	CUCHILLA CUTTER 3.5MM
7205309	CUCHILLA CUTTER 4.5MM
7205310	CUCHILLA SYNOVATOR 4.5MM
7205311	CUCHILLA SYNOVATOR 5.5MM
7205312	CUCHILLA INCISOR 3.5MM
7205313	CUCHILLA INCISOR 4.5MM
7205314	CUCHILLA INCISOR 5.5MM
7205317	CUCHILLA RAZORCUT 3.5MM
7205318	CUCHILLA RAZORCUT 4.5MM
7205319	CUCHILLA RAZORCUT 5.5MM
7205324	FRESA ABRADER 4.0MM
7205325	FRESA ABRADER 5.5MM
7205326	FRESA ACROMIONIZER 4.0MM
7205327	FRESA ACROMIONIZER 5.5MM
7205328	FRESA NOTCHBLASTER 4.0MM
7205329	FRESA NOTCHBLASTER 5.5MM

Cuchillas y fresas de shaver

7206013	CUCHILLA BONECUTTER SYNOVATOR 5.5MM
7205332	CUCHILLA INCISOR CURVED CONCAVA 4.5MM
7205335	CUCHILLA FULL RADIUS CURVED CONCAVA 4.5MM
7205336	CUCHILLA FULL RADIUS CURVED CONVEXA 4.5MM
7205341	CUCHILLA FULL RADIUS 4.5MM LARGA
7205343	CUCHILLA INCISOR 4.5MM LARGA
7205345	CUCHILLA INCISOR 4.5MM PLUS
7205727	FRESA HELICUT 4.5MM
72200414	CUCHILLA INCISOR 4.5 PLUS ELITE 180MM
7209201	CUCHILLA FULL RADIUS 4.5MM PLUS
7210486	CUCHILLA FULL RADIUS BONECUTTER 3.5MM
7206011	CUCHILLA FULL RADIUS BONECUTTER 4.5MM
72200080	FRESA ABRADER 4.0MM LARGA
72203128	FRESA DYONICS 4.0MM HIGH VISIBILITY
72200082	FRESA ABRADER 5,5 MM LARGA
72203129	FRESA DYONICS 5.5 MM HIGH VISIBILITY

Smith&Nephew Colombia SAS

Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá

Tel: 57 (1) 605 7373

www.smith-nephew.com

Material exclusivo para especialistas.

Reg. San.: INVIMA 2009DM-0004634