

Sistema distractor de tobillo no invasivo



Indicaciones

Este producto está diseñado para su uso en aplicaciones como:

- Artrodesis de tobillo
- Reparación básica del ligamento lateral de tobillo
- Artroscopia de pie

Instrucciones de uso

Seguir las instrucciones descritas en el prospecto que se entrega junto con el producto.

Composición (desechable)

Espuma Polietileno Cintas Nylon

Caducidad

3 años

Presentación

Características

- Facilita la distracción total dentro del campo estéril
- Fácil de montar
- Fácil de ajustar durante la cirugía
- Un solo uso
- Se suministra estéril
- No contiene látex en su composición

Esterilización

El componente desechable (cintas de pie) se suministra en envases unitarios estériles en cajas de 6 unidades. El método de esterilización está indicado en la etiqueta de los envases.

Clase CE

Clase I, estéril

Fabricante

Smith & Nephew, Inc Endoscopy Division 130 Forbes Blvd., Mansfield, MA 02048 U.S.A.

Referencia	Descripción	
014407	Distractor de tobillo – cintas de pie desechables, correa estéril (6 uds)	

Presentación

Empaque individual por caja

Disposición Final

Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar de conformidad con los procedimientos médicos aceptados y los requisitos locales y nacionales aplicables. Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o corto-punzante.

Smith&Nephew Colombia SAS

Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá

Tel: 57 (1) 605 7373 www.smith-nephew.com Material exclusivo para médicos especialistas.

Reg. San.: INVIMA 2017DM-0017045