

SOFTSILK



Características

- Compuestos por una aleación de titanio.
- El diseño de la rosca permite una fijación segura.
- Su cabeza redondeada atraumática minimiza la laceración del injerto.
- Sistema autoterrajante en el externo distal, colocación sencilla y rápida.
- Canulados (1.5 mm)
- Disponible en 3 diámetros (7; 8 y 9mm) y 3 longitudes (20; 25 y 30mm)

Descripción

Tornillo interferencial compuesto de una aleación de titanio.

Indicaciones

Tornillo indicado para la fijación en procedimientos de reconstrucción del ligamento cruzado anterior/posterior (LCA/PCL) por hueso-tendón-hueso o tejido semitendinoso.

Composición

El material utilizado para la fabricación de SoftSilk es una aleación de Titanio (Ti-6Al-4V ELI).

Instrucciones de uso

Seguir las instrucciones descritas en el prospecto de instrucciones.

Presentación

Código Producto	Descripción	Medidas
7207001	Tornillo interferencial SoftSilk 1,5mm	7mm x 20mm
7207002	Tornillo interferencial SoftSilk 1,5mm	7mm x 25mm
7207003	Tornillo interferencial SoftSilk 1,5mm	7mm x 30mm
7207004	Tornillo interferencial SoftSilk 1,5mm	8mm x 20mm
7207005	Tornillo interferencial SoftSilk 1,5mm	8mm x 25mm
7207006	Tornillo interferencial SoftSilk 1,5mm	8mm x 30mm
7207007	Tornillo interferencial SoftSilk 1,5mm	9mm x 20mm
7207008	Tornillo interferencial SoftSilk 1,5mm	9mm x 25mm
7207009	Tornillo interferencial SoftSilk 1,5mm	9mm x 30mm

SOFTSILK

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 0086 CE nº CE506114 Clase CE IIb	LATEX FREE	STERILE R	 5 años  	 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA EC REP Smith & Nephew Medical Limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN UK Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos



No contiene látex



Producto esterilizado por irradiación



No utilizar si el envase está abierto o dañado



Fabricante



Representante autorizado



No reutilizar



Caducidad

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Frutuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com. www.smith-nephew.com