



#### Características

- Activación mediante interruptor distal localizado en la funda plástica protectora, elimina la necesidad de utilizar el pedal en todo momento. Facilidad de uso.
- Funciona con batería recargable, no necesita ser conectado (ni a aire comprimido ni a corriente) durante la cirugía.
- Permite mayor libertad durante la cirugía, liberando tiempo del segundo cirujano que sin Spider 2 en buena parte de la cirugía suele estar sujetando la articulación en la posición deseada.
- Mayor rigidez, mantiene una posición estable de principio a fin.
- Posicionador ligero y fuerte (tolera mejor los sobrepesos), mayor eficiencia desde el punto de vista del cirujano.
- Abrazadera universal, se puede utilizar con cualquier tipo de mesa quirúrgica al tiempo que elimina la necesidad de adaptadores.

#### Descripción

El posicionador eléctrico Spider 2 proporciona un correcto posicionamiento del paciente en cirugías de traumatología (artroscópicas y abiertas) pudiendo utilizarse, con los accesorios adecuados, en diferentes procedimientos para rodilla, hombro, tobillo, codo y muñeca.

El posicionador Spider 2 dispone de varios componentes que se emplean como parte del sistema en procedimientos quirúrgicos específicos.

- Barra de conexión para hombro Silla de Playa: indicada para ser usada en procedimientos de hombro en silla de playa permitiendo trabajar en todas las posiciones necesarias para cirugía de hombro.
- Barra de conexión lateral para hombro: indicada para ser usada en procedimientos de hombro en posición decúbito lateral. Proporciona una posición óptima durante los procedimientos de hombro lateral, permitiendo al cirujano un control total de la abducción, así como la rotación interna/externa del brazo.
- Accesorio de tracción: diseñado para medir y ajustar la tensión de un miembro durante los procedimientos quirúrgicos que requieren tracción.
- Posicionador lateral Jack: diseñado para proporcionar distracción secundaria de la cabeza humeral en procedimientos de hombro en posición decúbito lateral.
- Barra de conexión para codo: indicado para su uso en intervenciones de codo.
- Conector de 90°: proporciona un control total de la supinación y pronación durante los procedimientos de codo.

- Accesorio posicionador de codo: indicado para su uso en intervenciones de codo en decúbito prono.
- Poste retracción y accesorio para muñeca: indicados para su uso en intervenciones de muñeca.
- Accesorio artroscópico y poste de tracción Ferkel: indicados para su uso en intervenciones de tobillo.
- Accesorio posicionador para rodilla de izquierda o derecha y conector de rodilla 3D: indicados para su uso en intervenciones de rodilla.

#### Indicaciones de uso

El posicionador Spider 2 se utiliza durante las intervenciones de extremidades superiores e inferiores, incluyendo los procedimientos de silla de playa y de hombro lateral, procedimientos de rodilla, tobillo, codo y muñeca.

#### Especificaciones técnicas

Tamaño (extendido): Longitud: 1495 mm

Ancho: 180mm Altura: 200 mm

Peso: 12,79 kg (con la batería instalada)

Tipo de equipo: Parte aplicada tipo B

Fuente de alimentación: 24 V suministrados internamente 15 A

Tipo de batería: NiCd 24 V 1,8 Ah

Protección del recinto: Equipo a prueba de goteo IPXI

Condiciones ambientales: Funcionamiento:

Temperatura: 10 – 40°C Humedad relativa 30 – 75% Presión atmosférica: 70 – 106 kPa

Almacenamiento y transporte: Temperatura: -40 – 70°C Humedad relativa: 10 – 100% Presión atmosférica: 50 – 106 kPa

#### Instrucciones de uso

Consultar las instrucciones de uso para Spider 2.

Página 1 de 4 FT 12.18/2




## Presentación

Código Producto	Descripción	
72203299	Posicionador Spider 2. Incluye: Pedal, Batería, Cargador de batería y cable eléctrico.	Proposition of the same of the
72203301	Batería de recambio Spider 2	
72200918	Carro de transporte Spider	1
72203300	Protector estéril funda plástica Spider 2. Con control eléctrico. Caja de 20 unidades. Desechable	
7210570	Conector Piggy Back. 2 unidades	<b>♦</b>

Hombro. Posición "Silla de playa". Accesorios y desechable:

Código Producto	Descripción	
7210571	Barra de conexión para hombro Silla de playa. 2 unidades	
7210573	Kit de tracción-estabilización para hombro desechable. Caja de 12 u	unidades

Hombro. Posición decúbito lateral. Accesorios y desechable:



## Codo. Accesorios y desechable:

Código Producto	Descripción	
7210572	Barra de conexión para codo Spider. 2 unidades	
7210749	Conector de 90° Spider	
7210575	Accesorio posicionador para codo. Accesorio independiente del sistema Spider.	A
7210574	Kit tracción-estabilización para codo desechable. Caja de 12 unidad	es.

Página 2 de 4 FT 12.18/2



## Rodilla. Accesorios y desechable:

Código Producto	Descripción		
72203235	Spider accesorio posicionador para rodilla izquierda		
72203236	Spider accesorio posicionador para rodilla derecha		
72203239	Spider conector rodilla 3D	807	
72202938	Kit tracción-estabilización para rodilla desechable. Caja de 10 unidades.	·	

### Muñeca. Accesorios y desechable:

Código Producto	Descripción		
72200664	Poste retracción muñeca Tenet Spider		
7210577	Accesorio de tracción Spider		
72200660	Accesorio para artroscopia de muñeca Tenet Spider	<b>★+</b>	Ĭ
72201550	Kit tracción-estabilización para muñeca desechable. Talla S. Caja de 5 unidades.		
72201551	Kit tracción-estabilización para muñeca desechable. Talla M. Caja de 5 unidades.		
72201552	Kit tracción-estabilización para muñeca desechable. Talla L. Caja de 5 unidades.		

### Tobillo. Accesorios y desechable:

Código Producto	Descripción		
72202932	Accesorio artroscópico tobillo Spider	#	
7210577	Accesorio de tracción Spider		7
72201812	Poste de tracción Ferkel. Accesorio independiente del sistema Spider		
72202931	Kit tracción-estabilización para tobillo desechable. Caja de 6 unidades.		

Página 3 de 4 FT 12.18/2



Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE506114 Clase CE	LATEX FREE	Kits para extremidades  STERILE (Ebeam): funda de brazo y kit de tobillo  Resto	2 años: Funda para brazo 3 años: Kits para extremidades 4 años: Funda para lateral Jack	Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA  EC REP  Smith & Nephew Medical limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN Reino Unido Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos



Representante autorizado



No utilizar si el envase está abierto o dañado



Fabricante



Caducidad



Producto esterilizado (Ebeam)



No contiene látex



Producto esterilizado por irradiación



No reutilizar



Producto no esterilizado

#### Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com. www.smith-nephew.com

Página 4 de 4 FT 12.18/2