

SPYROMITE[®] 2.0 PK, anclaje para sutura con agujas



Características

- Anclaje compuesto de un polímero no bioabsorbible de polietere tercetona (PEEK-OPTIMA[®] de Invibio[®]), material biocompatible y radiotransparente, con un módulo comparable al hueso cortical.
Fijación por rosca, ideal para hueso blando
Ofrece una excelente sensación táctil
Control preciso de la profundidad para facilitar la fijación del hueso cortical
- Anclaje con sutura ULTRABRAID talla 2-0 con agujas precargadas.
- La sutura ULTRABRAID ofrece una mayor resistencia a la rotura en el anudado y un mayor efecto lubricante.
- Elevada fuerza de fijación

Descripción

El anclaje para suturas Smith & Nephew SPYROMITE 2.0 PK con agujas es un dispositivo de fijación por rosca diseñado para proporcionar una unión segura de tejido blando al hueso. El dispositivo consta de un anclaje para suturas con sutura(s) no reabsorbible(s) y agujas de acero inoxidable precargadas en un dispositivo de inserción. El anclaje para suturas se suministra esterilizado, para usar una sola vez.

Indicaciones

El anclaje para suturas Smith & Nephew SPYROMITE 2.0 PK está diseñado para la reconexión de tejido blando al hueso especialmente en procesos de reparación de ligamentos de mano y muñeca.

Composición

Anclaje	PEEK-OPTIMA de Invibio (polietere tercetona)
Sutura	Polietileno UHMW o poliéster (USP) trenzado
Dispositivo de inserción	Eje de acero inoxidable con mango de policarbonato y ABS

Instrucciones de uso

Seguir las instrucciones descritas en el prospecto de SPYROMITE 2.0 PK

Esterilización

Los productos de este sistema se suministran estériles. El método de esterilización está indicado en la etiqueta de los envases (Óxido de etileno).

Certificación

Clase CE
IIB

Fabricante

Smith & Nephew, Inc.
1450 Brooks Road. Memphis, TN
38116 U.S.A.

Caducidad

3 años

Presentación

Empaque individual por caja

Disposición Final

Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar de conformidad con los procedimientos médicos aceptados y los requisitos locales y nacionales aplicables. Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o corto-punzante.

Presentación

72201882	Anclaje SPYROMITE 2.0 PK con sutura ULTRABRAID talla 2-0 con agujas (un solo uso)
72202040	Broca 1.8mm y guía de perforación para uso con anclajes SPYROMITE 2.0mm (un solo uso)

Smith&Nephew Colombia SAS

Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá
Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

Material exclusivo para médicos especialistas.

Reg. San.: INVIMA 2014DM-0001903-R1