

Tornillos Canulados Pequeños en Acero inoxidable



Características

- Material: Acero inoxidable.
- Versiones: 2.0, 2.5 y 3.0 mm de diámetro.
- Punta auto perforante y rosca de corte inverso para facilitar la inversión.
- Cabeza de bajo perfil.
- Diferentes tipos de rosca: corta y larga.
- Aguja guía con punta roscada.
- Arandelas para evitar el hundimiento de la cabeza en huesos de mala calidad.

Instrucciones de uso

Ver técnica quirúrgica: "SMALL CANNULATED SCREW SYSTEM with QFX™ Screws".

Indicaciones

EL SISTEMA DE TORNILLOS CANULADOS PEQUEÑOS de Smith & Nephew incluye cuatro opciones de implantes diseñados para cubrir una gama de indicaciones relacionadas con la anatomía de los huesos pequeños.

Tornillo canulado de 2.5 mm

Tornillo canulado de 3.0 mm

Tornillo de compresión sin cabeza de 3.0 mm

Tornillo QFX de 2.0 mm

Los tornillos canulados de 2.5 mm, 3.0 mm y los tornillos de compresión sin cabeza de 3.0 mm se han diseñado para fijar fracturas intraarticulares y extraarticulares, ipseudoartrosis de los huesos pequeños y fragmentos pequeños; artrodesis de articulaciones pequeñas; cirugía de hallux valgus y osteotomía; hueso escafoides y otros huesos del carpo, metacarpo, tarso, metatarso, rótula, apófisis estiloides del cúbito, epicóndilo del húmero, cabeza del radio y apófisis estiloides del radio.

El tornillo QFX de 2.0 mm de Smith+Nephew está indicado osteotomías de los metatarsos, como es el caso de la osteotomía de Weil; en osteotomías, fusiones y fracturas de las falanges, metacarpo y carpo.

Composición

Tornillos canulados de acero inoxidable

Acero Inoxidable (ASTM F-138)

Carbono	0,030% Máx.
Manganeso	2,00% Máx.
Fósforo	0,025% Máx.
Azufre	0,010% Máx.
Silicio	0,75% Máx.
Cromo	17,00% -
Níquel	19,00% 13,00%
Molibdeno	- 15,00% 2,25%
Cobre	- 3,00% 0,50%
Nitrógeno	Máx. 0,10%
Hierro	Máx. Balance

Tornillos canulados de titanio

Titanio 6V-4Al (ASTM F-136)

Nitrógeno	0,05% Máx
Carbono	0,08% Máx
Hidrógeno	0,015% Máx
Hierro	0,30% Máx
Oxígeno	0,20% Máx
Aluminio	5,5% - 6,75%
Vanadio	3,5% - 4,5%
Itrio	0,005% Máx
Titanio	Balance

Certificación

Clase CE

IIB

Tornillo canulado de 2,5 mm

Destornillador hexagonal T-10.

Cabeza de bajo perfil para reducir la irritación de las partes blandas.

Diámetro interno del vástago de 1,8 mm.

Aristas de corte inversas para ayudar en la extracción de los implantes.

Las puntas autorroscantes facilitan una introducción rápida.

Aguja guía con punta de trócar de 0,9 mm.



Tornillo canulado de 3,0 mm

Destornillador hexagonal T-10.

Cabeza de bajo perfil para reducir la irritación de las partes blandas.

Diámetro interno de 2,0 mm.

Aristas de corte inversas para ayudar en la extracción de los implantes.

Las puntas autorroscantes facilitan una introducción rápida.

La aguja guía con punta de broca de 1,1 mm permite una introducción precisa de las agujas.



Tornillo canulado sin cabeza de 3,0 mm

El paso de rosca más pequeño de la cabeza facilita una compresión integrada de 1 mm.

Vástago interno de 2,0 mm de diámetro.

Diámetro interno de la cabeza de 3,3 mm.

Aristas de corte inversas para ayudar en la extracción de los implantes.

Las puntas autorroscantes de las roscas en la cabeza y el vástago facilitan una introducción rápida.

La aguja guía con punta de broca de 1,1 mm permite una introducción precisa de la aguja.



Tornillo QFX® de 2,0 mm

El mecanismo de transmisión incorporado permite la introducción en un paso.

El destornillador doblado hacia fuera crea un conjunto de bajo perfil.

Las lengüetas del destornillador y la cabeza admiten un dispositivo de extracción QFX.

Aristas de corte inversas para ayudar en la extracción de los implantes.

La punta autorroscante y auto perforante disminuye la cantidad de pasos de la intervención.



*** Nota:** *Agujas Guía con Punta de Broca* disponibles para los Canulados de 2.5mm, en Acero de 0.9mm x 150mm de longitud y para los Canulados de 3.0mm, en Acero de 1.1mm x 150mm de longitud.

Presentación

Empaque individual por caja o distribuidos en gradillas

Disposición Final

Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar de conformidad con los procedimientos médicos aceptados y los requisitos locales y nacionales aplicables. Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o corto-punzante.

Presentación

Tornillo Canulado 2,5MM

71101545S	ARANDELA DE 6.0MM
71102208S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 8MM
71102209S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 9MM
71102210S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 10MM
71102211S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 11MM
71102212S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 12MM
71102213S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 13MM
71102214S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 14MM
71102215S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 15MM
71102216S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 16MM
71102217S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 17MM
71102218S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 18MM
71102219S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 19MM
71102220S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 20MM
71102222S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 22MM
71102224S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 24MM
71102226S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 26MM
71102228S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 28MM
71102230S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 30MM
71102232S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 32MM
71102234S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 34MM
71102236S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 36MM
71102238S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 38MM
71102240S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 40MM
71102245S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 45MM
71102250S	2.5MM TORNILLO CANULADO X 50MM

Tornillos QFX™ de 2,0 mm

71102280S	2.0MM TORNILLO QFX X 8MM
71102281S	2.0MM TORNILLO QFX X 10MM
71102282S	2.0MM TORNILLO QFX X 12MM
71102283S	2.0MM TORNILLO QFX X 14MM
71102284S	2.0MM TORNILLO QFX X 16MM
71102285S	2.0MM TORNILLO QFX X 18MM

Tornillos Canulados de 3,0 mm

71101521	PIN 0.9MM PUNTA DE BROCA X 150MM
71101413	PIN 1.1MM PUNTA DE BROCA X 150MM
71103208S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 8MM
71103209S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 9MM
71103210S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 10MM
71103211S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 11MM
71103212S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 12MM
71103213S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 13MM
71103214S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 14MM
71103215S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 15MM
71103216S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 16MM
71103217S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 17MM
71103218S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 18MM
71103219S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 19MM
71103220S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 20MM
71103221S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 21MM
71103222S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 22MM
71103223S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 23MM
71103224S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 24MM
71103225S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 25MM
71103226S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 26MM
71103227S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 27MM
71103228S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 28MM
71103229S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 29MM
71103230S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 30MM
71103232S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 32MM
71103234S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 34MM
71103236S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 36MM
71103238S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 38MM
71103240S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 40MM
71103245S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 45MM
71103250S	3.0MM TORNILLO CANULADO X 50MM

Tornillos Canulados sin cabeza de 3.0 mm

71103308S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 8MM
71103309S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 9MM
71103310S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 10MM
71103311S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 11MM
71103312S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 12MM
71103313S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 13MM
71103314S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 14MM
71103315S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 15MM
71103316S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 16MM
71103317S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 17MM
71103318S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 18MM
71103319S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 19MM
71103320S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 20MM
71103321S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 21MM
71103322S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 22MM
71103323S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 23MM
71103324S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 24MM
71103325S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 25MM
71103326S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 26MM
71103327S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 27MM
71103328S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 28MM
71103329S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 29MM
71103330S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 30MM
71103332S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 32MM
71103334S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 34MM
71103336S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 36MM
71103338S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 38MM
71103340S	3.0MM TORNILLO CANULADO SIN CABEZA X 40MM

Smith&Nephew Colombia SAS
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3,
Bogotá Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

Material exclusivo para médicos
especialistas. Reg. San.: INVIMA
2022DM-0025866