

TRIGEN META-NAIL, Clavo intramedular metafisario



Características

- **Sistema de enclavado intramedular**, para el tratamiento de fracturas de fémur y tibia.

- **Versiones de clavos disponibles:**

Clavo Tibial

Clavo Femoral Retrogrado

- **Variedad de diámetros**, disponible fresado o sin fresar.
- Orificios con rosca y polietileno, proporcionan una mejora en la fijación, minimizan la translación del fragmento.
- Biocompatibles, en mayor medida que el acero.
- Instrumental simple, ayuda a proteger los tejidos blandos y permite la implantación de los dos sistemas.
- Clavo de Tibia: Configuración multiplanar permite lograr hasta 7 mm de compresión, **rosca interna del orificio distal localizado a 5 mm de la punta clavo**, mejora la fijación de las fracturas del extremo distal.
- Clavo de Femoral Retrogrado: Tres bloqueos proximales multiplanares, dos a 25°, uno lateral que se bloquea con tapón de cera; distribuidos en los 40 mm del clavo. Bloqueo distal: dos bloqueos distales en plano AP

Descripción

El clavo TRIGEN™ META-NAIL™ Tibial está indicado para fracturas del tercio proximal y distal de tibia. Incluyendo diáfisis, fracturas estables e inestables metafisarias, pseudoartrosis, consolidaciones viciosas (malas uniones), y para enclavado profiláctico de fracturas patológicas.

El clavo TRIGEN™ META-NAIL™ Retrogrado Femoral está indicado para fracturas de fémur incluyendo fracturas estables e inestables metafisarias, fracturas diafisarias, fracturas intra-articulares, fracturas periprotésicas, pseudoartrosis, consolidaciones viciosas (malas uniones), y para enclavado profiláctico de fracturas patológicas.

Composición

Titanio: Ti-6V-4Al (ASTM F1472-14)

Nitrógeno	Máx. 0,05%	Aluminio	5,5% - 6,75%
Carbono	Máx. 0,08%	Vanadio	3,5% - 4,5%
Hidrógeno	Máx. 0,015%	Ytrio	Máx. 0,005%
Hierro	Máx. 0,30%	Titanio	Balance
Oxígeno	Máx. 0,20%		

Instrucciones de uso

Ver técnica quirúrgica del sistema TRIGEN META-NAIL

Presentación

Empaque individual por caja

Disposición Final

Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar de conformidad con procedimientos médicos aceptados y los requisitos locales y nacionales aplicables. Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o corto/punzante.

Descripción	
Clavo META-NAIL Tibial 8,5 mm	
Clavo META-NAIL Tibial 1 0; 1 1,5 mm	
Clavo META-NAIL Femoral Retrógrado	
Tornillo 4,5 mm, perfil bajo	
Tornillo 5,0 mm, perfil bajo	
Tapón Cero Clavo Meta	
Tapón Clavo	

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 0086 CE nº 512804 Clase CE IIb Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001 :2008 			 1 0 años  	 Smith & Nephew Inc. 1 450 Brooks Road Memphis, TN 381 1 6. USA  Smith & Nephew Orthopaedics GmbH Alemanenstrasse 14 1 7832 Tuttlingen. Germany Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos



No contiene látex



Producto esterilizado por



Caducidad



irradiación No reutilizar



No utilizar si el envase está abierto o



dañado Fabricante



Representante autorizado

CLAVOS INTRAMEDULARES

Ref	Descripción
71655024	CLAVO TIBIAL META 8.5X240MM
71655026	CLAVO TIBIAL META 8.5X260MM
71655028	CLAVO TIBIAL META 8.5X280MM
71655030	CLAVO TIBIAL META 8.5X300MM
71655032	CLAVO TIBIAL META 8.5X320MM
71655033	CLAVO TIBIAL META 8.5X330MM
71655034	CLAVO TIBIAL META 8.5X340MM
71655035	CLAVO TIBIAL META 8.5X350MM
71655036	CLAVO TIBIAL META 8.5X360MM
71655037	CLAVO TIBIAL META 8.5X370MM
71655038	CLAVO TIBIAL META 8.5X380MM
71655128	CLAVO TIBIAL META 10X280MM
71655130	CLAVO TIBIAL META 10X300MM
71655132	CLAVO TIBIAL META 10X320MM
71655134	CLAVO TIBIAL META 10X340MM
71655135	CLAVO TIBIAL META 10X350MM
71655136	CLAVO TIBIAL META 10X360MM
71655137	CLAVO TIBIAL META 10X370MM
71655138	CLAVO TIBIAL META 10X380MM
71655139	CLAVO TIBIAL META 10X390MM
71655140	CLAVO TIBIAL META 10X400MM
71655230	CLAVO TIBIAL META 11.5X300MM
71655232	CLAVO TIBIAL META 11.5X320MM
71655234	CLAVO TIBIAL META 11.5X340MM
71655235	CLAVO TIBIAL META 11.5X350MM
71655236	CLAVO TIBIAL META 11.5X360MM
71655237	CLAVO TIBIAL META 11.5X370MM
71655238	CLAVO TIBIAL META 11.5X380MM
71655239	CLAVO TIBIAL META 11.5X390MM
71655240	CLAVO TIBIAL META 11.5X400MM

TORNILLOS DE BLOQUEO Y TAPONES

Ref	Descripción
71656000	TAPON PROX.CLAVO META
71634005	TAPON PROXIMAL CLAVO 5MM
71634010	TAPON PROXIMAL CLAVO 10MM
71634015	TAPON PROXIMAL CLAVO 15MM
71634020	TAPON PROXIMAL CLAVO 20MM
71645425	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 25MM
71645430	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 30MM
71645435	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 35MM
71645440	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 40MM
71645445	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 45MM
71645450	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 50MM
71645455	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 55MM
71645460	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 60MM
71645465	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 65MM
71645025	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 25MM
71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM
71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM
71645040	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 40MM
71645045	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 45MM
71645050	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 50MM
71645055	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 55MM
71645060	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 60MM
71645065	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 65MM
71645070	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 70MM
71645075	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 75MM

CLAVOS INTRAMEDULARES

Ref	Descripción
71653030	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 10X300MM
71653032	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 10X320MM
71653034	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 10X340MM
71653036	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 10X360MM
71653038	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 10X380MM
71653040	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 10X400MM
71653042	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 10X420MM
71653230	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 11.5X300MM
71653232	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 11.5X320MM
71653234	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 11.5X340MM
71653236	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 11.5X360MM
71653238	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 11.5X380MM
71653240	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 11.5X400MM
71653242	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 11.5X420MM
71653430	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 13X300MM
71653432	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 13X320MM
71653434	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 13X340MM
71653436	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 13X360MM
71653438	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 13X380MM
71653440	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 13X400MM
71653442	CLAVO META FEMUR RETROGRADO 13X420MM

TORNILLOS DE BLOQUEO Y TAPONES

Ref	Descripción
71656000	TAPON PROX.CLAVO META
71634005	TAPON PROXIMAL CLAVO 5MM
71634010	TAPON PROXIMAL CLAVO 10MM
71634015	TAPON PROXIMAL CLAVO 15MM
71634020	TAPON PROXIMAL CLAVO 20MM
71645025	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 25MM
71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM
71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM
71645040	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 40MM
71645045	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 45MM
71645050	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 50MM
71645055	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 55MM
71645060	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 60MM
71645065	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 65MM
71645070	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 70MM
71645075	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 75MM

Smith&Nephew Colombia SAS
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3,
Bogotá Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

Material exclusivo para médicos
especialistas. Reg. San.: INVIMA
2022DM-0025264