


TRIGEN[®] TAN Adolescente, clavo intramedular anterógrado trocantérico (TAN Adolescente)



Características

- Presenta un arco anterior para abordar fracturas de pacientes adolescentes.
- Sistema de enclavado intramedular, para el tratamiento de fracturas de fémur único diámetro disponible de 8.5 mm de 130°. Dos opciones de bloqueo proximal, uno de reconstrucción y otro estándar..
- Disponible fresado o sin fresar.
- Clavos de titanio, optimiza la relación elasticidad-resistencia del implante cuyo comportamiento es más semejante al del hueso.
- Bio-compatibles, en mayor medida que el acero.
- Instrumental simple, ayuda a proteger los tejidos blandos.

Descripción

El clavo TRIGEN TAN y FAN son clavos femorales anterógrados diseñados para utilizarse en fracturas femorales dos opciones de bloqueo proximal estándar o de Reconstrucción.

Indicaciones

Los clavos intramedulares TRIGEN TAN y TAN Adolescente están indicados para las fracturas del fémur, incluyendo intertrocantéreas, fracturas base / trans-cervicales del cuello femoral, fracturas subtrocantéricas, fracturas ipsilaterales de cuello/ diáfisis de fémur, fracturas diafisarias estables e inestables, fracturas segmentarias, pseudoartrosis y uniones defectuosas, politraumatismos, reconstrucciones después de la resección del tumor y reducción o alargamiento óseo

Composición

Titanio: Ti-6V-4Al (ASTM F1472-14)

Nitrógeno	Máx. 0,05%	Aluminio	5,5% - 6,75%
Carbono	Máx. 0,08%	Vanadio	3,5% - 4,5%
Hidrógeno	Máx. 0,015%	Ytrio	Máx. 0,005%
o Hierro	Máx. 0,30%	Titanio	Balance
Oxígeno	Máx. 0,20%		

Instrucciones de uso

Ver técnica quirúrgica del sistema TRIGEN TAN y FAN.

Presentación

Empaque individual por caja

Disposición Final

Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar de conformidad con procedimientos médicos aceptados y los requisitos locales y nacionales aplicables. Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o corto/punzante.

Descripción del Implante

- Tiene una inclinación lateral de 12° grados para permitir un portal de entrada trocantérico mientras proporciona un ajuste más anatómico en el fémur.
- 60 pulgadas radiales (1.5 metros) proximalmente y 100 pulgadas radiales (2.5 metros) distalmente.

Clavo TAN Adolescente



Tornillo de 4.5mm Ti, perfil bajo



Tapón de Clavo



Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° 512804 Clase CE IIb Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008 			 10 años  	 Smith & Nephew Inc. 1450 Brooks Road Memphis, TN 38116. USA  Smith & Nephew Orthopaedics GmbH Alemanenstrasse 14 17832 Tuttlingen. Germany Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

 No contiene látex

 Caducidad

 No utilizar si el envase está abierto o dañado

 Fabricante

 Producto esterilizado por irradiación

 No reutilizar

 Representante autorizado

Presentación

Ref	Descripción
71645132	CLAVO FEMUR TAN ADOLESCENTE 8.5X320MM IZQUIERDO
71645134	CLAVO FEMUR TAN ADOLESCENTE 8.5X340MM IZQUIERDO
71645136	CLAVO FEMUR TAN ADOLESCENTE 8.5X360MM IZQUIERDO
71645138	CLAVO FEMUR TAN ADOLESCENTE 8.5X380MM IZQUIERDO
71645140	CLAVO FEMUR TAN ADOLESCENTE 8.5X400MM IZQUIERDO
71646132	CLAVO FEMUR TAN ADOLESCENTE 8.5X320MM DERECHO
71646134	CLAVO FEMUR TAN ADOLESCENTE 8.5X340MM DERECHO
71646136	CLAVO FEMUR TAN ADOLESCENTE 8.5X360MM DERECHO
71646138	CLAVO FEMUR TAN ADOLESCENTE 8.5X380MM DERECHO
71646140	CLAVO FEMUR TAN ADOLESCENTE 8.5X400MM DERECHO
71634000	TAPON PROXIMAL CLAVO 0MM
71634005	TAPON PROXIMAL CLAVO 5MM
71634010	TAPON PROXIMAL CLAVO 10MM
71634015	TAPON PROXIMAL CLAVO 15MM
71634020	TAPON PROXIMAL CLAVO 20MM
71645425	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 25MM
71645430	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 30MM
71645435	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 35MM
71645440	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 40MM
71645445	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 45MM
71645450	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 50MM
71645455	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 55MM
71645460	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 60MM
71645465	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 65MM

Smith&Nephew Colombia SAS
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3,
Bogotá Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

Material exclusivo para médicos
especialistas. Reg. San.: INVIMA
2022DM-0025264