

TRIGEN[®] TAN[®], clavo intramedular anterógrado trocantérico (TAN)



Características

- **Sistema de enclavado intramedular**, para el tratamiento de fracturas de fémur. Dos opciones de bloqueo proximal. Una estándar y una de reconstrucción.
- Biocompatibles, en mayor medida que el acero.
- **Clavos de titanio**, optimiza la relación elasticidad-resistencia del implante cuyo comportamiento es más semejante al del hueso.
- **Instrumental simple**, ayuda a proteger los tejidos blandos.
- Variedad de diámetros 10mm, 11,5 mm y 13mm, disponible fresado o sin fresar.
- TAN Adolescente, presentación única de 8.5 mm, solicitud especial.

Descripción

El clavo TRIGEN TAN son clavos femorales anterógrados diseñados para utilizarse en fracturas femorales dos opciones de bloqueo proximal l estándar o de Reconstrucción.

Indicaciones

Los clavos intramedulares TRIGEN TAN están indicados para las fracturas del fémur, incluyendo intertrocanteréas, fracturas base /trans-cervicales del cuello femoral, fracturas subtrocantéricas, fracturas ipsilaterales de cuello/diáfisis de fémur, fracturas diafisarias estables e inestables, fracturas segmentarias, pseudoartrosis y uniones defectuosas, politraumatismos, reconstrucciones después de la resección del tumor y reducción o alargamiento óseo

Composición

Titanio: Ti-6V-4Al (ASTM F 1472-14)

Nitrógeno	Máx. 0,05%	Aluminio	5,5% - 6,75%
Carbono	Máx. 0,08%	Vanadio	3,5% - 4,5%
Hidrógeno	Máx. 0,015%	Ytrio	Máx. 0,005%
Hierro	Máx. 0,30%	Titanio	Balance
Oxígeno	Máx. 0,20%		

Instrucciones de uso

Ver técnica quirúrgica del sistema TRIGEN TAN.

Presentación

Empaque individual por caja

Disposición Final

Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar de conformidad con procedimientos médicos aceptados y los requisitos locales y nacionales aplicables. Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o corto/punzante.

Clavo Aterógrado TAN



Tornillo cortical 5,0 mm, perfil bajo



Tornillo deslizante Recon 6,4 mm



Tapón de clavo



Adolescente TAN



Tornillo 4,5 mm, perfil bajo



Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 0086 CE nº 512804 fi Clase CE IIb Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008 			 10 años  	 Smith & Nephew Inc. 1450 Brooks Road Memphis, TN 38116. USA  Smith & Nephew Orthopaedics GmbH Alemanenstrasse 14 17832 Tuttlingen. Germany Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos



No contiene latex



Caducidad



No utilizar si el envase está abierto o dañado



Fabricante



Producto esterilizado por irradiación



No reutilizar



Representante autorizado

Ref	Descripción
71647232	CLAVO FEMUR TAN 10X32 130º IZQUIERDO
71647234	CLAVO FEMUR TAN 10X34 130º IZQUIERDO
71647236	CLAVO FEMUR TAN 10X36 130º IZQUIERDO
71647238	CLAVO FEMUR TAN 10X38 130º IZQUIERDO
71647240	CLAVO FEMUR TAN 10X40 130º IZQUIERDO
71647242	CLAVO FEMUR TAN 10X42 130º IZQUIERDO
71647332	CLAVO FEMUR TAN 11.5X32 130º IZQUIERDO
71647334	CLAVO FEMUR TAN 11.5X34 130º IZQUIERDO
71647336	CLAVO FEMUR TAN 11.5X36 130º IZQUIERDO
71647338	CLAVO FEMUR TAN 11.5X38 130º IZQUIERDO
71647340	CLAVO FEMUR TAN 11.5X40 130º IZQUIERDO
71647342	CLAVO FEMUR TAN 11.5X42 130º IZQUIERDO
71647432	CLAVO FEMUR TAN 13X32 130º IZQUIERDO
71647434	CLAVO FEMUR TAN 13X34 130º IZQUIERDO
71647436	CLAVO FEMUR TAN 13X36 130º IZQUIERDO
71647438	CLAVO FEMUR TAN 13X38 130º IZQUIERDO
71647440	CLAVO FEMUR TAN 13X40 130º IZQUIERDO
71647442	CLAVO FEMUR TAN 13X42 130º IZQUIERDO
71648232	CLAVO FEMUR TAN 10X32 130º DERECHO
71648234	CLAVO FEMUR TAN 10X34 130º DERECHO
71648236	CLAVO FEMUR TAN 10X36 130º DERECHO
71648238	CLAVO FEMUR TAN 10X38 130º DERECHO
71648240	CLAVO FEMUR TAN 10X40 130º DERECHO
71648242	CLAVO FEMUR TAN 10X42 130º DERECHO
71648332	CLAVO FEMUR TAN 11.5X32 130º DERECHO
71648334	CLAVO FEMUR TAN 11.5X34 130º DERECHO
71648336	CLAVO FEMUR TAN 11.5X36 130º DERECHO
71648338	CLAVO FEMUR TAN 11.5X38 130º DERECHO
71648340	CLAVO FEMUR TAN 11.5X40 130º DERECHO
71648342	CLAVO FEMUR TAN 11.5X42 130º DERECHO
71648432	CLAVO FEMUR TAN 13X32 130º DERECHO
71648434	CLAVO FEMUR TAN 13X34 130º DERECHO
71648436	CLAVO FEMUR TAN 13X36 130º DERECHO
71648438	CLAVO FEMUR TAN 13X38 130º DERECHO
71648440	CLAVO FEMUR TAN 13X40 130º DERECHO
71648442	CLAVO FEMUR TAN 13X42 130º DERECHO
71642300	TORNILLO RECONST. 6.4X100MM
71642305	TORNILLO RECONST. 6.4X105MM
71642310	TORNILLO RECONST. 6.4X110MM
71642315	TORNILLO RECONST. 6.4X115MM
71642365	TORNILLO RECONST. 6.4X65MM
71642370	TORNILLO RECONST. 6.4X70MM
71642375	TORNILLO RECONST. 6.4X75MM
71642380	TORNILLO RECONST. 6.4X80MM
71642385	TORNILLO RECONST. 6.4X85MM
71642390	TORNILLO RECONST. 6.4X90MM
71642395	TORNILLO RECONST. 6.4X95MM
71634000	TAPON PROXIMAL CLAVO 0MM
71634005	TAPON PROXIMAL CLAVO 5MM
71634010	TAPON PROXIMAL CLAVO 10MM
71634015	TAPON PROXIMAL CLAVO 15MM
71634020	TAPON PROXIMAL CLAVO 20MM
71645025	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 25MM
71645030	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 30MM
71645035	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 35MM
71645040	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 40MM
71645045	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 45MM
71645050	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 50MM
71645055	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 55MM
71645060	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 60MM
71645065	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 65MM
71645070	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 70MM
71645075	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 5.0MM X 75MM

Ref	Descripción
71645132	CLAVO FEMUR TAN ADOLESCENTE 8.5X320MM IZQUIERDO
71645134	CLAVO FEMUR TAN ADOLESCENTE 8.5X340MM IZQUIERDO
71645136	CLAVO FEMUR TAN ADOLESCENTE 8.5X360MM IZQUIERDO
71645138	CLAVO FEMUR TAN ADOLESCENTE 8.5X380MM IZQUIERDO
71645140	CLAVO FEMUR TAN ADOLESCENTE 8.5X400MM IZQUIERDO
71646132	CLAVO FEMUR TAN ADOLESCENTE 8.5X320MM DERECHO
71646134	CLAVO FEMUR TAN ADOLESCENTE 8.5X340MM DERECHO
71646136	CLAVO FEMUR TAN ADOLESCENTE 8.5X360MM DERECHO
71646138	CLAVO FEMUR TAN ADOLESCENTE 8.5X380MM DERECHO
71646140	CLAVO FEMUR TAN ADOLESCENTE 8.5X400MM DERECHO
71634000	TAPON PROXIMAL CLAVO 0MM
71634005	TAPON PROXIMAL CLAVO 5MM
71634010	TAPON PROXIMAL CLAVO 10MM
71634015	TAPON PROXIMAL CLAVO 15MM
71634020	TAPON PROXIMAL CLAVO 20MM
71645425	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 25MM
71645430	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 30MM
71645435	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 35MM
71645440	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 40MM
71645445	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 45MM
71645450	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 50MM
71645455	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 55MM
71645460	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 60MM
71645465	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 65MM

Smith&Nephew Colombia SAS
 Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3,
 Bogotá Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

Material exclusivo para médicos
 especialistas. Reg. San.: INVIMA
 2022DM-0025264