

Twinfix 2.8 Ti, Anclaje para sutura.



Características

- **Anclaje fabricado en titanio**, material radiopaco.
- **Anclaje autoterrajante**, no necesita agujero iniciador.
- **Control preciso de la profundidad**, facilita la fijación del hueso cortical.
- **Presentación en varias opciones:**
 - Anclaje con sutura ULTRABRAID talla 2-0 con agujas conectadas.

Descripción

Los anclajes para suturas TWINFIX Ti constan de un anclaje con sutura(s) no reabsorbible(s), con o sin agujas de acero inoxidable, precargadas en un dispositivo de inserción. El anclaje se suministra esterilizado, para un solo uso.

Indicaciones

Los anclajes para sutura TWINFIX Ti 2.8 están diseñados para la reconexión de tejido blando al hueso especialmente en procesos de reparación de ligamentos de mano y muñeca e inestabilidad de tobillo.

Composición

Anclaje: Aleación de titanio.
Suturas: Polietileno UHMW o poliéster (USP) trenzado.
Dispositivo de inserción: Eje de acero inoxidable con mango de policarbonato y ABS.
Guía de perforación: Policarbonato.
Broca: Acero inoxidable.

Presentación

Código Producto	Descripción	Clase	
72202067	TWINFIX 2,8 mm Ti con sutura ULTRABRAID talla 2-0 con agujas	IIb	
72200750	TWINFIX 2,8 mm Ti con sutura ULTRABRAID talla 2-0 sin agujas	IIb	
7209506	Broca 1,8 mm para uso con anclajes TWINFIX 2,8 mm	IIa	
7209118	Guía de perforación para uso con anclajes TWINFIX 2,8 mm	I	

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE 00356 Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008 		 Anclajes  Guía y broca	 3 años  	 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA  Smith & Nephew York Science Park Heslington, York. YO10 5DF. UK Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

	No contiene látex		Producto esterilizado con óxido de etileno
	Producto no esterilizado		Caducidad
	No reutilizar		No utilizar si el envase está abierto o dañado
	Fabricante		Representante autorizado

Presentación

Empaque individual por caja.

Disposición Final

Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar de conformidad con los procedimientos médicos aceptados y los requisitos locales y nacionales aplicables. Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o corto-punzante.

Smith&Nephew Colombia SAS

Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá
 Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com

Reg. San.: INVIMA 2010EBC-0005305
 Smith&Nephew Colombia SAS