

Twinfix 3.5 Ti, Anclaje para sutura.



Características

- Anclaje fabricado en titanio, material radiopaco.
- Anclaje autoterrajante, no necesita agujero iniciador.
- Control preciso de la profundidad, facilita la fijación del hueso cortical.
- Presentación en varias opciones:
 - Anclaje con sutura ULTRABRAID talla 2-0 con agujas conectadas.
- Las anclas de sutura de titanio (Ti) proporcionan resistencia y estabilidad para una fijación confiable.
- El diseño de rosca transicional proporciona una fijación segura con "Pasos de rosca distales" para facilitar la inserción y "Pasos de rosca proximales de bloqueo" Para proporcionar resistencia a la extracción incluso con mala calidad ósea.¹
- La punta trocar distal del ancla, permite la inserción del mismo, sin necesidad de realizar previa perforación para todos los tipos de calidad ósea.

Descripción

Los anclajes para suturas TWINFIX Ti constan de un anclaje con sutura(s) no reabsorbible(s), con o sin agujas de acero inoxidable, precargadas en un dispositivo de inserción. El anclaje se suministra esterilizado, para un solo uso.

Indicaciones

Los anclajes para sutura TWINFIX Ti 3.5 están diseñados para la reconexión de tendones al hueso especialmente en procesos de reparación de ligamentos de inestabilidad de tobillo.

Composición

Anclaje: Aleación de titanio.
 Sutures: Polietileno UHMW o poliéster (USP) trenzado.
 Dispositivo de inserción: Eje de acero inoxidable con mango de policarbonato y ABS.
 Guía de perforación: Policarbonato.
 Broca: Acero inoxidable.

Presentación

Código Producto	Descripción	Clase	
72202067	TWINFIX 3.5 mm Ti con sutura ULTRABRAID talla 2-0 con agujas	IIb	

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE 00356 Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008 		 Anclajes  Guía y broca	 3 años  	 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA  Smith & Nephew York Science Park Heslington, York. Y0105DF. UK Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

	No contiene látex		Producto esterilizado con óxido de etileno
	Producto no esterilizado		Caducidad
	No reutilizar		No utilizar si el envase está abierto o dañado
	Fabricante		Representante autorizado

Presentación

Empaque individual por caja.

Disposición Final

Una vez usado, este dispositivo puede constituir un posible riesgo biológico por lo que se deberá manejar de conformidad con los procedimientos médicos aceptados y los requisitos locales y nacionales aplicables. Desechar en contenedores o bolsas de producto contaminado y/o corto-punzante.

Smith&Nephew Colombia SAS

Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá

Tel: 57 (1) 605 7373

www.smith-nephew.com

Reg. San.: INVIMA 2009DM-0004255

Smith&Nephew Colombia SAS