

TWINFIX[®] Ultra Ti, anclaje con sutura



Características

- **Anclaje para sutura no reabsorbible compuesto de aleación de titanio**, proporciona una reconexión segura del tejido blando al hueso.
- **Diámetros de 4,5; 5,5 y 6,5 mm.**
- **Existen versiones del anclaje cargado con 2 o 3 suturas ULTRABRAID**, compuestas de una fibra de polietileno UHMW (Ultra High Molecular Weight) y polietileno UWMW con cotrenzado de monofilamento de polietileno.
- **El dispositivo de inserción se introduce en un 70% de la longitud total del anclaje**, proporciona una eficaz resistencia a la rotura.
- **Anclaje totalmente roscado**, proporciona una fijación esponjosa y cortical.
- **Diseño de doble rosca**, simplifica la inserción del anclaje siendo necesarias menos vueltas para insertar el anclaje.
- **Punzón cónico de 3,8 mm reutilizable o desechable**, facilita la preparación del orificio.

Descripción

Los anclajes para suturas precargados TWINFIX Ultra Ti constan de un anclaje para sutura no reabsorbible con una sutura no reabsorbible montada en un dispositivo de inserción. El anclaje para suturas está diseñado para proporcionar una reconexión segura del tejido blando al hueso. El cirujano puede conectar el tejido blando aplicando la técnica que más le convenga.

Indicaciones

Los anclajes para suturas precargados TWINFIX Ultra Ti están diseñados solamente para la reconexión de tejido blando al hueso en las situaciones siguientes:

- Hombro: reparaciones de lesión de Bankart, reparaciones de lesiones SLAP, reparaciones de separación acromioclavicular, reparaciones de desgarros del manguito de los rotadores, reconstrucciones de desplazamiento capsular o capsulolabiales, tenodesis del bíceps, reparaciones de deltoides.
- Pie y tobillo: reparaciones de deformidad en valgo, reparaciones /reconstrucciones de inestabilidad medial o lateral, reparaciones/ reconstrucciones del tendón de Aquiles, reconstrucciones de la curvatura plantar, reparaciones/reconstrucciones de ligamentos/tendones metatarsianos.
- Codo: reconstrucciones del ligamento colateral ulnar o radial, reparación de epicondilitis lateral, reconexión del tendón del bíceps.

- Rodilla: reparaciones extracapsulares del ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral y ligamento oblicuo posterior; tenodesis de banda iliotibial, realineación de la rótula y reparaciones del tendón: avance del vasto medial oblicuo.

Composición

Anclaje	Aleación de titanio
Dispositivo de inserción	Eje de acero inoxidable con mango de policarbonato y ABS
Suturas (se proporcionan 2-3 unidades de sutura por producto)	Polietileno UHMW, no recubierto, trenzado, no reabsorbible. y/o Polietileno UHMW con cotrenzado de monofilamento de polipropileno (zaul), no reabsorbible. y/o Polietileno UHMW con cotrenzado de monofilamento de nylon (negro), no reabsorbible.

Ti-6Al-4V (ASTM F136)

Aluminio	5,5 – 6,5 %	Vanadio	3,5 – 4,5 %
Hierro	Máx. 0,25%	Oxígeno	Máx. 0,13%
Carbono	Máx. 0,08%	Nitrógeno	Máx. 0,05%
Hidrógeno	Máx. 0,012%	Titanio	Balance

TWINFIX[®] Ultra Ti, anclaje con sutura

Presentación

Código Producto	Descripción
72202893	TWIN-FIX Ultra Ti anclaje de 4.5 mm con dos suturas ULTRABRAID (blanco, azul-cobraid)
72202894	TWIN-FIX Ultra Ti anclaje de 4.5 mm con dos suturas ULTRABRAID (azul-cobraid, negro-cobraid)
72202895	TWIN-FIX Ultra Ti anclaje de 5.5 mm con dos suturas ULTRABRAID (blanco, azul-cobraid)
72202896	TWIN-FIX Ultra Ti anclaje de 5.5 mm con dos suturas ULTRABRAID (azul-cobraid, negro-cobraid)
72202897	TWIN-FIX Ultra Ti anclaje de 5.5 mm con tres suturas ULTRABRAID (blanco, azul-cobraid, negro-cobraid)
72202898	TWIN-FIX Ultra Ti anclaje de 6.5 mm con dos suturas ULTRABRAID (blanco, azul-cobraid)
72202899	TWIN-FIX Ultra Ti anclaje de 6.5 mm con dos suturas ULTRABRAID (azul-cobraid, negro-cobraid)
72202900	TWIN-FIX Ultra Ti anclaje de 6.5 mm con tres suturas ULTRABRAID (blanco, azul-cobraid, negro-cobraid)

Material asociado

Código Producto	Descripción
72202621	Punzón cónico de 3,8 mm desechable
72201915	Punzón cónico de 3,8 mm reutilizable
72202116	Broca, punta de pala de 3,5 mm para hueso duro
72201707	Broca, punta de pala de 4,5 mm para hueso duro
72201708	Broca, punta de pala de 5,5 mm para hueso duro

TWINFIX[®] Ultra Ti, anclaje con sutura

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE506114 Clase CE IIb: Anclajes IIa: Brocas y 72202621 I: Resto	LATEX FREE	STERILE EO Anclajes STERILE R Punzón desechable NON STERILE Resto	5 años anclajes y punzón desechable No reutilizar No utilizar si el envase está abierto o dañado	Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA EC REP Smith & Nephew Medical Limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN UK Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos

LATEX FREE	No contiene látex	STERILE EO	Producto esterilizado con óxido de etileno
NON STERILE	Producto no esterilizado	STERILE R	Producto esterilizado por irradiación
Caducidad	Caducidad	No reutilizar	No reutilizar
No utilizar si el envase está abierto o dañado	No utilizar si el envase está abierto o dañado	EC REP	Representante autorizado
Fabricante	Fabricante		

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Frutuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com, www.smith-nephew.com