

ULTRA FAST-FIX[®], sistema de reparación meniscal



Características

- **Sistema de implantes pre-enhebrados y pre-anudados con nudo autodeslizante**, permite insertar implantes tanto en horizontal como en vertical, eliminando la necesidad de anudar en el interior de la articulación.
- **Sistema de reparación meniscal resistente, reproducible y fiable**, proporciona propiedades biomecánicas iguales a la de la técnica de sutura vertical de colchonero.
- **Dispositivos sin perfil duro**, minimiza el trauma al cartílago articular.
- **Sutura ULTRABRAID**, Ofrece ventajas sobre la sutura de poliéster tradicional, incluyendo una mayor resistencia a la rotura del nudo, aumento de la lubricidad y una resistencia más fuerte al deshilachado.
- **Implantes no absorbibles de alta resistencia de PEEK-OPTIMA[®] de Invibio[®]**, proporciona gran resistencia a la rotura.
- **Agujas curvas y de curva inversa**, promueven un acceso seguro y fácil a una multitud de zonas dañadas. La aguja curvada inversa está diseñada para reparar desgarros en la parte inferior sin dañar el menisco o la meseta tibial.

Descripción

Sistema de reparación de menisco con dispositivos de reparación totalmente internos.

Cada dispositivo incluye dos implantes de PEEK-OPTIMA[®] de Invibio[®], de polímero (polieteretercetona) de 5 mm, pre-enhebrados con sutura nº0 de polietileno UHMW con cotrenzado de polipropileno monofilamento, trenzada, sin recubrimiento, no reabsorbible y precargados en un sistema de aplicación con aguja.

Indicaciones

El sistema de reparación de menisco ULTRA FAST-FIX está diseñado para su uso como dispositivo de retención de suturas facilitando los procedimientos percutáneos o endoscópicos de tejido blando. El sistema ULTRA FAST-FIX está indicado para su uso en reparaciones de menisco y procedimientos de trasplante de menisco artificial de poliuretano y aloinjerto.

72203717, 72203718 y 72203719

Indicación Extendida (EI) para la implantación de menisco de poliuretano.

Composición

Implante	Polímero de polieteretercetona (PEEK-OPTIMA [®] de Invibio [®]) de 5 mm
Sutura	Sutura #0 de polietileno UHMW con trenzado de monofilamento de polipropileno
Aguja	Acero inoxidable
Mango	ABS
Cánula Split	Pebax [®]
Medidor de profundidad	Pebax [®]
Enhebrador de sutura	Sutura: Lexan [®] (resina de policarbonato) Aguja: acero inoxidable 304

ULTRA FAST-FIX[®], sistema de reparación meniscal

Presentación

Código Producto	Descripción
72201491	Sistema de reparación de menisco curvo
72201492	Sistema de reparación de menisco curvo reverso
72201490	Sistema de reparación de menisco recto
72201537	Empujanudos / cortador de sutura recto
72203717	ULTRA FAST-FIX PK recto EI
72203718	ULTRA FAST-FIX PK curvo EI
72203719	ULTRA FAST-FIX PK curva inversa EI

Material asociado

Código Producto	Descripción
015186	Medidor de profundidad
014549	Raspa Diamond 45°
014550	Raspa Diamond 90°
011703	Bandeja de esterilización
7210977	Introduccion de cánula ranurada

ULTRA FAST-FIX[®], sistema de reparación meniscal

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 2797 CE nº CE506114 Clase CE IIb: Sistemas de reparación de menisco IIa: Empujanudos / cortador de sutura I: Resto		 Sistemas de reparación, ultra fast-fix, y empujanudos Resto	 5 años 	 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA Smith & Nephew Orthopaedics GmbH Alemannenstraße 14 78532 Tuttlingen, Alemania Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos

	No contiene látex		Producto esterilizado con óxido de etileno
	Producto no esterilizado		Caducidad
	No reutilizar		No utilizar si el envase está abierto o dañado
	Fabricante		Representante autorizado
	Producto esterilizado por radiación gamma		

Sports Medicine

Smith & Nephew, S.A.U

Frutuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297. informacion@smith-nephew.com. www.smith-nephew.com