



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

ALTERNA EXTRA



Coloplast

Alterna Extra Barrera de Ostomía Flexible



- **Descripción:**

Se adaptan como una segunda piel, sellando de forma activa y eficaz el estoma, manteniendo la piel seca e íntegra. Ajuste al cierre hermético con las Bolsas Alterna Free y Alterna Uro.

- **Composición del Producto:**

Barrera: Espiral transparente: Polisobutileno, polímeros adhesivos

Espiral marrón: Carboximetilcelulosa sódica, resinas y pectinas vegetales, polímeros adhesivos.

Película de polietileno - poliuretano en su cara externa

Aro: Alterna flexible

- **Características y Acciones del Producto**

- Resina nº 1 transparente, con una alta resistencia a la erosión, sella de forma efectiva el estoma
- Resina nº 2 marrón clara, con una alta capacidad de absorción, aporta una elevada protección cutánea
- Resina nº 3 transparente, con una alta fijación y flexibilidad, se adapta como una segunda piel sin desprenderse tras el uso
- Permite visualizar la piel, lo que es importante a la hora de aplicarla y posicionarla. También es de utilidad para monitorizar dermatitis y otros problemas cutáneos
- Por ser muy fina y flexible, se adapta perfectamente al relieve cutáneo



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

ALTERNA EXTRA



Coloplast

- Sella de forma activa y eficaz el estoma ya que la zona central se hincha con la humedad adquiriendo un color blanquecino y una consistencia blanda a modo de gel que se adapta completamente a la superficie periestomal evitando fugas o infiltraciones
- Mantiene la piel seca e íntegra ya que la zona central no se deshace con la orina ni otras secreciones
- Bordes biselados
- Con guía de corte
- Incorpora una pestaña que favorece la retirada del film protector y del adhesivo sobre la piel
- Lleva 2 orejas para poder adaptar un cinturón en aquellos casos en los que sea necesario

• Indicaciones

Diseñado para un tiempo de uso más largo, gracias a su capacidad de ser más resistente a la erosión (diferencia de 48 horas entre adhesivos)

- Ileostomías
- Urostomías

• Instrucciones de Uso

1. Limpie la piel con agua templada, evite usar jabón si no es absolutamente necesario
2. Seque la piel cuidadosamente
3. Mida el estoma (usando la guía) y calque esta medida en el disco adhesivo, a continuación recorte
4. Retire el papel protector de la barrera y colóquela en su sitio, es más fácil si empieza por adherirla por debajo del estoma y luego hacia arriba
5. Firmemente presione el adhesivo de la barrera a la piel que rodea el estoma, asegurándose que quede bien sellada
6. A continuación, coloque la bolsa



Ordenes &
Suministros

FICHA TÉCNICA

ALTERNA EXTRA



Coloplast

- **Presentaciones**

- Referencia 2831: barrera de diámetro 40 mm
Referencia 2832: barrera de diámetro 50 mm
Referencia 2833: barrera de diámetro 60 mm
- Cajas por 5 unidades

- **Almacenamiento**

- En lugar fresco, seco y limpio
- Protegido de la luz y con humedad relativa menor a 60%
- Temperatura entre 5 a 25 °C

- **Datos de Interés General**

- Fabricante: COLOPLAST A/S
- Importador: ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
- País origen: Hungría, Francia, China, Estados Unidos
- Registro Sanitario Invima No. 2017DM-0000362-R1
- Tipo de Dispositivo: No invasivo
- Clasificación de Riesgo: I
- Vida útil: 3 años