

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™



3M™ Coban™ 2 Sistema Compresivo de Dos Capas 3M™ Coban™ 2 Lite Sistema Compresivo de Dos Capas

3M ha logrado avances en la ciencia de la terapia compresiva gracias a la concepción de materiales diseñados con una Dinámica de Compresión Inteligente. Estos materiales presentes en Coban™ 2 y Coban™ 2 Lite Sistemas Compresivos de Dos Capas, crean un vendaje de estiramiento corto que se amolda a la forma de la pierna y brinda soporte para mejorar el retorno venoso y disminuir el edema, durante el reposo y la contracción muscular.

*Consultar las instrucciones de uso.



3M™ Coban™ 2 y 3M™ Coban™ 2 Lite

Sistemas Compresivos de Dos Capas

Beneficios principales



Fácil de usar: Aplicación rápida y fácil de aprender



Permanece en su lugar: Mantiene la compresión terapéutica sin deslizarse hacia abajo



Cómodo: Mejora la adherencia al tratamiento del paciente, debido a la comodidad y delgadez del vendaje



No contiene látex de caucho natural



Adaptable a la anatomía del paciente: Se adapta a diversas formas y tamaños de extremidades



Proporciona compresión constante: La capa compresiva está diseñada para aplicarse totalmente estirada, reduciendo la variabilidad en la instalación



Permite continuar un estilo de vida normal: El vendaje es delgado, liviano y respirable, permitiendo que los pacientes utilicen su calzado normal y retornen a sus actividades cotidianas

Aplicaciones sugeridas de la terapia compresiva

- ▶ Manejo de úlceras venosas, edema, linfedema y otras condiciones clínicas en las cuales la compresión es apropiada
- ▶ Coban 2 Sistema Compresivo de Dos Capas (Cat #2094N) se puede utilizar en pacientes con un índice tobillo-brazo igual o superior a 0.8
- ▶ Coban 2 Lite Sistema Compresivo de Dos Capas (Cat #2794N) se puede utilizar en pacientes con etiología mixta, // que tienen un índice tobillo-brazo igual o superior a 0.5, a los que se instala compresión por primera vez (desconociéndose la tolerancia), que son frágiles o tienen menor movilidad

Información para pedidos

Aplicación/Uso	Nombre	No. Cat.	Tamaño	Media negra de nylon	Rollos/caja Cajas/contenedor	Cajas/Contenedor	Código HCPCS
Debajo de la rodilla	3M™ Coban™ 2 Sistema Compresivo de Dos Capas	2094N	Capa de comodidad: 4 in x 2.9 yd (10 cm x 2,7 m)	1	2 rollos (1 de cada capa)	6	A6441
			Capa de compresión: 4 in x 5.1 yd (10 cm x 4,7 m) estirada				A6452
Debajo de la rodilla (ABPI ≥ 0.5)	3M™ Coban™ 2 Lite Sistema Compresivo de Dos Capas	2794N	Capa de comodidad: 4 in x 2.9 yd (10 cm x 2,7 m)	1	2 rollos (1 de cada capa)	6	A6441
			Capa de compresión: 4 in x 5.1 yd (10 cm x 4,7 m) estirada				A6452



Para mayor información, comuníquese con su Representante de Ventas de 3M Health Care, o a la línea de servicio al cliente de 3M Health Care 1-800-228-3957 o ingrese a [3M.com/Coban2Layer](https://www.3M.com/Coban2Layer).



3M División de Soluciones Médicas
2510 Conway Ave.
St. Paul, MN 55144 USA

Teléfono 1-800-228-3957
Web 3M.com/medical

3M y Coban son marcas registradas de 3M. Favor reciclar. Todos los derechos reservados.
70-2011-7813-7