



Medical Care Well S.A.S.

SERVIMOS PARA
LA SALUD

ESPECIALIZADOS EN VÍA AÉREA

FICHA TECNICA

TUBO ENDOTRAQUEAL



MARCA: FORMED

FABRICANTE: Hangzhou Formed Medical Devices Co. Ltd.

PAIS DE ORIGEN: CHINA

REFERENCIA: PA030465

REGISTRO SANITARIO INVIMA: 2023DM-0027770

FECHA DE VIGENCIA: 5/16/2023

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: IIA

VIDA UTIL: 5 AÑOS

NOMBRE COMERCIAL: Tubo Endotraqueal con balón # 6.5 Reforzado

DESCRIPCIÓN

Dispositivo estéril, suelen insertarse a través de la boca o nariz para asegurar que las vías aéreas se encuentren abiertas y que el paciente pueda respirar adecuadamente. Extremo distal abierto con punta biselada, totalmente atraumático y balón inflable, conectado a un balón piloto exterior y/o ojo de Murphy, línea radiopaca (ORX) que permite su fácil visualización en RX. Termosensible. Con espiral en acero inoxidable para evitar acodamiento del tubo.

COMPOSICIÓN: Material Policloruro de Vinilo (PVC) y Polipropileno (PP) y acero inoxidable.

PRESENTACIÓN: Unidad - Bolsa estéril

METODO DE ESTERILIZACIÓN: N/A - Uso único por paciente.

INDICACIONES DE USO: Se utiliza en situaciones de emergencia en personas con afectación de las vías aéreas, en anestesia general que requieran ventilación mecánica invasiva. Uso por profesional calificado.

PRECAUCIONES: Para un solo uso. Desechar después de su uso. No lo use si el paquete está abierto o dañado.

CONTRAINDICACIONES: No utilizar si el envase presenta averías.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: No almacenar a temperatura o humedad extremas. Almacenar en lugar fresco y seco.

DISPOSICION FINAL: Se debe realizar según el protocolo interno de cada institución

Contacto: MEDICAL CARE WELL S.A.S
Carrera 25 No. 24B-35
Tel(601) 5163716
Bogotá - Colombia
Email:comercial@medicalcarewell.com