



Medical Care Well S.A.S.

SERVICIOS PARA
LA SALUD

ESPECIALIZADOS EN VÍA AÉREA

FICHA TECNICA

CANULA NASAL DE OXIGENO CON TUBO DE MUESTREO DE CO2



MARCA: FORMED

FABRICANTE: Hangzhou Formed Medical
Devices Co. Ltd.

PAIS DE ORIGEN: CHINA

REFERENCIA: PA1602

REGISTRO SANITARIO INVIMA: 2020DM-0020992

FECHA DE VIGENCIA: 13/01/2030

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: IIA

VIDA UTIL: 5 AÑOS

NOMBRE COMERCIAL: CANULA NASAL DE OXIGENO CON TUBO DE MUESTREO DE CO2

DESCRIPCIÓN: Consta de puntas nasales ajustables y blandas, tubo conectado a la derivación, corredera, conexión de cuatro vías, tubo conectado principal, conector luer macho, conector de fuente de aire.

COMPOSICIÓN: PVC Grado Médico

PRESENTACIÓN: Unidad - Bolsa no estéril

METODO DE ESTERILIZACIÓN: N/A - Uso único por paciente.

INDICACIONES DE USO: Se utiliza para la monitorización simultánea de CO2 y el suministro de Oxígeno.

PRECAUCIONES: Para un solo uso. Desechar después de su uso. No lo use si el paquete está abierto o dañado. Asegúrese de que todas las conexiones estén seguras y que el aire circule libremente a través de la tubería.

CONTRAINDICACIONES: No utilizar si el envase presenta averías.

CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO: No almacenar a temperatura o humedad extremas.
Almacenar en lugar fresco y seco.

DISPOSICION FINAL: Se debe realizar según el protocolo interno de cada institución

Contacto: MEDICAL CARE WELL S.A.S
Carrera 25 No. 24B-35
Tel(601) 5163716
Bogotá - Colombia
Email:comercial@medicalcarewell.com