

SERVIMOS PARA LA SALUD

## FICHA TECNICA

ESPECIALIZADOS EN VÍA AÉREA

## **RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE ADULTO**

MARCA: **HSINER** 

**FABRICANTE:** HSINER Co. Ltd.

PAIS DE ORIGEN **TAIWAN** 

REFERENCIA: 60111

REGISTRO SANITARIO INVIMA: 2019DM-0020009 **FECHA DE VIGENCIA:** 

**CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: VIDA UTIL:** 3 AÑOS IIA

NOMBRE COMERCIAL: Resucitador Manual Desechable Adulto

También conocido con el nombre de Ambu; dispositivo médico que se utiliza para ventilar manualmente a **DESCRIPCIÓN** pacientes con problemas de respiración o en casos de paro cardiopulmonar. Se conecta directamente a la

persona por medio de la mascarilla o tubo endotraqueal suministrando la cantidad de oxigeno necesaria.

28/06/2029

Reservorio: Policloruro de Vinilo-Polietileno y Policarbonato.

Balón: Policarbonato

**COMPOSICIÓN:** Válvulas (Peep y Pop Off): Policarbonato

Máscaras Faciales: Policloruro de Vinilo-Polietileno de Alta Densidad-Policarbonato

Tubo de Oxígeno: Policloruro de Vinilo. Longitud 2 mts.

PRESENTACIÓN: Unidad - Bolsa no estéril. Libre de Látex

METODO DE ESTERILIZACIÓN: N/A - Uso único por paciente.

cuando el resucitador se conecta a una fuente de oxígeno. Balón de 1.500 ml se presiona para proporcionar Oxígeno al paciente. Máscaras Fáciales: # 5 Adulto cubre boca y nariz. Válvula Peep: Mantiene una presión **INDICACIONES DE USO:** 

positiva. 5~20 cm H₂O. Válvula Pop Off: Se activa y descarga el aire a la atmósfera por exceso de presión. 60

Para proporcionar la ventilación de presión politiva a paciente adulto: Reservorio de 2.500 ml entra a funcionar

cm H<sub>2</sub>O.

Destinado a ser utilizado por personal médico calificado. Para obtener el mejor rendimiento, úselo dentro de los 3 PRECAUCIONES:

años después de la fecha de fabricación.

No esterilice

CONTRAINDICACIONES: No utilizar si el envase presenta averías.

Lugar limpio, fresco y seco. Sin exposición directa al sol. **CONDICIONES DE** 

Rango de temperatura: De - 30°C a 50°C ALMACENAMIENTO: Rango de Humedad relativa: < 85%

**DISPOSICION FINAL:** Se debe realizar según el protocolo interno de cada institución

Contacto: MEDICAL CARE WELL S.A.S

Carrera 25 No. 24B-35 Tel(601) 5163716 Bogotá - Colombia

Email:comercial@medicalcarewell.com