



Medical Care Well S.A.S.

SERVIMOS PARA  
LA SALUD

ESPECIALIZADOS EN VÍA AÉREA

## FICHA TECNICA

### RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE PEDIATRICO



MARCA: HSINER

FABRICANTE: HSINER Co. Ltd.

PAIS DE ORIGEN: TAIWAN

REFERENCIA: 60112

REGISTRO SANITARIO INVIMA: 2019DM-0020009

FECHA DE VIGENCIA: 28/06/2029

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: IIA

VIDA UTIL: 3 AÑOS

NOMBRE COMERCIAL: Resucitador Manual Desechable Pediátrico

#### DESCRIPCIÓN

También conocido con el nombre de Ambu; dispositivo médico que se utiliza para ventilar manualmente a pacientes con problemas de respiración o en casos de paro cardiopulmonar. Se conecta directamente a la persona por medio de la mascarilla o tubo endotraqueal suministrando la cantidad de oxígeno necesaria.

#### COMPOSICIÓN:

Reservorio: Policloruro de Vinilo-Polietileno y Policarbonato.  
Balón: Policarbonato  
Válvulas (Peep y Pop Off): Policarbonato  
Máscaras Faciales: Policloruro de Vinilo-Polietileno de Alta Densidad-Policarbonato  
Tubo de Oxígeno: Policloruro de Vinilo. Longitud 2 mts.

PRESENTACIÓN: Unidad - Bolsa no estéril. Libre de Látex

METODO DE ESTERILIZACIÓN: N/A - Uso único por paciente.

#### INDICACIONES DE USO:

Para proporcionar la ventilación de presión positiva a paciente pediátrico: Reservorio de 2.500 ml entra a funcionar cuando el resucitador se conecta a una fuente de oxígeno. Balón de 450 ml se presiona para proporcionar Oxígeno al paciente. Máscaras Faciales: # 3 Pediátrica cubre boca y nariz. Válvula Peep: Mantiene una presión positiva. 5-20 cm H<sub>2</sub>O. Válvula Pop Off: Se activa y descarga el aire a la atmósfera por exceso de presión. 40 cm H<sub>2</sub>O.

#### PRECAUCIONES:

Destinado a ser utilizado por personal médico calificado. Para obtener el mejor rendimiento, úselo dentro de los 3 años después de la fecha de fabricación.  
No esterilice

#### CONTRAINDICACIONES:

No utilizar si el envase presenta averías.

#### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Lugar limpio, fresco y seco. Sin exposición directa al sol.  
Rango de temperatura: De - 30°C a 50°C  
Rango de Humedad relativa: < 85%

#### DISPOSICION FINAL:

Se debe realizar según el protocolo interno de cada institución

Contacto: MEDICAL CARE WELL S.A.S  
Carrera 25 No. 24B-35  
Tel(601) 5163716  
Bogotá - Colombia  
Email:comercial@medicalcarewell.com