


## MEDICAL NISSI SAS.

VERSIÓN: 2
CÓDIGO: FT-012
Página 1 de 2

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO CUBETA ODONTOLOGICA



| NOMBRE DEL DISPOSITIVO           | CUBETA ODONTOLOGICA  |
|----------------------------------|--|
| CARACTERISTICAS                  | DESCRIPCION  |
|                                  | Dispositivos surtidos de color azul, amarillo y transparente |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO         | Cubeta inferior y superior la para mayor comodidad           |
|                                  | Inoloro  |
|                                  | No estéril   |
|                                  | Libre de impurezas   |
|                                  | Desechable   |
|                                  | Capacidad en tallas S,M,L                                    |
| PROPIEDADES FISICAS DEL PRODUCTO | Rígida para evitar distorsiones                              |
|                                  | Perforada para mejorar la retención mecánica                 |
| MATERIAL PRINCIPAL               | Polipropileno Homopolimero                                   |

| USO                           | Realización de tomas de impresiones dentales                        |
|-------------------------------|---|
|                               | Dispositivo desechable  |
| INDICACIONES Y PRECAUCIONES   | Operación exclusiva de profesionales de la salud                    |
|                               | 3 Pares en un soporte de cartón dentro de bolsa plástica            |
| PRESENTACION DEL PRODUCTO     | Embalaje en caja según cantidad                                     |
|                               |   |
|                               | No poner elementos pesados sobre los productos.                     |
|                               | Conservar en un lugar fresco y seco y alejado de la luz directa del |
|                               | sol.  |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | Hacer uso estibas, estantería, u otro sistema para el               |
|                               | almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación   |
|                               | directa con paredes y pisos.  |
| REGISTRO SANITARIO            | 2015DM-0012986  |
| VIGENCIA                      | 19/05/2025  |
| RIESGO                        | 1   |
| VIDA ÚTIL                     | 5 años  |

Fecha actualización: octubre/22