


MEDICAL NISSI SAS.

VERSIÓN: 2
CÓDIGO: FT-010
Página 1 de 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO KIT CITOLÓGICO BANDA MATE



NOMBRE DEL DISPOSITIVO	KIT CITOLÓGICO BANDA MATE
CARACTERISTICAS	DESCRIPCION
COMPONENTES	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE ESTUCHE PARA LÁMINA
	LAMINA DE VIDRIO CON BANDA MATE CEPILLO ENDOCERVICAL ESPATULA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Valvas superior e inferior incoloro con tornillo ajustable retenedor en color verde Inoloro
	No estéril, desechable Libre de impurezas
	Exposición efectiva de la cérvix Con mango de agarre efectivo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Superficie lisa y bordes redondeados para una inserción
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	confortable.
	Empuñadura ergonómica para un agarre seguro durante su
	manipulación.
	·
	Valvas superior e inferior incoloro con tornillo ajustable retenedor
	en color verde
	Temperaturas máximas de 150 ºC
	Con un material plástico no corrosivo
PROPIEDADES FISICAS DEL PRODUCTO	Resistente al impacto
	Con tornillo retenedor ajustable Max 50 mm abertura
MATERIAL PRINCIPAL	A 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10
ESPECULO VAGINAL DESECHABLE	Acrilonitrilo estireno(SAN)
ESTUCHE PARA LÁMINA	Polipropileno Hompolimero
LAMINA DE VIDRIO CON BANDA MATE	Vidrio con banda mate
CEPILLO ENDOCERVICAL	
ESPATULA	Nylon incoloro
	Polipropileno Hompolimero
	Exploración visual de la vagina interiormente y facilita la toma de
USO	muestras o implantación de DIU
	Dispositivo desechable
INDICACIONES Y PRECAUCIONES	Debe evitarse el uso en mujeres en estado de embarazo o con
INDICACIONES Y PRECAUCIONES	presunción de este.
	·
	Operación exclusiva de profesionales de la salud
DDECENTACION DEL DDODUCTO	Empaque en bolsa plástica individual
PRESENTACION DEL PRODUCTO	Embalaje en caja por 200 unidades
	No poner elementos pesados sobre los productos.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Conservar en un lugar fresco y seco y alejado de la luz directa del
	sol.
	Hacer uso estibas, estantería, u otro sistema para el
	almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación
	directa con paredes y pisos.
REGISTRO SANITARIO	2014DM-0011342
VIGENCIA	06/06/24
RIESGO	IIA
VIDA ÚTIL	
VIDA UTIL	5 años

Fecha actualización: octubre/22