


MEDICAL NISSI SAS.

VERSIÓN: 2
CÓDIGO: FT-010
Página 1 de 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO KIT CITOLÓGICO VIDRIO LISO



| NOMBRE DEL DISPOSITIVO | KIT CITOLÓGICO VIDRIO LISO |
|--------------------------|--|
| CARACTERISTICAS | DESCRIPCION |
| | ESPECULO VAGINAL DESECHABLE |
| COMPONENTES | ESTUCHE PARA LÁMINA |
| | LAMINA DE VIDRIO CON O SIN BANDA MATE |
| | CEPILLO ENDOCERVICAL |
| | ESPATULA |
| | Valvas superior e inferior incoloro con tornillo ajustable retenedor |
| | en color verde |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | Inoloro |
| | No estéril, desechable |
| | Libre de impurezas |
| | Exposición efectiva de la cérvix |
| | Con mango de agarre efectivo |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | Superficie lisa y bordes redondeados para una inserción |
|----------------------------------|--|
| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | confortable. |
| | Empuñadura ergonómica para un agarre seguro durante su |
| | manipulación. |
| | · |
| | Valvas superior e inferior incoloro con tornillo ajustable retenedor |
| | en color verde |
| | Temperaturas máximas de 150 ºC |
| | Con un material plástico no corrosivo |
| PROPIEDADES FISICAS DEL PRODUCTO | Resistente al impacto |
| | Con tornillo retenedor ajustable Max 50 mm abertura |
| | |
| | |
| MATERIAL PRINCIPAL | |
| ESPECULO VAGINAL DESECHABLE | Acrilonitrilo estireno(SAN) |
| ESTUCHE PARA LÁMINA | Polipropileno Hompolimero |
| LAMINA DE VIDRIO LISO | Vidrio liso |
| CEPILLO ENDOCERVICAL | |
| ESPATULA | Nylon incoloro |
| | Polipropileno Hompolimero |
| | |
| | Exploración visual de la vagina interiormente y facilita la toma de |
| USO | muestras o implantación de DIU |
| | |
| | Dispositivo desechable |
| INDICACIONES Y PRECAUCIONES | Debe evitarse el uso en mujeres en estado de embarazo o con |
| | presunción de este. |
| | Operación exclusiva de profesionales de la salud |
| | Empaque en bolsa plástica individual |
| PRESENTACION DEL PRODUCTO | Embalaje en caja por 200 unidades |
| | annanaja en saja per 200 annanae |
| | No poner elementos pesados sobre los productos. |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | Conservar en un lugar fresco y seco y alejado de la luz directa del |
| | sol. |
| | Hacer uso estibas, estantería, u otro sistema para el |
| | almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación |
| | directa con paredes y pisos. |
| REGISTRO SANITARIO | 2014DM-0011342 |
| VIGENCIA | 06/06/24 |
| RIESGO | IIA |
| VIDA ÚTIL | 5 años |
| VIDA UTIL | D diius |

Fecha actualización: octubre/22