

[<< Atras](#)

Datos Generales del Producto							
Expediente Sanitario	20098267	Nombre producto	APOSITO MEJORADO DE HYDROFIBER CON PLATA Y FIBRA DE REFUERZO				
Registro Sanitario	INVIMA 2016DM-0014393	Vencimiento	2026/03/07	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	ESTE REGISTRO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: 413570 AQUACEL AG+ ENHANCED HYDROFIBER RIBBON DRESSING WITH SILVER AND STRENGTHENING FIBER 1CM X 45CM 413571 AQUACEL AG+ ENHANCED HYDROFIBER RIBBON DRESSING WITH SILVER AND STRENGTHENING FIBER 2CM X 45CM 413572 AQUACEL AG+ ENHANCED HYDROFIBER RIBBON DRESSING WITH SILVER AND STRENGTHENING FIBER 2.5CM X 45CM 413566 AQUACEL AG+EXTRA ENHANCED HYDROFIBER DRESSING WITH SILVER AND STRENGTHENING FIBER 5CM X 5CM 413567 AQUACEL AG+ EXTRA ENHANCED HYDROFIBER DRESSING WITH SILVER AND STRENGTHENING FIBER 10CM X 10CM 413568 AQUACEL AG+ EXTRA ENHANCED HYDROFIBER DRESSING WITH SILVER AND STRENGTHENING FIBER 15CM X 15CM 413569 AQUACEL AG+ EXTRA ENHANCED HYDROFIBER DRESSING WITH SILVER AND STRENGTHENING FIBER 20CM X 30CM 413577 AQUACEL AG+ EXTRA ENHANCED HYDROFIBER DRESSING WITH SILVER AND STRENGTHENING FIBER 10CM X 13CM 413580 AQUACEL AG+ EXTRA ENHANCED HYDROFIBER DRESSING WITH SILVER AND STRENGTHENING FIBER 5CM X 6CM 413581 AQUACEL AG+ EXTRA ENHANCED HYDROFIBER DRESSING WITH SILVER AND STRENGTHENING FIBER 4CM X 10CM 413583 AQUACEL AG+ EXTRA ENHANCED HYDROFIBER DRESSING WITH SILVER AND STRENGTHENING FIBER 15CM X 14.5CM 413598 AQUACEL AG+ EXTRA ENHANCED HYDROFIBER DRESSING WITH SILVER AND STRENGTHENING FIBER 4CM X 20CM 413599 AQUACEL AG+ EXTRA ENHANCED HYDROFIBER DRESSING WITH SILVER AND STRENGTHENING FIBER 4CM X 30CM 412009 AQUACEL AG SURGICAL HYDROFIBER SURGICAL COVER DRESSING WITH SILVER 3.5 IN. X 4 IN. / 9 CM X 10 CM 412010 AQUACEL AG SURGICAL HYDROFIBER SURGICAL COVER DRESSING WITH SILVER 3.5 IN. X 6 IN. / 9 CM X 15 CM 412011 AQUACEL AG SURGICAL HYDROFIBER SURGICAL COVER DRESSING WITH SILVER 3.5 IN. X 10 IN. / 9 CM X 25 CM 412012 AQUACEL AG SURGICAL HYDROFIBER SURGICAL COVER DRESSING WITH SILVER 3.5 IN. X 14 IN. / 9 CM X 35 CM						
Marcas	AQUACELTM, AQUACELTM EXTRATM, HYDROFIBERTM, CONVATEC®						

Datos de Interes			
Vida Util	2 años	Miembros Comprometidos	PIEL
Usos	AQUACEL AG+ Y AQUACEL AG+ EXTRA APÓSITOS POTENCIADOS DE HYDROFIBER CON PLATA Y FIBRA DE REFUERZO, SON APÓSITOS EN CINTA SUAVE, ESTÉRIL, NO TEJIDA, HECHOS DE DOS CAPAS DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA IMPREGNADA CON UN 1,2% DE PLATA IÓNICA (UN AGENTE ANTIMICROBIANO), POTENCIADA POR SAL DI-SÓDICA DEL ÁCIDO ETILENDIAMINETETRA-ACÉTICO (EDTA) Y CLORURO DE BENZETONIO (BECL) Y REFORZADOS CON FIBRA DE CELULOSA REGENERADA. ESTOS APÓSITOS ABSORBEN GRANDES CANTIDADES DE FLUIDO DE LA HERIDA Y BACTERIAS, Y CREAN UN GEL SUAVE Y COHESIVO QUE SE ADAPTA ÍNTIMAMENTE A LA SUPERFICIE DE LA HERIDA, MANTIENE UN AMBIENTE HÚMEDO Y AYUDA A LA RETIRADA DEL TEJIDO NO VIABLE DE LA HERIDA (DESBRIDAMIENTO AUTOLÍTICO). UN AMBIENTE DE CURA HÚMEDO Y EL CONTROL DE LAS BACTERIAS DE LA HERIDA, FAVORECEN EL PROCESO DE CICATRIZACIÓN NATURAL Y AYUDA A REDUCIR EL RIESGO DE LA INFECCIÓN DE LA HERIDA. LA PLATA IÓNICA DEL APÓSITO ELIMINA MICROORGANISMOS PATÓGENOS, TANTO EN FORMA PLANCTÓNICA COMO DE BIOFILMS, PREVIENE LA FORMACIÓN / REFORMACIÓN DEL BIOFILM E INCREMENTA LA EFICIENCIA DE LA PLATA RESPECTO A LOS MICROORGANISMOS. EL APÓSITO POR SÍ MISMO PROVEE UNA BARRERA ANTIMICROBIANA Y PROTEGE EL LECHO DE LA HERIDA. INDICACIONES: ESTOS APÓSITOS ESTÁN INDICADOS PARA EL MANEJO DE: (I) HERIDAS DONDE HAY UNA INFECCIÓN O UN ELEVADO RIESGO DE INFECCIÓN; (II) HERIDAS DE PIE DIABÉTICO, ÚLCERAS VASCULARES (ÚLCERAS POR ÉSTASIS VENOSO, ÚLCERAS ARTERIALES Y ÚLCERAS DE ETIOLOGÍA MIXTA) Y ÚLCERAS POR PRESIÓN (DE ESPESOR PARCIAL Y TOTAL); (III) HERIDAS QUIRÚRGICAS; (IV) HERIDAS TRAUMÁTICAS; (V) HERIDAS CON PROPENSIÓN AL SANGRADO, TALES COMO HERIDAS QUE HAN SIDO DESBRIDADAS MECÁNICA O QUIRÚRGICAMENTE; (VI) HERIDAS ONCOLÓGICAS CON EXUDADO, TALES COMO TUMORES FUNGOIDES, CUTÁNEOS, CARCINOMA FUNGOIDE, METÁSTASIS CUTÁNEAS, SARCOMA DE KAPOSI Y ANGIOSARCOMA. ADEMÁS AQUACEL AG+ PUEDE USARSE EN HERIDAS CAVITADAS Y PROFUNDAS, INCLUYENDO SINUS Y HERIDAS TUNELIZADAS Y AQUACEL AG+ EXTRA PUEDE SER USADA COMO BARRERA A LA PENETRACIÓN BACTERIADA EN LA HERIDA, LO QUE PUEDE AYUDAR A REDUCIR LA INFECCIÓN Y EN HERIDAS DONDE SE TIENE SOSPECHA DE PRESENCIA BACTERIANA A CAUSA DE LA CRONICIDAD / NO PROGRESIÓN. QUEMADURAS DE ESPESOR PARCIAL (SEGUNDO GRADO) PARA LAS REFERENCIAS AQUACEL AG + EXTRA	Riesgo	III

Presentaciones Comerciales	
Presentacion Comercial	

Caja por 3, Caja por 5 o caja por 10 apósitos

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA,BODEGA WEST	KILOMETRO 7 AUTOPISTA MEDELLIN CELTA TRADE PARK-BODEGA 80	COLOMBIA	CUNDINAMARCA	FUNZA	
FABRICANTE	CONVATEC LIMITED	FIRST AVENUE DEESIDE INDUSTRI	REINO UNIDO			mariavictoriaussa@arunasesores.com
IMPORTADOR	CONVATEC COLOMBIA LTDA	AVENIDA CARRERA 45 #108-27 OFICINA 801 TORRE 3 EDIFICIO PARALELO 108	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	
REPRESENTANTE LEGAL	MARIO AYALDE TASCON	CALLE 76 NO. 11-17 PISO 5	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	paola.linares@dental83.com
TITULAR REGISTRO SANITARIO	CONVATEC COLOMBIA LTDA	AVENIDA CARRERA 45 #108-27 OFICINA 801 TORRE 3 EDIFICIO PARALELO 108	COLOMBIA	D.C.	BOGOTA	

[Imprimir](#) << [Atras](#)