

ESENTA™

ESENTA™ SKIN BARRIER SPRAY 50mL STING FREE
BARRERAS CUTÁNEAS ESENTA STING FREE SPRAY 50 mL

DESCRIPCIÓN

ESENTA™ Spray (50 mL) para proteger la piel sin irritaciones.



Características

- Sistema Bag-on-Valve (BoV): Rocía en cualquier ángulo. La nueva tapa puede girar en cualquier dirección para mejorar su uso.
- Protege la piel hasta por 72 horas.
- Fórmula basada en silicona.
- Crea una barrera transpirable que protege la piel de los daños causados por adhesivos, residuos corporales y enzimas.
- Fácil de aplicar y retirar.
- No acumulan residuos, ni se adhieren a los pliegues de la piel.
- Se seca en rápidamente (en 30 segundos) para formar una película duradera de silicona.
- Se recomienda aplicar cada 12-72 horas, dependiendo de las condiciones de la superficie de la piel.
- Seguro y eficaz incluso con uso frecuente.
- Normalmente, no es necesario quitarlo. No obstante, el protector cutáneo ESENTA™ se puede quitar fácilmente con el removedor de adhesivos médicos ESENTA™.
- Alivia la piel enrojecida y dolorida.
- Reduce el picor.
- No se fabrica con látex de caucho natural
- No contiene siloxanos D5.
- Amigable con el medio ambiente.

Componentes

94,75% Hexamethyldisiloxane, HMDSO
5% Trimethylated Silica, TMS
(Trimethylsiloxysilicate)
0,25% Zanthalene

Uso previsto

Protección de la piel frente a los daños asociados a los desechos corporales, enzimas y adhesivos.

Instrucciones de Uso

1. Limpie y seque la piel.
2. Sostenga el producto a unos 10 cm del área que se va a tratar.
3. Aplique un recubrimiento uniforme en un movimiento de barrido.
4. Asegúrese de que el área esté completamente seca antes de aplicar productos adhesivos, como equipos o apósitos.
5. El producto debe sustituirse en cada cambio de apósito o material para mantener una protección completa.

ESENTA™

ESENTA™ SKIN BARRIER SPRAY 50mL STING FREE
BARRERAS CUTÁNEAS ESENTA STING FREE SPRAY 50 mL

Precauciones

- Evite el uso directo en lechos de heridas.
- Evitar su uso sobre superficies cutáneas delicadas o sensibles (ojos, boca, oídos, nariz, vagina).
- En caso de duda, haga una prueba en un área pequeña antes de su uso.
- Si se produce irritación cutánea, interrumpa su uso y consulte a un profesional de la salud.
- Evite la inhalación.
- Solo para uso externo.
- Si sucede algún incidente grave mientras se usa este producto o tras su uso, comuníquelo al fabricante y a la autoridad nacional pertinente.

ADVERTENCIAS

- Usar solo según las indicaciones.
- Recipiente presurizado: puede explotar si se calienta. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas expuestas y otras fuentes de ignición.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- MUY INFLAMABLE

Esterilidad	Registros Sanitarios Región Andina	Vida Útil	Condiciones de almacenamiento
Producto no estéril	Colombia: INVIMA 2021DM-0024229 Ecuador: 12622-DME-0122 Perú: DM22693E	4 años	No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

Empaque Primario
Material de empaque: lata de aluminio

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)
423288	ESENTA™ Skin Barrier Spray 50ml	N/A	3,4 x 3,4 x 13	65

- Consulta con tu representante la disponibilidad de referencias en tu país.

Empaque Secundario
Material de empaque: Caja plegadiza de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (g)	Unidades por caja
423288	ESENTA™ Skin Barrier Spray 50ml	768455170128	3,8 x 3,8 x 13,8	75	1

Empaque Terciario
Material de empaque: Caja corrugada de cartón

REF (ICC)	Descripción	Código de identificación	Dimensiones (cm) [Largo x Ancho x Alto]	Peso (kg)	Caja máster por
423288	ESENTA™ Skin Barrier Spray 50ml	10768455170125	16 x 12,5 x 15	900	12

ESENTA™

ESENTA™ SKIN BARRIER SPRAY 50mL STING FREE
BARRERAS CUTÁNEAS ESENTA STING FREE SPRAY 50 mL



Fabricantes:

ConvaTec Limited – Reino Unido
HYDROKEM AEROSOLS LTD – Reino Unido
WALTERS HOUGHTON LTD – Reino Unido



Importadores:

CONVATEC COLOMBIA LTDA
CONVATEC ECUADOR S.A.
CONVATEC PERÚ S.A.C.



ConvaTec Limited
First avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NJ, UK

www.convatec.com

*Consultar registro sanitario de cada país

Para más información sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con su representante de ventas ConvaTec.

Con reservas por errores de imprenta y alteraciones en las especificaciones de los productos. Versión impresa no controlada.

Todas las marcas y logotipos son propiedad del Grupo ConvaTec.

Material exclusivo para profesionales de la salud.

FUENTE: Datafile Convatec