



FICHA TÉCNICA: MASCARILLA FACIAL KN95



CÓDIGO: GT-FH | VERSIÓN: 04 | FECHA: 21 12 2020

PRESENTACION COMERCIAL

MARCA

FABRICANTE

REGISTRO SANITARIO

VIGENCIA REGISTRO SANITARIO

CLASIFICACIÓN RIESGO

Mascarillas faciales. No estériles

Medical Supplies Corp. S.A.S

KINGSTAR MEDICAL (XIANNING) CO., LTD con Domicilio en China.

INVIMA 2021DM-0023914

16/07/2031

I

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

ASPECTO

Libre de partículas extrañas

COLOR

Blanco

OLOR

Polipropileno, no tejido, filtro, soporte en aluminio y elástico con recubrimiento de hilaza
5 capas de Polipropileno no tejido con filtro, soporte nasal cubierto y elásticos para las orejas
Superiores al 95 %.

COMPOSICIÓN

ESTADO

Quirúrgica

EFICIENCIA DE LA FILTRACIÓN BACT.(BFE)

KN-95

TIPO DE MASCARILLA

CARACTERÍSTICAS

Barra frontal adaptable, Desechable.

Se fija en la parte posterior de la cabeza con una banda elástica o un empuje.

EMPAQUE

Caja x 25 unidades; Bolsa x 1 unidad

USOS

Usado para protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior, protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire, de un solo uso.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en un ambiente bien ventilado, oscuro y seco.

Mantener alejado del fuego, contaminantes y posibles fuentes de contaminación.

Además, la temperatura de almacenamiento alrededor de $-20^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$,

humedad relativa alrededor $< 80\%$ HR

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Los materiales empleados no causan ninguna reacción alérgica, no son tóxicos o citotóxica y no conducen a la sensibilización o irritación.

Sin partículas sueltas (por ejemplo, pelo, insectos, etc.).

Sin contaminación, grasa u otro material extraño.

Sin daños como rasgaduras, agujeros, cortes.

Sin costura abierta, sin olor.

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

- a. No apto para lugares de trabajo donde existen llamas abiertas, como soldadura, fundición, etc.
 - b. No es adecuado para uso de protección profesional, como entornos de gases tóxicos y deficientes en oxígeno.
 - c. Solo para un solo uso. Deseche la mascarilla después de su uso siguiendo la normativa local.
 - d. Use la máscara no más de 8 horas. Pero cuando tenga dificultad para respirar, la mascarilla esté dañada, distorsionada o no se pueda mantener un ajuste facial adecuado, reemplace la mascarilla inmediatamente.
 - e. No usar con barbas o vello facial que muchos inhiben el contacto entre la cara y el borde de la mascarilla
 - f. El incumplimiento de todas las instrucciones y limitaciones sobre el uso de este producto podría reducir la eficacia de la mascarilla..
- Los materiales empleados no causan ninguna reacción alérgica, no son tóxicos o citotóxica y no conducen a la sensibilización o irritación.
- Sin partículas sueltas (por ejemplo, pelo, insectos, etc.).
- Sin contaminación, grasa u otro material extraño.
- Sin daños como rasgaduras, agujeros, cortes.
- Sin costura abierta, sin olor.

ELABORADO POR



DIONY ANDREA GALLEGO SIERRA

REVISADO POR



CARLOS MARIO RAYO ECHAVARRÍA

APROBADO POR



JULIANA ARANGO PONCE