



HOJA DE SEGURIDAD Y RIESGO

Código: GT-FS-1

Versión: 05

Fecha: 01-12-2023

SECCIÓN No. 1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

Dispositivos Médicos no invasivos

Producto: Venda Elástica

Titular del registro sanitario: Medical Supplies Corp. S.A.S

Registro sanitario: 2017DM-0016044

Vigencia del registro sanitario: 22 de marzo de 2027

Dirección: Carrera 50 # 97 b sur 277 bodega 103 La Estrella- Antioquia

Teléfono: 4486334

Página web: www.msCorp.com.co

RIESGO CLASE: I

Son dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles generales, no destinados para proteger y mantener la vida o para un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión.

SECCIÓN No.2 COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Composición: Poliéster/Caucho

Componentes peligrosos: No contiene sustancias peligrosas

SECCIÓN No. 3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS:

3.1 RIESGO IDENTIFICABLE

3.1.1. Que el vendaje no tenga el ancho establecido.

3.1.2. Que el vendaje no tenga la elongación establecida de 5 yardas.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 SANDRA JARAMILLO	 DIONY ANDREA GALLEGO SIERRA	 JULIANA ARAANGO PONCE

Copia Controlada

3.2 MEDIDAS PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD (DISMINUIR EL RIESGO)

3.2.1. Calibrar la maquina y realizar inspección constante al proceso de tejeduría para garantizar el ancho de la venda.

3.2.2. Realizar inspección constante al proceso de corte de la venda para garantizar que la longitud de corte sea la indicada para cumplir con la elongación establecida.

SECCIÓN No. 4 MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA EL FUEGO

Riesgos específicos: Temperaturas extremas muy altas o muy bajas.

Método específico a emplear: Extintor de polvo ABC, polvo químico seco, CO2. Por la generación de gases se requiere protección con mascarilla para humo.

SECCIÓN No. 5 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Recomendaciones sobre manipulación segura: Se recomienda manipularla con las manos limpias y secas por higiene.

Condiciones de almacenamiento: Conservar en lugar fresco y seco. Mantener en su empaque hasta consumir el producto.

SECCIÓN No. 6 CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL:

Disposición final: No reutilizar

SECCIÓN No. 7 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se conoce peligro para el medio ambiente

SECCIÓN No. 8 INFORMACIÓN ADICIONAL

Usos: Rupturas musculares, esguinces, inmovilizaciones en general, venas varices, fijación de férulas, drenaje en centros de estética