




normal	60x40 cm.	60x60 cm.	60x75 cm.	60x90 cm.	80x180 cm.
extra	60x40 cm.	60x60 cm.	60x75 cm.	60x90 cm.	80x180 cm.

Sabanindas® es una gama de productos orientados a la protección de superficies en incontinencia urinaria leve a moderada y procedimientos clínicos en los cuales se requiera una contención no estéril. Especialmente diseñado para pacientes encamados y niños con enuresis.



- 1 Lámina posterior impermeable para asegurar que el producto permanece en su lugar sin desplazamientos a la vez que reduce el riesgo de fugas.
- 2 Estructura romboidal que permite la rápida absorción de los fluidos, favoreciendo su difusión a través del núcleo central, mejorando la velocidad de absorción.
- 3 El sellado perimetral que bordea el absorbente reduce el riesgo de fugas.
- 4 Cada rombo contiene gran cantidad de celulosa que absorbe rápida y efectivamente la orina a través de los canales de difusión.
- 5 Sabanindas 80 x 180 cm presenta unas alas abatibles que ayudan a fijar el absorbente en las camas.



EXTRA

	Código Indas	C.N. Código	EAN13	Tallas	Lámina poosterior	Núcleo de absorción	Alas abatibles
Sabanindas Extra 60x40	2834021	175273.4	84105200 14159	Pequeño	Polietileno	Romboidal	X
Sabanindas Extra 60x60	2834023	175265.9	84105200 14166	Mediano	Polietileno	Romboidal	X
Sabanindas Extra 60x75	2834025	175257.4	84105200 14173	Grande	Polietileno	Romboidal	X
Sabanindas Extra 60x90	2834027	175240.6	84105200 14180	Maxi	Polietileno	Romboidal	X
Sabanindas Extra 80x180	2834029	151852.1	84105200 14197	Ajustable	Polietileno	Romboidal	✓

NORMAL

Sabanindas Normal 60x40	1834011	-	84105200 20273	Pequeño	Polietileno	Romboidal	X
Sabanindas Normal 60x60	1834012	-	84105200 20280	Mediano	Polietileno	Romboidal	X
Sabanindas Normal 60x75	1834013	-	84105200 14715	Grande	Polietileno	Romboidal	X
Sabanindas Normal 60x90	1834020	-	84105200 33679	Maxi	Polietileno	Romboidal	X
Sabanindas Normal 60x90	1834014	-	84105200 20297	Maxi	Polietileno	Romboidal	X
Sabanindas Normal 80x180	1834015	-	84105200 20303	Ajustable	Polietileno	Romboidal	✓



Absorción, difusión
y consistencia



Estructura romboidal



Suave capa superior



Celulosa



Polietileno
impermeable



Dermatológicamente
testado



Sin látex

Para más información:
www.indas.com www.domtarpersonalcare.com



a part of Domtar Personal Care