



D' MARTINE COMPANY

FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD TAPABOCAS DESECHABLE RESORTADO PEDIATRICO

CÓDIGO: FT-PA-007

VERSIÓN: 1

FECHA: 12/01/2021

PÁGINA 1 de 5

SECCIÓN Nº1: Identificación del producto y la compañía

Nombre Comercial del Producto		Mascarilla de Alta Filtración de sujetar con Elástico Pediátrico		
Material	DESCRIPCION	MATERIAL	NOMBRE TECNICO	
	CAPA EXTERNA	POLIPROPILENO BLANCO 60 GRS	SPUNBOND	
	CAPA MEDIA	FILTRO BLANCO DE 20 GRS	FILTRO MELBLOWN	
	CAPA INTERNA	POLIPROPILENO BLANCO 30 GRS	SPUNBOND	
	ALAMBRE	RECUBIERTO PLASTICO CAL.24	PLASTIC SPOOLED	
	ELASTICO	TEJIDO ALGODÓN-LYCRA	LYCRA	
Dimensiones (cm): Tolerancia ± 1	REQUISITO	MINIMO		
	Largo de la mascarilla	140 mm		
	Ancho de la mascarilla	90 mm		
	Longitud del elástico	140 a 150 mm		
	Longitud del alambre	100 mm		
	Pliegues	3		
	Color Azul, Blanco, Rosa o Multicolor	N / A		
Presentación Comercial	REF.1420	Mascarilla para procedimiento con elástico pediátrico.	CAJA X 50 UNID A GRANEL	
Indicaciones	1. Un solo uso			
	2. La mascarilla para procedimientos FILBACTER PREMIUM es diseñada usando materiales livianos para facilitar su filtración y proveer más comodidad y frescura			
	3. Minimiza la retención del calor de la respiración y reduce la posibilidad de irritación de la piel.			
	4. La mascarilla también posee una pieza nasal recubierta la cual se ajusta perfectamente al arco nasal para prevenir un posible efecto de escape o penetración			
	5. El diseño plegado permite el cubrimiento total facial, para sujetar con elásticos resistentes suaves y confortables			

RESISTENCIA A LA PENETRACION DE FLUIDOS


Capa externa
Filtro 99.8% BFE
Capa interna suave

FACILIDAD DE RESPIRACION Y COMODIDAD PARA EL USUARIO

TAPABOCA ELASTICO



TAPABOCA ELASTICO






FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD MASCARILLA PEDIATRICA FILBACTER PREMIUM CON ELASTICO

CÓDIGO: FT-PA-007

VERSIÓN: 1

FECHA: 12/01/2021

PÁGINA 2 de 5

	6.Todas estas características se combinan para ofrecerle una mascarilla liviana fresca cómoda y segura.								
Marca:	D`MARTINE ®								
Usos:	Protección para personal profesional en la salud								
Especificación de diseño	La mascarilla no tendrá defectos que puedan afectar el uso normal. 1. Selle de ultrasonido completo 2. Alambre bien posicionado y sellado 3. Elástico bien sellado, uniforme en sus medidas, limpio y sin adhesivos. 4. Cuerpo sin perforaciones y limpias. 5. Pliegues bien sellados y uniformes 6. Empaque óptimo. La eficiencia de filtración Bacteriana (EFB) es el porcentaje de eficiencia de la mascarilla para filtrar <i>microorganismos</i>. La eficiencia de la mascarilla es > 99,0% MASCARILLA DE ALTA PROTECCION >99.0% BFE FILBACTER PREMIUM								
			Eficiencia de Filtración  <table><thead><tr><th>Item</th><th>Efficiency (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mascarilla D' FILBACTER</td><td>99.80%</td></tr><tr><td>Requerido AORN</td><td>95%</td></tr></tbody></table>	Item	Efficiency (%)	Mascarilla D' FILBACTER	99.80%	Requerido AORN	95%
Item	Efficiency (%)								
Mascarilla D' FILBACTER	99.80%								
Requerido AORN	95%								
Fabricante	D' MARTINE COMPANY SAS								
:	Dirección: Carrera 7 # 7-101 Chia-Cundinamarca	Teléfono: 8615111 Chia							
Teléfono de emergencia en Colombia		3202147237							
Autorización INVIMA:	Registro sanitario: 2019DM-0019788								
	Vigencia: 10 años								
	Clasificación de riesgo: I								
	Vida útil: 5 años								
NIT:	900.013.261-7								

SECCIÓN N°2: Composición, Información sobre los materiales.

Nombre Químico: tela SMS poliolefina tipo polipropileno filamento 100 % - (C3H6) -

Fórmula Química: No aplica

Número CAS: No aplica

Materiales: polipropileno no tejido SMS

SECCIÓN N°3: Identificación de los riesgos.



D' MARTINE COMPANY

FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD MASCARILLA PEDIATRICA FILBACTER PREMIUM CON ELASTICO

CÓDIGO: FT-PA-007

VERSIÓN: 1

FECHA: 12/01/2021

PÁGINA 3 de 5

Riesgo a la salud: Ninguna

Riesgos Generales: Ninguna

SECCIÓN N°4: Medidas de Primeros Auxilios.

Inhalación: No aplica

Contacto con la piel: No aplica

Ingestión: Inducir al vomito.

Contacto con los ojos: No aplica

SECCIÓN N°5: Medidas para lucha contra incendios.

Riesgos específicos: no aplica

Riesgos a explosión: ligeramente combustible, puede formar mezcla explosiva debido a carga estática, emite toxico en caso de fuego.

Medios de extinción: extintor tipo A

Recomendaciones para el personal de lucha contra el fuego: equipo de respiración autónomo de bombeo completo.

SECCIÓN N°6: Medidas para controlar derrames o fugas (vertido accidental).

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: No aplica

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del producto: No aplica

Métodos y materiales de contención y de limpieza: No aplica

Equipo de protección personal para atacar la emergencia: No aplica

SECCIÓN N°7: Manipulación y Almacenamiento.

Recomendaciones sobre manipulación segura: Carga y descarga brutal puede afectar la calidad del producto y causar heridas al manipulador/transportador.

Condiciones de almacenamiento: Almacene en lugar fresco, seco donde no entre fácilmente en contactos con aceites, grasas, colorantes, detergentes, sustancias de olor fuerte y/o productos químicos que puedan alterar las condiciones del producto.

Evite colocar sobre la caja que contiene el producto, materiales pesados.

Temperatura: Máxima 32C°

Humedad: Máxima 70%

SECCIÓN N°8: Control de Exposición/Protección Especial.

Medidas de higiene general: No aplica.

Equipo de protección personal: No aplica.

Protección Respiratoria: No aplica

Protección de manos: No aplica.

Protección ocular: No aplica.

Protección de la piel y cuerpo: No aplica.

SECCIÓN N°9: Propiedades Físicas y Químicas.



D' MARTINE COMPANY

FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD MASCARILLA PEDIATRICA FILBACTER PREMIUM CON ELASTICO

CÓDIGO: FT-PA-007

VERSIÓN: 1

FECHA: 12/01/2021

PÁGINA 4 de 5

Estado Físico: Solido

Color: azul quirúrgico y blanco.

Apariencia y olor: libre de cuerpos extraños con envoltura uniforme, olor característico, suave al tacto.

PH: No informa.

Densidad: No informa.

Punto de Ebullición: No informa.

Punto de fusión: no determinado.

Solubilidad en agua: insoluble

Punto de inflamabilidad: baja, mayor a 500 °C.

SECCIÓN N°10: Estabilidad y reactividad.

Estabilidad: estable.

Productos de descomposición peligrosos: No peligros.

Condiciones a evitar: No informa.

Sustancias a evitar: No informa.

Reactividad: No reactivo.

SECCIÓN N°11: Información Toxicológica.

El ensayo de irritación de la piel (humana): No toxico

Experiencia en el hombre: No informa.

Condiciones médicas generalmente agravadas por la exposición: No informa.

SECCIÓN N°12: Información Ecológica.

Persistencia y degradabilidad: No es biodegradable.

Situación de impacto ambiental: no es previsible un daño grave o permanente en el medio ambiente.

Los materiales termoplásticos pueden emitir vapores cuando se calientan a las temperaturas de proceso

SECCIÓN N°13: Consideraciones relativas sobre Disposición Final.

Métodos para el tratamiento de residuos: producto no reutilizable.

Se debe considerar las precauciones recomendadas por normas de bioseguridad, desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos donde se deben tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión.

Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios - Norma Técnica Colombiana GTC-24

SECCIÓN N°14: Información sobre Transporte.

No transportar con líquidos, colorantes, detergentes, sustancias de olor fuerte y/o productos químicos que puedan alterar las condiciones del producto.

Debe ser transportado en vehículo cerrado en condiciones de limpieza.

Transporte por carretera: sin restricción.

Transporte aéreo: sin restricción

Transporte marítimo: sin restricción.

SECCIÓN N°15: Información Reglamentaria (materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas)



D' MARTINE COMPANY

FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD
MASCARILLA PEDIATRICA FILBACTER PREMIUM CON
ELASTICO

CÓDIGO: FT-PA-007

VERSIÓN: 1

FECHA: 12/01/2021

PÁGINA 5 de 5

Decreto 4725 de 2005 ministerio de la protección social.

Resolución 4002 de 2007 manual CCAA capacidad de almacenamiento y acondicionamiento.

SECCIÓN N°16: Información Adicional.

N/I

Mascarilla Multicolores

